

AREA	DESCRIZIONE ESAME	COD.ESAME	METODICA	GIORNI LAV.	GIORNI ESEC.	MATERIALE	CONSERVAZIONE	NOTE OPERATORE	ESAME IN URGENZA	ESAMI IN SERVICE
Allergologia	ALLER FOOD 109 ALIMENTI	*I109	EIA	12	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.		NO	SI
Allergologia	IGE TOTALI	PRIST	EIA	2	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.		NO	SI
Allergologia	Ig E specifiche Multiplex-ALEX	*FABER	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	8	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.		NO	SI
Allergologia	RAST : ARAGOSTA	ARAGO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	6	lu - gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.		NO	SI
Allergologia	RAST : VONGOLE	VONG	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	5	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST :Tyrophagus Putrescentiae	TIPU	CHEMIL	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.		NO	SI
Allergologia	RAST: ACACIA (T19)	ACACI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.		NO	SI
Allergologia	RAST: ACARUS SIRO D70	ACSI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.		NO	SI
Allergologia	RAST: ACER NEGUNDO	ACNE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.		NO	SI
Allergologia	RAST: AGLIO (f47)	AGLIO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.		NO	SI
Allergologia	RAST: AGROSTIS STOLONIFERA	AGST	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.		NO	SI
Allergologia	RAST: ALBICOCCA (f237)	ALBIC	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	3	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.		NO	SI
Allergologia	RAST: ALFA LATTOALBUMINA (f76)	ALAT	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.		NO	SI
Allergologia	RAST: ALNUS INCANA	ALIN	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.		NO	SI
Allergologia	RAST: ALTERNARIA TENUIS	ALTE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.		NO	SI
Allergologia	RAST: AMBROSIA ELATIOR	AMEL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: AMBROSIA PHILOST.	AMPS	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: AMOXICILLINA	AMOXI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: AMPICILLINA	AMPIC	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: ANANAS (f210)	ANANA	EIA	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: ANGURIA (f329)	ANGUR	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	5	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: ANISAKIS	ANISA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: ANTHOXANTHUM ODORATUM	ANOD	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: ARACHIDI (f13)	ARAC	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: ARANCE (f33)	ARAN	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: ARTEMISIA ABSINTHIUM	ARAB	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: ARTEMISIA V. (ASSENZIO)	ASSEN	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: ASCARIS	ASCAR	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	3	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: ASPARAGO	ASPAR	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: ASPERGILLUS FUMIGATUS	ASFU	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: ASPERGILLUS NIGER	ASNI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: AVENA SATIVA (f7)	AVEN	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: BAMBAGIONE	BAMBA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: BANANA (f92)	BANAN	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: BASILICO (f269)	BASIL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: BETA LATTOGLOBULINA(F77)	LAGLO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: BETULA VERRUCOSA	BEER	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI
Allergologia	RAST: BIANCO D'UOVO (f1)	BIUO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C		NO	SI

Allergologia	RAST: BLATELLA GERMANICA	BLATE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CACAO (f93)	CACAO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CAFFE' (f221)	CAFFE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CALABRONE (i75)	CALAB	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CALAMARO	CHAL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	5	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CANDIDA ALBICANS	CAAL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CARNE DI AGNELLO	AGNEL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CARNE DI BUE (F27)	CARBU	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CARNE DI MAIALE	CARNM	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CARNE DI TACCHINO	TACCH	EIA	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CAROTA	CAROT	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CASEINA	CASE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CASTAGNA (f299)	CASTA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	6	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CASTANEA SATIVA CASTAGNO (i206)	CASAT	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	6	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CAVOLFIORE (F291)	CAVOL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CECI (F309)	CECI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CEFACLOR	CEFAC	EIA	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CEFALOSPORINA	CEFAL	EIA	5	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CETRIOLO	ISOCI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CHAMPIGNON (FUNGO PRATAIOLO)	CHAMP	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CHENOPodium ALBUM	CHENO	EIA	5	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CILIEGIA (F242)	CILIE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	3	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CIPOLLA	CIPOL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CIPRESSO	CIPRE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CLADOSPORIUM ERBARUM	CLHE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CODINA-ALOPECURUS (G16)	CODIN	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CORYLUS AVELLANA	COAV	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: COZZE	COZZE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	6	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CRIPTOMERIA JAPONICA (i17)	CRIPT	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CRYSTANTH. LEUCANTHEMUM	CRLE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: CYNODON DACTYLON	CYDA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: DACTYLIS GLOMERATA	DAGL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: DERMATOPHAGOIDES MICRO CERAS	DEMIC	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	3	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: DERMATOPHAGOIDES PTERONISSIMUS (D1)	DEPT	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: DERMATOPHAGOIDES FARINAE (D2)	DEFA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: DOLICHOVESPULA AR. (i5)	DOLIC	EIA	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: EPITELIO DI CANE	EPCA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: EPITELIO DI CONIGLIO	EPCO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: EPITELIO DI GATTO	EPGA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI

Allergologia	RAST: ERBA CALI	ERCALI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: ERBA CANINA	ERBCA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: EUCALYPTUS	EUCAL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: EUROGLYPHUS MAYNEI (D74)	AMTR	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: Epitelio/Forfora di CAVALLO	EPCV	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: FAGGIO (I5)	FAGGI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: FAGIOLI	FAGIO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: FAGUS GRANDIFOLIA	FAGR	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: FESTUCA ELATIOR	FEEL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: FORFORA DI CANE	FOCA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: FORMAGGIO DOLCE (F81)	FORM	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: FORMAGGIO FERMENT. (F82)	FOFER	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: FRAGOLE	FRAGO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	2	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: FRASSINO (t15)	FRASS	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: GAMBERI	GAMBE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: GINEPRO-JUNIPERUS (T6)	JUSA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: GLUTINE	GLUTI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: GLYCYPHAGUS DOMESTICUS (D73)	EPVA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: GRANCHI	GRAN	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: GRANO	GRANO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: GRANO SARACENO	TRITI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: HOLCUS LANATUS	HOLA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: IPOCASTANO (t203)	IPPO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: JUNGLAS CALIFORNICA(T10)	JUCA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: JUNIPERUS	JUNIP	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: KIWI (F84)	KIWI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	3	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: LANA EPITELIO DI PECORA	EPPE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: LATTE	LATT	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: LATTICE	LATTI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: LATTUGA (F215)	LATTU	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: LENTICCHIE	LENTI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR (D71)	LEPID	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: LIEVITO	LIEVI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: LIGUSTRUM VULGARE	LIGUS	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: LIMONE (F208)	LIMON	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: LOGLIARELLO (G5)	LOGLI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: MAIS	MAIS	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: MANDARINO	MANDA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: MANDORLE	MAND	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	3	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI

Allergologia	RAST: MARGHERITA DEI PRATI	MARG	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: MELANZANA	MEL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: MELE	MELE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: MELONE (F87)	MELON	EIA	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: MIX ALBERI	MALBE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: MIX EPITELI	EPITE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: MIX ERBE VARIE	MERBE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: MORUS ALBA GELSO BIANCO (I70)	BGELSO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	6	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: MUCOR RACEMOSUS (M4)	MURA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: MUFFE	MUFFE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: NOCCIOLE	NOCC	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: NOCCIOLO (I4)	NOCCI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: NOCE (ALBERO) (T10)	NOCEP	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	5	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: NOCI	NOCE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: NOCI BRASILIANE	NOBR	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: OLIVO (I9)	OLIVO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	3	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: OLMO (I8)	OLMO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: ONTANO (I2)	ONTAN	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	5	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: ORTICA	ORTIC	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: ORZO	ORZO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	5	ma, gi, ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PALEO ODOROSO	PALOD	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PARIETARIA JUDAICA	PARJ	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	3	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PARIETARIA OFFICINALIS	PARI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PATATA	PATAT	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PENICILLINA G	PENG	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PENICILLINA V	PENV	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PENICILLUM NOTATUM	PENO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PERA	PERA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	5	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PESCA	PESCA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	5	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PESCE MERLUZZO	PEME	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PHALARIS ARUNDINACEA	PHAL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PHLEUM PRATENSE (codolina)	PHPR	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PHRAGMITES COMMUNIS	PHCO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PINO (I213)	PINO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PINOLO (F235)	PINOL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PIOPPO (I14)	PIOPP	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PISELLO	PISE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PISTACCHIO (F203)	PISTA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	5	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PIUME D'OCA	PIUME	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI

Allergologia	RAST: PLANTAGO LANCEOLATA	PLLA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PLATANUS ACERIFOLIA	PLAC	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PLATESSA	PLATE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: POA ANNUA	POAN	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: POLISTES APACHUS	POLIS	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: POLLO	POLLO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: POLPO	POLP	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	6	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: POLVERE CASA GREER LABS	POGR	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: POLVERE CASA HOLLISTER	POHO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: POLVERE DI CASA	POCA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: POLVERE DI CASA BENCARD	POBE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: POMODORO	POMO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PREZZEMOLO	TEAK	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: PRUGNA (F255)	PRUGN	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: QUERCUS ALBA	QUAL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: RISO	RISO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: ROSSO D'UOVO (TUORLO)	ROUO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: SALICE	SALI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: SALMONE	SALMO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: SAMBUCUS NIGRA	SAMBU	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: SEDANO	SEDAN	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: SEGALE	SEGA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: SEGALE CEREALE (G12)	SECE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	5	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: SEPPIA	SEPP	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	6	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: SOJA	SOJA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: SOLIDAGO VIRGAUREA	SOVI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: SPINACI (F214)	SPINA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: SUCCINILCOLINA (C202)	SUNIL	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	10	lu - gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: TARAXACUM VULGARE	TAVU	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: TETRACICLINA	TETRA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	8	gi - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: TIGLIO (I208)	TIGLI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: TONNO	TONNO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: TRIFOGLIO	TRIFO	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: TROTA	TROTA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: ULMUS AMERICANA	ULAM	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: UVA	IVA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: VELENO DI APE	APE	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: VELENO DI VESPA (VESPA SPECIES)	VESPA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST: ZANZARA (I71)	ZANZA	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI

Allergologia	RAST: ZEA MAYS (GRANOTURCO)	ZMAYS	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST:CARNE DI CONIGLIO	CONI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	5	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Allergologia	RAST:TAFANO (TABANUS)	TAFAN	EIA	5	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	AC. S-FENIL MERCAPTURICO	MERCA	HPLC	8	lu - ve	URINE INIZ- FINE TURNO	Stabile 7gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	ACETONE PLASMATICO	PACET	GAS-CROM	9	lu - ve	LITIO-EPARINA	Refrigerato (2-8°C), provetta ben chiusa	NO	SI
Chimica Clinica	ACETONE URINARIO	ACET	GAS-CROM	12	lu - ve	URINE	Refrigerato (2-8°C), provetta ben chiusa	NO	SI
Chimica Clinica	ACIDI BILIARI	ACBIL	CIN	2	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	ACIDO 5 OH INDOLACETICO	5OHIA	HPLC	10	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 3 gg a 2-8°C, 1 mese - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	ACIDO FOLICO	ACFOL	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C al riparo dalla luce, 1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	ACIDO LATTICO PLASMATICO	PLATT	FOTOM.	9	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	Centrifugare subito a 3000 giri per 10'	NO	SI
Chimica Clinica	ACIDO OMOVANILICO (HVA)	POMOV	HPLC	10	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 7 gg a + 2-8°C; 1 mese a - 20 C	NO	SI
Chimica Clinica	ACIDO OSSALICO EMATICO	POSSAL	HPLC	14	lu - ve	SIERO	Congelato (-20°C) dopo centrifugazione e separazione	NO	SI
Chimica Clinica	ACIDO URICO	EURIC	COL	1	lu - ve	SIERO	Congelato (-20°C) dopo centrifugazione e separazione	NO	SI
Chimica Clinica	ACIDO URICO URINARIO	ACURIN	ENZIM	1	lu - ve	URINE	Stabile 4 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	ACIDO VANILMANDELICO	UVMA	HPLC	6	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 7 gg a + 2-8°C; 1 mese a - 20 C	NO	SI
Chimica Clinica	ADIPONECTINA	*ADIP	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	16	lu - ve	SIERO	CONGELATO (-20°C)	NO	SI
Chimica Clinica	ALA DEIDRASI ERITROCITARIA	ALA	COL	10	lu - ve	LITIO-EPARINA	2-8°C	NO	SI
Chimica Clinica	ALA URINARIO	ALAU	FOTOM.	7	lu - ve	URINE MATTINO	Al riparo dalla luce, refrigerato (2-8°C) durante la raccolta	NO	SI
Chimica Clinica	ALBUMINA	EALBU	EIA	1	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	ALDOLASI	EALDO	CIN	4	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	ALFA 1 MICROGLOBULINA	A1MI	I. TURB	9	lu - ve	URINE MATTINO	2-8°C	NO	SI
Chimica Clinica	ALFA 2 MACROGLOBULINA	PMACR	NEFEL	12	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	AMILASI	EAMIL	CIN	1	lu - ve	SIERO	Temperatura ambiente o Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	AMILASI PANCREATICA	AMPAN	ENZ COL	4	lu - ve	SIERO	Stabile 5 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	AMILASURIA	UAMIL	CIN	3	lu - ve	URINE 24 ORE	Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	AMMONIO	EAMMO	CIN	4	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	Critico: Centrifugare immediatamente in refrigerata, congelare plasma subito	NO	SI
Chimica Clinica	APOLIPOPROTEINA A 1	EAPOA	RID	4	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	APOLIPOPROTEINA B	EAPOB	RID	4	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	APTOGLOBINA	EAPTO	I. TURB	4	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	AZOTEMIA	EAZOT	CIN	1	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	BAP TEST	*BAP	ENZ COL	18	lu - ve	SIERO	2-8°C	NO	SI
Chimica Clinica	BETA 2 MICROGLOBULINA	XB2M	I. TURB	3	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	BETA 2 MICROGLOBULINA UR.	XB2MU	NEFEL	4	lu - ve	URINE MATTINO	Stabile 5 giorni a + 4°C	NO	SI
Chimica Clinica	BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO)	*BICA	ENZIM	8	lu - ve	LITIO-EPARINA	Stabile 4 giorni a +2-8°C., 1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	BILIRUBINA DIRETTA	BIDIR	COL	2	lu - ve	SIERO	Al riparo rigoroso dalla luce, refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	BILIRUBINA FRAZ. REFLEX	RBILDI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	SIERO	Al riparo rigoroso dalla luce, refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	BILIRUBINA TOT.E FRAZIONATA	BILI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	SIERO	Stabile 24 ore a riparo dalla luce a t.a., 7 giorni a -20°C. Analita fotolabile	NO	SI
Chimica Clinica	BILIRUBINA TOTALE	EBITO	COL	1	lu - ve	SIERO	Stabile 24 ore a riparo dalla luce a t.a., 7 giorni a -20°C. Analita fotolabile.	NO	SI
Chimica Clinica	C PEPTIDE - PROFILO POST PRANDIALE	PPEC	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	Stabile 2 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI

Chimica Clinica	CALCIO	ECA	COL	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	CALCIO IONIZZATO	ECAIO	CHIM	4	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a 2-8°C 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	CALCIO URINARIO H24	UCA	COL	2	lu - sa	URINE 24 ORE	Stabile 3 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	CALCIO URINARIO spot	CALCUR	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	URINE	Stabile 4 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	CAPACITA' FERRO LEGANTE	CAPA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	CARBOSSIEMOGLOBINA	CARBO	SPETTR	7	lu - ve	LITIO-EPARINA	Stabile 8 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	CERULOPLASMINA	CERUL	NEFEL	4	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	CISTATINA C	CISTA	NEFEL	3	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	CISTINA URINARIA	UCISTI	Cromat.Liqu.	23	lu - ve	URINE	Raccolta 24h refrigerata (2-8°C) o acidificata	NO	SI
Chimica Clinica	CITRATI URINARI	UCITR	CHIM	8	lu - ve	URINE 24 ORE	1 mese a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	CK ISOENZIMI (CK MM,CK MB,CK BB)	CKISO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	7	lu - ve	SIERO	Congelato (-20°C) se non analizzato in giornata	NO	SI
Chimica Clinica	CK MB MASSA	CKMB	CHEMIL.	4	lu - ve	SIERO	Refrigerato (2-8°C) fino a 24h, poi Congelato (-20°C)	NO	SI
Chimica Clinica	CK NAC	ECPK	CIN	1	lu - ve	SIERO	Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	CLEARANCE DEI FOSFATI	VCLP	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	URINE 24 ORE	Siero: Refrigerato (2-8°C); Urine 24h: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	CLEARANCE DELLA CREATININA	VCLC	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	URINE 24 ORE, SIERO	Campioni stabili 4 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	CLEARANCE UREA	VCLU	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	URINE 24 ORE	Siero: stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C. Urine: stabile 3 gg a +4°C.	NO	SI
Chimica Clinica	CLORO	ECL	ISE	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	CLORO URINARIO 24H	UCL	ISE	1	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 4 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	CLORURO URINARIO spot	ECLU	ISE	1	lu - ve	URINE	Stabile 4 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	COENZIMA Q10	*Q10	HPLC	15	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	CONGELATO (-20°C)	NO	SI
Chimica Clinica	COLESTEROLO HDL	EHD	COL	0	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	COLESTEROLO LDL	ELDL	COL	1	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	COLESTEROLO TOTALE	ECOTO	COL	1	lu - ve	SIERO	Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	COLESTEROLO VLDL	EVL	SPETTR	3	lu - ve	SIERO	2° - 8° ; Stabile 7 giorni a 4°	NO	SI
Chimica Clinica	COLINESTERASI	ECHE	CIN	1	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	CREATININA	ECREA	ENZ COL	1	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	CREATININA URINARIA H24	UCRE	ENZIM	1	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 4 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	CREATININA URINARIA SPOT	CREAUR	ENZIM	1	lu - ve	URINE	Stabile 4 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	CURVA INSULINEMICA 3 TEMPI	T3INS	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	SIERO	Separare il siero entro 2h, refrigerato (2-8°C) o congelato	NO	SI
Chimica Clinica	CURVA INSULINEMICA 3 TEMPI	CINS3	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	Siero	Separare il siero entro 2h, refrigerato (2-8°C) o congelato	NO	SI
Chimica Clinica	CURVA INSULINEMICA 4 TEMPI	CINS4	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	Siero	Separare il siero entro 2h, refrigerato (2-8°C) o congelato	NO	SI
Chimica Clinica	CURVA INSULINEMICA 5 TEMPI	CINS5	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	Siero	Separare il siero entro 2h, refrigerato (2-8°C) o congelato	NO	SI
Chimica Clinica	CURVA INSULINEMICA 6 TEMPI	CINS6	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	Siero	Separare il siero entro 2h, refrigerato (2-8°C) o congelato	NO	SI
Chimica Clinica	CURVA INSULINEMICA 7 TEMPI	CINS7	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	Siero	Separare il siero entro 2h, refrigerato (2-8°C) o congelato	NO	SI
Chimica Clinica	D-ROM TEST-RADICALI LIBERI	*DROM	COLOR	15	lu - ve	SIERO	2-8°C	NO	SI
Chimica Clinica	ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE	UPROT	FORESI	7	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 2 gg a +4°C. NON congelare	NO	SI
Chimica Clinica	ESAME DEL CALCOLO	VCAU	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	8	lu - ve	CAMPIONE BIOLOGICO	Temperatura ambiente in contenitore asciutto e pulito	NO	SI
Chimica Clinica	ESAME URINE	URINE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - sa	URINE	Stabile 8 h a t.a.	NO	SI
Chimica Clinica	ETIL GLUCORONIDE URINARIO screening	ETG	IMMUNOCROMATOGRAFICO	5	lu - ve	URINE	Refrigerato (2-8°C)	NO	SI

Chimica Clinica	FENILALANINA PLASMATICA	FENIL	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	18	lu - ve	Plasma a -20° / Lito Eparina	14 giorni a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	FENOLI	FENOL	COL	7	lu - ve	SIERO	Urine: refrigerato (2-8°C) fine turno/raccolta	NO	SI
Chimica Clinica	FERRITINA	XFR	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	FOSFATASI ACIDA	EFOAC	COL	4	lu - ve	SIERO	Centrifugare, separare e congelare immediatamente. Stabile 7 gg a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	FOSFATASI ACIDA PROSTATICA (PAP)	PAP2	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	FOSFATASI ALCALINA	EFALC	CIN	0	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 7 gg a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO	ISOOF	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	FOSFOLIPIDI	UFOSF	CIN	10	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	FOSFORO	EP	COL	1	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	FOSFORO URINARIO 24H	UP	COL	2	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	FOSFORO URINARIO spot	UPU	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	2	lu - ve	URINE	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	FRUTTOSAMINA	FRUTT	COL	7	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	FRUTTOSIO LIQUIDO SEMINALE	FRUSEM	COLOR	9	lu - ve	CAMPIONE BIOLOGICO	Stabile 7 giorni a 4° - 8°C	NO	SI
Chimica Clinica	GAMMA GT	GGT	CIN	1	lu - ve	SIERO	Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA	EGLIC	COL	1	lu - ve	SIERO	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA	ECUG3	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	2	lu - ve	SIERO, 120'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA	ECUG6	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	SIERO	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 0'	CU0	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	SIERO	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 10'	EC10	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	10'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 10'	CU10	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	10'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 120'	EC120	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	120'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 120'	CU120	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	120'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 15'	CU15	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	15'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 15'	EC15	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	15'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 150'	EC150	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	150'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 150'	CU150	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	150'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 180'	EC180	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	180'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 180'	CU180	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	180'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 20'	EC20	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	20'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 20'	CU20	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	20'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 210'	EC210	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	210'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 210'	CU210	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	210'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 240'	EC240	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	240'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 240'	CU240	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	240'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 30'	EC30	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	30'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 30'	CU30	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	30'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 40'	EC40	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	40'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 40'	CU40	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	40'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 45'	EC45	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	45'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	NO	SI

Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 45'	CU45	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	45'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a -20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 60'	EC60	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	60'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a -20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 60'	CU60	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	60'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a -20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 90'	EC90	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	90'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a -20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA 90'	CU90	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	90'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a -20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA CURVA TEMPO 0'	EC0	COL	0	lu - ve	0'	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a -20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA DOPO COLAZIONE	EGCOL	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	SIERO	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a -20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICEMIA DOPO IL PASTO	EGLIP	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	SIERO	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a -20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	GLICOSURIA	UGLIC	COL	1	lu - ve	URINE	Refrigerato (2-8°C) per evitare proliferazione batterica	NO	SI
Chimica Clinica	GLICOSURIA FRAZIONATA	UGLFR	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	URINE	Stabile 24 ore a +4°C. Le urine devono essere conservate in bianco freddo (4-8°C).	NO	SI
Chimica Clinica	GLOMERULAR FILTRATION RATE	GFR	MDRD	2	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	GLUTATIONE TOTALE	GLUTD	HPLC	18	lu - ve	PROVETTA DEDICATA	2 - 8°C	NO	SI
Chimica Clinica	IDROSSIPROLINA	UIDRO	CHIMI	10	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 7 gg a +4°C, 15 gg a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	IGA SALIVARI	IGAS	IMMUNOENZIMATICA	8	lu - ve	SALIVA	15 giorni a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	INDICE HOMA	HOMA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	SIERO	Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a -20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	INTERLEUCHINA 2	*IL2	CHEMIL.	29	lu - ve	SIERO CONGELATO	-20°C	NO	SI
Chimica Clinica	INTERLEUCHINA 6	IL6	CHEMIL.	11	lu - ve	SIERO	-20°C	NO	SI
Chimica Clinica	IODURIA	IODU	CHIMI	8	lu - ve	URINE	Temperatura ambiente o Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	ISOENZIMI AMILASI	ISOAM	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	4	lu - ve	SIERO	2 - 8°C	NO	SI
Chimica Clinica	ISOENZIMI FOSFATASI ALCALINA	FOIS	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 7 gg a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	ISOENZIMI LDH (1-5)	LDHIS	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	8	lu - ve	SIERO	Non congelare. Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	ISTAMINA	ISTAM	RIA	12	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	-20°C	NO	SI
Chimica Clinica	LDH	ELDH	CIN	0	lu - ve	SIERO	Non congelare. Stabile 7 gg a +4°C.	NO	SI
Chimica Clinica	LEPTINA	LEPTI	EIA	15	lu - ve	SIERO	Stabile 1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	LIPASI	ELIPA	COLOR	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	LIPOPROTEINA L (a)	PLIPO	I. TURB	7	lu - ve	SIERO	Stabile 8 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	LIQUIDO SINOVIALE	ASINO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	6	lu - ve	ETIC	Temperatura ambiente per conta cellulare/es. colturale; refrigerato per chimica	NO	SI
Chimica Clinica	LIQUIDO SINOVIALE	SINO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	6	lu - ve	ETIC	Temperatura ambiente per conta cellulare/es. colturale; refrigerato per chimica	NO	SI
Chimica Clinica	LISOZIMA	LISOZ	ENZIM	14	lu - ve	SIERO	4°C	NO	SI
Chimica Clinica	LITIO	ELITI	IONI SELETTIVI	2	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	MAGNESIO	EMG	COL	1	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	MAGNESIO ERITROCITARIO	*EMAG	ASS ATOM	18	lu - ve	ETIC	Stabile 7gg a 2-8°C	NO	SI
Chimica Clinica	MAGNESIO URINARIO	UMG	COL	3	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	MALONDIALDEIDE	MALON	HPLC	10	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	7 GG a 2-8 °C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	MELANINA URINARIA	MELAN	CHIM	7	lu - ve	ETIC	Al riparo dalla luce, refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	METAEMOGLOBINA	EMETA	CO-OSSIMETRIA	12	lu - ve	Sangue Intero (EDTA)	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	MICROALBUMINARIA 24H	MIALBH	I. TURB	1	lu - ve	URINE 24 ORE	Raccolta 24h conservata in frigorifero (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	MICROALBUMINURIA	MIALB	I. TURB	4	lu - ve	URINE	Stabile 3 gg a +4°C. NON congelare.	NO	SI
Chimica Clinica	MIOGLOBINA	PMIOG	CHEMIL.	3	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 7 gg a -20°C	NO	SI

Chimica Clinica	MIOGLOBINA urinaria	UMIO	NEFEL	8	lu - ve	URINE MATTINO	Analizzare subito o refrigerare (2-8°C); alcalinizzare se conservata	NO	SI
Chimica Clinica	MUCOPROTEINE-Alfa 1 glicoproteina	EMUCO	I. TURB	4	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	NEFA	NEFA	ENZ COL	7	lu - ve	SIERO CONGELATO	Centrifugare subito, congelare plasma/siero a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	NUMERO DI DIBUCAINA	NUBUC	CIN	6	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	OMEGA SCREENING Acidi grassi essenziali	*OME	GC-MS	22	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	Centrifugare rapidamente, congelare (-20°C)	NO	SI
Chimica Clinica	OMOCISTEINA	OMO	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Chimica Clinica	OSMOLARITA' PLASMATICA	OSMO	Estrapolativo	7	lu - ve	SIERO	Non congelare.Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	OSMOLARITA' URINARIA	OSMU	CRIOSC	7	lu - ve	URINE	Non congelare.Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	OSSALURIA	POSSA	CROMAT.	7	lu - ve	URINE 24 ORE	Raccolta 24h, aggiungere acido cloridrico (HCl) durante la raccolta	NO	SI
Chimica Clinica	PORFIRINA	PORFI	COL	7	lu - ve	URINE 24 ORE	Al riparo rigoroso dalla luce, refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	PORFOBILINOGENO	PORFO	COL	7	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile al buio: 7 gg a 2° - 14°C	NO	SI
Chimica Clinica	POTASSIO	EK	ISE	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	POTASSIO URINARIO 24H	UK	ISE	2	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 3 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	POTASSIO URINARIO spot	UKU	ISE	1	lu - ve	URINE	Stabile 3 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	PREALBUMINA	PALB	I. TURB	12	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	PRO BNP	PBNP	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	Stabile 1 mese a -20°C, massimo 4 gg. a 2 - 8°C	NO	SI
Chimica Clinica	PROTEINA BENCE JONES	UJONE	FORESI	7	lu - ve	URINE MATTINO	Urine della mattina o 24h: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	PROTEINA C REATTIVA	EPCR	TURB.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	PROTEINA C REATTIVA PCR (HS)	ASPCR	TURB.	2	lu - ve	SIERO	Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	PROTEINA CAT. EOSINOFILI	ECP	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Stabile 15 gg a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	PROTEINE TOTALI	EPRTO	COL	1	lu - ve	SIERO	Siero/Urine: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	PROTEINURIA	PROTU	TURB.	5	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 4 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	RADICALI LIBERI	RADIC	COL	9	lu - ve	SIERO	Centrifugare immediatamente, congelare il siero a -80°C o -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	RAPPORTO CALCUIRIA/CREATINURIA	RCACR	COL	4	lu - ve	ETIC	Urine estemporanee o 24h: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	RAPPORTO FOSFATUR./CREATINURIA	RFOCR	COL	4	lu - ve	ETIC	Urine estemporanee o 24h: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	RAPPORTO IDROSSIP./CREATINURIA	RCRID	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	4	lu - ve	ETIC	Urine 24h: Refrigerato (2-8°C) (dieta priva di collagene nei giorni precedenti)	NO	SI
Chimica Clinica	RAPPORTO K/L URINARIE	K/LU	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	5	lu - ve	ETIC	Urine della mattina o 24h: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	RAPPORTO PROTEINURIA/CREATINURIA	RAC	COLOR	3	lu - ve	URINE MATTINO	Urine estemporanee (preferibilmente prima mattina): Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	REAZIONE DI RIVALTA	RIVAL	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	ETIC	Temperatura ambiente (analizzare il liquido biologico il prima possibile)	NO	SI
Chimica Clinica	RECET.SOLUBILE TRANSFERRINA	REC	NEFEL	7	lu - ve	SIERO	Stabile 8 gg a +2°C/8°C, -18°C per 3 mesi (congelare entro 24h dal prelievo)	NO	SI
Chimica Clinica	RICERCA CHAMYDIA TR. SU URINE	CLADU	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	5	lu - ve	URINE	Primo getto d'urina della mattina, refrigerato (2-8°C) se ritarda	NO	SI
Chimica Clinica	Rapporto Albuminuria/Creatinuria	RAPAC	I. TURB	3	lu - ve	URINE 24 ORE, URINE MATTINO	Urine della mattina: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	SEROTONINA EMATICA	ESERO	HPLC	3	Lunedì	SIERO CONGELATO	Separare e congelare immediatamente.	NO	SI
Chimica Clinica	SEROTONINA URINARIA	SEROT	HPLC	8	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 7 gg a 2 -8° C	NO	SI
Chimica Clinica	SIDEREMIA	ESIDE	COL	1	lu - ve	SIERO	Refrigerato (2-8°C), evitare emolisi	NO	SI
Chimica Clinica	SIDERURIA	USIDE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	URINE 24 ORE, URINE INIZ-FINE TURNO, URINE	Urine estemporanee o 24h: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	SODIO	ENA	ISE	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	SODIO URINARIO 24H	UNA	ISE	1	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 3 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	SODIO URINARIO spot	URNA	ISE	1	lu - ve	URINE	Stabile 3 gg a +4°C	NO	SI

Chimica Clinica	STREPTOZYME TEST	EZYME	A.D.	3	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C., 1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	STRESS OSSIDATIVO-ANTI AGING	*AGING	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	25	lu - ve	Tampone Buccale	Stabile 5 gg a t.a.	NO	SI
Chimica Clinica	TCE (TRICLOROETANOLO)	TCE	GAS-CROM	8	lu - ve	ETIC	Urine: Refrigerato (2-8°C) in contenitore ben sigillato	NO	SI
Chimica Clinica	TEST DI GRAVIDANZA URINARIO	GRAV	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	URINE	Stabile 2 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	TEST DISBIOSI INTESTINALE	*DIS	HPLC	13	lu - ve	URINE	Stabile a 7 giorni 2 - 8° C	NO	SI
Chimica Clinica	TITOLO ANTISTAFILOLISINICO	UTAF	A.D.	5	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	TITOLO ANTISTREPTOLISINICO	ETAS	I. TURB	3	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	TRANSAMINASI GOT	EGOT	CIN	1	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	TRANSAMINASI GPT	EGPT	CIN	1	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	TRANSFERRINA	ETRA	I. TURB	1	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	TRANSFERRINA INSATURA	ETRAI	I. TURB	4	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Chimica Clinica	TRIGLICERIDI	ETRIG	COL	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	TRIPTASI	TRIPT	ELISA	17	lu - ve	SIERO CONGELATO	Centrifugare e separare il siero Conservare il siero a 4°C fino a 7 gg, -20°C fino a 30 gg	NO	SI
Chimica Clinica	TROPONINA I alta sensibilità	PTROP	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C) se analizzato entro 24h, altrimenti congelato	NO	SI
Chimica Clinica	UREA URINARIA	UREAU	CIN	1	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 3 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	URICURIA 24H	URICU	COL	1	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 3 gg a +4°C	NO	SI
Chimica Clinica	UROPORFIRINE	UROPO	CROMAT.	10	lu - ve	URINE 24 ORE	2 - 8°C 48 ore / -20°C 2 mesi	NO	SI
Chimica Clinica	VITAMINA A	*VITA	HPLC	5	Venerdi	PLASMA EDTA CONGELATO	Centrifugare entro 1 ora dal prelievo, separare il plasma e congelare subito. Stabile 4 mesi a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	VITAMINA B 12	VB12	CHEMIL.	2	lu - gi	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C.	NO	SI
Chimica Clinica	VITAMINA B 3	VIB3	LC-MS	17	lu - ve	SIERO CONGELATO	Tenere il campione al riparo dalla luce.	NO	SI
Chimica Clinica	VITAMINA B 6	*VIB6	HPLC	16	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA CONGELATO	Siero/Plasma al riparo dalla luce, congelato (-20°C)	NO	SI
Chimica Clinica	VITAMINA B1	*VIB1	HPLC	14	Lunedì	SANGUE INTERO EDTA CONGELATO	-20°	NO	SI
Chimica Clinica	VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA)	*VIB2	HPLC	5	Lunedì	SANGUE INTERO EDTA CONGELATO	-20°C	NO	SI
Chimica Clinica	VITAMINA C	*VITC	HPLC	10	lu - ve	SIERO CONGELATO	Tenere al buio e congelare	NO	SI
Chimica Clinica	VITAMINA D 1-25 diidrossi	VID125	CHEMIL.	14	Mercoledì	SIERO CONGELATO	Proteggere dalla luce con carta argentata.	NO	SI
Chimica Clinica	VITAMINA D Totale (25-OH)	PVD3	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	VITAMINA E	*VITE	Cromat.Liqu.	15	lu - ve	SIERO CONGELATO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Chimica Clinica	ZONULINA SIERICA	*ZONUL	ELISA	23	lu - ve	SIERO CONGELATO, SIERO CONGELATO	Centrifugare entro 1 ora dal prelievo, separare il plasma e congelare subito. Stabile 4 mesi a -20°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	ANTI FATTORE 8	AFAT8	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	12	lu - ve	SIERO CONGELATO, SIERO CONGELATO	Centrifugare immediatamente a 3000 giri per 20 minuti Separare e congelare. Scartare campioni immediatamente	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	ANTITROMBINA III	A3	COAG	2	lu - ve	PLASMA CITR.CONG E.	Centrifugare, separare e congelare subito il plasma.	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	CONTA PIASTRINE in SODIO CITRATO	CPIAS	Contaglobuli Automatico	1	lu - ve	PLASMA CITRATO	Stabile 7 gg a -20°C.	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	D-DIMERO	DIMER	I. TURB	2	lu - ve	PLASMA CITRATO	Stabile 6 h a t.a.	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	EMOCROMO COMPLETO	EMOC1	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	PLASMA SODIO CITRATO	Centrifugare, separare subito il plasma e congelarlo. Stabile 7 gg a -20°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	EMOGLOBINA GLICOSIL. A1C	HBA1C	IM. CHIM	3	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 8 h a t.a	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	EPARINA	EPAR	CROMOG.	17	lu - ve	EMOLISATO EDTA	Stabile 5 gg a +4°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	FATTORE II	FATII	COAG	9	lu - ve	PLASMA CITR. CONGELATO	Plasma da citrato: Centrifugare subito a fondo, congelare a -20°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	FATTORE IX	FATT9	COAG	9	lu - ve	PLASMA CITR.CONG E.	Plasma da citrato: Centrifugare, separare e congelare immediatamente a -20°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	FATTORE V	FATTV	COAG	10	Martedì	PLASMA CITR.CONG E.	Separare e congelare 2 aliquote subito a -20°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	FATTORE VII DELLA COAGULAZIONE	FATT7	CROMOG.	11	lu - ve	PLASMA CITR.CONG E.	Centrifugare immediatamente a 3.000 giri per 10 minuti, separare il plasma e congelare subito	NO	SI
							Separare e congelare 2 aliquote subito a -20°C	NO	SI

Ematologia e Coagulazione	FATTORE VIII	FATT8	CROMOG.	15	lu - ve	PLASMA CITR.CONG E.	Separare e congelare 2 aliquote subito a -20°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	FATTORE X	FATTX	COAG	9	lu - ve	PLASMA CITRATO	Separare e congelare 2 aliquote subito a -20°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	FATTORE XI	FATXI	COAG	15	lu - ve	PLASMA CITR.CONG E.	Separare e congelare 2 aliquote subito a -20°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	FATTORE XII HAGEMAN	FAT12	COL	15	lu - ve	PLASMA CITR.CONG E.	Plasma da citrato: Centrifugare, separare e congelare immediatamente a -20°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	FATTORE XIII	FAT13	COL	15	lu - ve	PLASMA CITRATO	Separare e congelare 2 aliquote subito a -20°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	FIBRINOGENO	EFIBR	COAG	1	lu - ve	PLASMA SODIO CITRATO	Centrifugare, separare e congelare subito il plasma. Stabile 8 h a +4°C, 7 gg a -20°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	G6P-DH	EG6P	CIN	6	lu - ve	TAPPO VIOLA	Sangue intero (EDNA): Refrigerato (2-8°C), NON congelare	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	GRUPPO SANGUIGNO	EGRRH	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	2	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero (EDTA): Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	LUPUS A. COAG. CONFIRM	LAC2	COAG	4	lu - ve	PLASMA CITR.CONG E.	Plasma da citrato: Doppia centrifugazione, congelare subito a -20°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	LUPUS ANTICOAGULANTE	LAC	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	7	lu - ve	PLASMA CITR. CONGELATO	Stabile 1 mese a -20°C. Centrifugare entro 2 ore, separare il plasma e congelare immediatamente.	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	PLASMINOGENO	PLASM	CROMOG.	10	lu - ve	PLASMA CITRATO	Stabile 1 mese a -20° C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	PROTEINA C COAGULATIVA	PCCO	COAG	7	lu - ve	PLASMA CITR. CONGELATO	Centrifugare, separare il plasma e congelare immediatamente.	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	PROTEINA S LIBERA	PSCO	COAG	7	lu - ve	PLASMA CITR. CONGELATO	Centrifugare, separare il plasma e congelare immediatamente.	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	PTT- TEMPO DI TROMBOPL. PARZIALE	PTT	COAG	1	lu - ve	PLASMA SODIO CITRATO	Plasma da citrato: analizzare entro 4 ore a T.A. o congelare a -20°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	RESISTENZA GLOBULARE	ERESG	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	5	lu - ve	TAPPO VIOLA	Stabile 8 ore a t.a.	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	RESISTENZA PROTEINA C ATTIVATA	APCR	COAG	7	lu - ve	PLASMA CITR. CONGELATO	Centrifugare separare il plasma e congelare immediatamente.	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	RETICOCITI	ERETI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 8 ore a t.a., 1 gg a +4°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	RH SAFE	RHSAFE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue intero (EDTA): Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	TEMPO DI PROTROMBINA	TAP	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	PLASMA SODIO CITRATO	Centrifugare, separare e congelare subito il plasma. Stabile 7 gg a -20°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	TEST DI COOMBS DIRETTO	CODIR	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 24 h a t.a., 7 gg a +4°C	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	VES	EVES	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	PROVETTA DEDICATA	Stabile 8 ore a t.a.	NO	SI
Ematologia e Coagulazione	VON WILLEBRAND ATTIVITA'	VONW	I. TURB	11	Mercoledì	PLASMA CITR.CONG E.	- 20° C	NO	SI
Endocrinologia	11 DESOSSICORTISOLO	*11DEO	HPLC	21	lu - ve	SIERO CONGELATO	1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	17 IDROSSICORTICOSTEROIDI	17OH	COL	8	lu - ve	URINE 24 ORE	Urine 24h: tenere in frigorifero (2-8°C) during la raccolta	NO	SI
Endocrinologia	17 KETOSTEROIDI	17KE	CROMAT.	8	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 7 gg	NO	SI
Endocrinologia	21 IDROSSILASI ABS	*IDRO	ELISA	18	lu - ve	SIERO	congelato (-20°C)	NO	SI
Endocrinologia	ACTH	ACTH	CHEMIL.	5	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	modesta di conservazione e trasporto (solo per uso esterno): Centrifugare al più presto il campione (entro 2 ore) e congelare subito a -20°C (solo per uso esterno). Porre immediatamente il campione (entro 2 ore) a -20°C.	NO	SI
Endocrinologia	ADH (VASOPRESSINA)	UADH	RIA	15	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	Plasma in EDTA/Eparina: centrifugare in refrigerata, congelare subito a -70°C/-20°C	NO	SI
Endocrinologia	ADRENALINA PLASMATICA	PADREN	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO		NO	SI
Endocrinologia	ALDOSTERONE ORTO	PAB	CHEMIL.	4	ma, gi	SIERO ORTO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C) o congelato	NO	SI
Endocrinologia	ALDOSTERONE URINARIO	PABU	CHEMIL.	2	lu, me	URINE 24 ORE	Congelare a - 20°C	NO	SI
Endocrinologia	ALDOSTERONE clino	PABCL	CHEMIL.	4	ma, gi	SIERO CLINO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C) o congelato	NO	SI
Endocrinologia	ALFA 3 ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE	3ANDR	RIA	3	Giovedì	SIERO CONGELATO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Endocrinologia	BETA HCG	BHCG	CHEMIL.	0	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Endocrinologia	CALCITONINA	CT2	CHEMIL.	4	lu - ve	SIERO CONGELATO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Endocrinologia	CATECOLAMINE EMATICHE FRAZ.	CATEC	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	6	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	Centrifugare, separare e congelare immediatamente il plasma	NO	SI
Endocrinologia	CATECOLAMINE URINARIE	CATUR	HPLC	8	lu - ve	URINE 24 ORE	Urine 24h acidificate (HCl), conservate in frigorifero (2-8°C), protette da luce	NO	SI
Endocrinologia	CATECOLAMINE URINARIE FRAZIONATE	CATUF	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Endocrinologia	CORTISOLO	F	CHEMIL.	1	lu, me, ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI

Endocrinologia	CORTISOLO URINARIO	FU	CHEMIL.	1	lu, me, ve	URINE 24 ORE	Stabile 2 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	CROSS LINK URINARI	CROSS	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 7 gg a +4°C al buio, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	D4	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	DHEA	DEA	RIA	10	lu - ve	SIERO CONGELATO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	DHEA S	DEAS	CHEMIL.	1	lu, me, ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	DIIDROTESTOSTERONE	DHT	IMMUNOENZIMATICA	9	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	DOPAMINA ematica	*DOPA	Cromat.Liqu.	12	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	Plasma: prelievo a freddo, centrifugare e congelare immediatamente a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	ERITROPOIETINA	PERIT	CHEMIL.	6	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	ESTRADIOLO 17 BETA	E2	CHEMIL.	1	lu, me, ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	ESTRONE	E1	RIA	9	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	FSH	FSH	CHEMIL.	1	lu, me, ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	GASTRINA	PGAS	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Stabile 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	GASTROPANEL	*GAST	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	SIERO	Stabile 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	GLUCAGONE	UGLUC	IMMUNOM	17	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	Stabile 1 mese -20°C	NO	SI
Endocrinologia	HGH ORMONE SOMATOTROPO	STH	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C) o congelato (-20°C)	NO	SI
Endocrinologia	INIBINA B	INIBI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	9	lu - ve	SIERO CONGELATO	Preparare 2 aliquote e congelare entro le 24h a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA	XINS	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA 10'	XI10	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	10'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA 120'	XI120	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	120'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA 15'	XI15	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	15'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA 150'	XI150	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	150'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA 180'	XI180	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	180'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA 20'	XI20	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	20'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA 210'	XI210	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	210'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA 240'	XI240	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	240'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA 30'	XI30	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	30', SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA 300'	XI300	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	URINE ACIDIFICATE	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA 40'	XI40	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	40'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA 45'	XI45	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	45'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA 60'	XI60	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	60'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA 90'	XI90	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	90'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA CURVA 0'	XIBA	CHEMIL.	0	lu - ve	0'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA CURVA 10'	IN10	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	10'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA CURVA 120'	IN120	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	120'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA CURVA 15'	IN15	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	15'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA CURVA 150'	IN150	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	150'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA CURVA 180'	IN180	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	180'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA CURVA 20'	IN20	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	20'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA CURVA 210'	IN210	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	210'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI

Endocrinologia	INSULINA CURVA 240'	IN240	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	240'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA CURVA 30'	IN30	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	30'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA CURVA 40'	IN40	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	40'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA CURVA 45'	IN45	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	45'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA CURVA 60'	IN60	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	60'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA CURVA 90'	IN90	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	90'	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA DOPO COLAZIONE	XIDC	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA DOPO PASTO	XIDP	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	INSULINA POST PRANDIALE	INDP	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	LH	LH	CHEMIL.	1	lu, me, ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	MACROPROLATTINA	PMACRO	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a 2° - 8° C	NO	SI
Endocrinologia	METANEFrina PLASMATICA libera	PMETE	LC-Massa	12	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	Congelare	NO	SI
Endocrinologia	METANEFrina URINARIA	PMETA	HPLC	12	lu - ve	URINE ACIDIFICATE	Urine 24h acidificate, conservate in frigorifero (2-8°C) al riparo dalla luce	NO	SI
Endocrinologia	NORADRENALINA URINARIA	NORU	Cromat.Lliqu.	15	lu - ve	URINE ACIDIFICATE	Urine 24h acidificate, conservate in frigorifero (2-8°C) al riparo dalla luce	NO	SI
Endocrinologia	NORMETANEFrine URINARIE	NORME	HPLC	12	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile al buio: 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	ORMONE ANTI MULLERIANO (AMH)	AMH	CHEMIL.	6	lu - ve	SIERO	4°C fino a 4 giorni, fino a un mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	OSTEOCALCINA	UOSTE	CHEMIL.	9	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 2 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	P1NP (Propeptide Aminotermiale Procollagene Tipo 1)	P1NP	CHEMIL.	25	lu - ve	SIERO	Conservare a 2-8°C	NO	SI
Endocrinologia	PARATORMONE INTATTO	PTHI	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	Stabile 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	PEPTIDE C	PEPC	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	Stabile 2 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	PEPTIDE C URINARIO	PEPCU	CHEMIL.	7	lu - ve	URINE	Stabile 2 ore +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	POLYPEPTIDE INTESTINALE VASOATTIVO	VIP	IMMUNOM	41	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	Plasma (EDTA + Aprotinina): centrifugare a freddo, congelare subito a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	POLYPEPTIDE PANCREATICO	POPA	RIA	25	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	Centrifugare a temperatura ambiente, separare e congelare.	NO	SI
Endocrinologia	PROCALCITONINA	PCT	EIA	3	lu - ve	SIERO	Stabile 48 ore a 4°C - per tempi più lunghi congelare	NO	SI
Endocrinologia	PROD.DEGR.TELOP.C urinari	CTXU	IM. CHIM	10	lu - ve	URINE MATTINO	Urine della prima mattina: al riparo dalla luce, congelare se non analizzate subito	NO	SI
Endocrinologia	PROD.DEGR.TELOPEPTIDE C (CTX)	CTX	CLIA	10	lu - ve	SIERO	1 settimana 2-8°C	NO	SI
Endocrinologia	PROGESTERONE	PG	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	PROGESTERONE 17 OH	17OHP	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	12 ore a 4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	PROLATTINA	PRL	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	PROLATTINA 2° CAMPIONE	PR20	CHEMIL.	1	lu, me, ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Endocrinologia	PROLATTINA 3° CAMPIONE	PR30	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Endocrinologia	PROLATTINA 4° CAMPIONE	PR40	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu, me, ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Endocrinologia	PROLATTINA 5° CAMPIONE	PR45	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu, me, ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Endocrinologia	RENINA clino	PRACL	CHEMIL.	4	ma, gi	PL. EDTA CONG. CLINO	Plasma (EDTA): Mantenere a temperatura ambiente fino a centrifugazione, poi congelare	NO	SI
Endocrinologia	RENINA orto	PRA	CHEMIL.	4	ma, gi	PL. EDTA CONG. ORTO	Plasma (EDTA): Mantenere a temperatura ambiente fino a centrifugazione, poi congelare	NO	SI
Endocrinologia	SHBG	PSHBG	CHEMIL.	6	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	SOMATOMEDINA C	USMC	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	SOMATOSTATINA	SOMAT	Immunometrico	40	lu - ve	PLASMA EDTA CONGELATO	Plasma con inibitori: centrifugare a freddo, congelare subito a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	T3 FREE	FT3	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI

Endocrinologia	T3 FREE	RFT3	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	T3 REVERSE	RT3	CHEMIL.	12	Lunedì	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C) o congelato (-20°C)	NO	SI
Endocrinologia	T4 FREE	FT4	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	T4 FREE	RFT4	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	TBG - Globulina Legante la tiroxina	UTBG	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	TEST PRE-ECLAMPSIA (PLGF)	TECLA	EIA	5	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C) fino a 48h, altrimenti congelato a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	TESTOSTERONE	TE	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	TESTOSTERONE LIBERO	TEL	CHEMIL.	8	lu - ve	SIERO	12 ore a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	TIREOGLOBULINA	HTG	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C) o congelato (-20°C)	NO	SI
Endocrinologia	TSH	TSH	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a -20°C.	NO	SI
Endocrinologia	TSH REFLEX	RTSH	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	Tiroxina T4	T4	CHEMIL.	4	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Endocrinologia	Triiodotironina T3	T3	CHEMIL.	4	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Genetica e Biologia	ANALISI PER LA SENSIBILITÀ AI SOLFITI	*SOLFI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	KIT DEDICATO	Temperatura ambiente - stabile 5 giorni	NO	SI
Genetica e Biologia	ANALISI PER LA SENSIBILITÀ AL NICHEL	*NICHE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	KIT DEDICATO	4-5 gg 2-8°C	NO	SI
Genetica e Biologia	ANALISI PER LA SENSIBILITÀ ALL'ALCOL	*ALCOL	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	KIT DEDICATO	Genetica (Sangue/Tampone): Temperatura ambiente o Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	ANALISI PER LA SENSIBILITÀ ALLA CAFFEINA	*CAFF	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	KIT DEDICATO	Genetica (Sangue/Tampone): Temperatura ambiente o Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	APO E MUTAZIONE	MAPOE	PCR RT	1	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	Analisi dei geni BRCA1 e BRCA2 mediante sequenziamento NGS	RBRCA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	16	lu - sa	PLASMA INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	Analisi del gene BRCA1 mediante Sequenziamento NGS	*BRC1	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	PLASMA INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	Analisi del gene BRCA2 mediante Sequenziamento NGS	*BRC2	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	PLASMA INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	BETA FIBRINOGENO MUTAZIONE	*BEFI	PCR RT	12	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	BETA-TALASSEMIA-principali MUTAZIONI (23)	BETAT	PCR RT	10	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Genetica e Biologia	BI TEST	BITE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	6	lu - ve	SIERO	Stabile 48 h a +4°C, 2 mesi a -20°C	NO	SI
Genetica e Biologia	BI TEST S.E. (ESEGUITO SU BRAHMS KRYPTOR)	BITEA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	4	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C) se analizzato in brevi tempi, altrimenti congelato	NO	SI
Genetica e Biologia	BREAST SCREEN-Test di predisposizione Neoplasie Mammella e Ovaio	BRESC	Next Generation Sequencing	12	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA / Tampone: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	Beta Fibrinogeno	MAGT	PCR RT	10	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 7 gg a +4°C, 2 mesi a -20°C	NO	SI
Genetica e Biologia	CARIOTIPO	MAPPA	CITOGENETICA	20	lu - ve	LITIO-EPARINA	Sangue intero in Eparina: Mantenere a Temperatura Ambiente (18-25°C), NON congelare	NO	SI
Genetica e Biologia	CYP2C19	*CYP2C19	NGS	20	lu - ve	Sangue Intero (EDTA)	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	CYP2C9	*CYP2C9	NGS	20	lu - ve	Sangue Intero (EDTA)	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	CYP2D6	*CYP2D6	NGS	20	lu - ve	Sangue Intero (EDTA)	6 giorni a 2° - 8°C	NO	SI
Genetica e Biologia	CarrieAdvanced STANDARD 420 malattie genetiche	CAS420	Next Generation Sequencing	21	lu - ve	Kit Dedicato	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	Carrier Advance focus	CARFOC	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	25	lu - ve	Kit Dedicato	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	DIETA E BENESSERE BASIC	*DBEB	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue intero in EDTA o Tampone buccale: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	DISTROFIA MUSCOLARE	*DISM	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	EMOCROMATOSI 12 MUTAZIONI	*EMO	PCR RT	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	4 giorni a temperatura ambiente	NO	SI
Genetica e Biologia	EMOCROMATOSI HFE (3 MUTAZIONI)	MEMO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	12	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Genetica e Biologia	ESOMA CLINICO PER LIPODISTROFIE	ESLIPO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	TAPPO VIOLA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	FATTORE II (G 20210 A)	FATT2	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	8	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI

Genetica e Biologia	FATTORE V (Y1702C)	FVY	COAG	10	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 7 gg a +4°C, 2 mesi a - 20°C	NO	SI
Genetica e Biologia	FATTORE V CAMBRIDGE R306T	FCAM	PCR RT	10	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Genetica e Biologia	FATTORE V DI LEIDEN (G 1691 A)	LEIDE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	TAPPO VIOLA	Stabile 7 gg a +4°C, 2 mesi a - 20°C	NO	SI
Genetica e Biologia	FATTORE V H1299R	*MFAV	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 7 gg a +4°C, 2 mesi a - 20°C	NO	SI
Genetica e Biologia	FATTORE XIII MUTAZIONE	*MF13	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	2 - 8°C	NO	SI
Genetica e Biologia	FIBROSI CISTICA 139 MUTAZIONI	*F1139	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	13	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 5 giorni a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Genetica e Biologia	FIBROSI CISTICA 152 MUTAZIONI	FIBRA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	FIBROSI SEQUENZIAMENTO COMPLETO	FIBRI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	FMR1(FRAXA) esame di II livello	FRAX2	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	GENE SCREEN-MALATTIE EREDITARIE	*GENE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	GENEADVANCE De Novo	GENOVO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	GENESCREEN UOMO	MGENE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	25	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	GENOMICO AUTISMO PANEL	*AUT	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	GeneScreen FOCUS	FGENE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	25	lu - ve	Kit Dedicato	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	HLA B51 TIPIZZAZIONE	*HB51	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	8	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 4 gg a temperatura ambiente	NO	SI
Genetica e Biologia	HLA DI CLASSE II (DR, DQ)	*HLA2	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Genetica e Biologia	HLA LOCUS B27 TIPIZZAZIONE	B27	PCR RT	9	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C) o Temperatura Ambiente	NO	SI
Genetica e Biologia	HLA PER MORBO CELIACO	UHLA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	13	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C) o Temperatura Ambiente	NO	SI
Genetica e Biologia	HLA TIPO 1 LOC1 A-B-C	HLAT1	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C) o Temperatura Ambiente	NO	SI
Genetica e Biologia	HLA-G	*HLAG	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Siero: Refrigerato (2-8°C) / Sangue EDTA per genetica	NO	SI
Genetica e Biologia	HPA HUMAN PLATELET ALLOANTIGENS	*HPA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	2 - 8°C	NO	SI
Genetica e Biologia	Human Platelet Alloantigens (variante Leu33Pro)	HPA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	ETIC	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	INTOLLERANZA AL FRUTTOSIO	IFRUT	PCR RT	20	lu - ve	KIT DEDICATO	Genetica (Sangue EDTA o Tampone): Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	INTOLLERANZA GENETICA AL LATTOSIO	*GLATT	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	25	lu - ve	KIT DEDICATO, TAPPO VIOLA	Genetica (Sangue EDTA o Tampone): Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	INTOLLERANZA GENETICA COMPLETA	*NUTRI	PCR RT	20	lu - ve	KIT DEDICATO	Genetica (Sangue EDTA o Tampone): Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	Interpretazione:	3.ORCOL	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve			NO	SI
Genetica e Biologia	JAK-2 MUTAZIONE V 617F	JAK2	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Genetica e Biologia	MDR1	*MDRI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	Sangue Intero (EDTA)	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	MICRODELEZIONI DEL CROMOSOMA X fragile e patologie associate	DELEX	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	MTHFR A 1298 C	MTHF2	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	MTHFR C 677 T	MTHFR	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	MUTAZ.APO B (R3500Q)	MAPOB	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	MUTAZIONE A6E (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME)	1	PCR RT	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	2 - 8°C	NO	SI
Genetica e Biologia	MUTAZIONE PAI-1 (4G/5G)	MPAI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 7 gg a +4°C, 2 mesi a - 20°C	NO	SI
Genetica e Biologia	ONCO ADVANCE RISK BRCA 1-2 PLUS	ORBP	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	PLASMA INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	ONCO ADVANCE RISK COMPLETE	ONCO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	ONCO ADVANCE RISK-BRAIN	ORBRN	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	ONCO ADVANCE RISK-BRCA	ORBRC	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	25	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	ONCO ADVANCE RISK-BREAST	ORBRE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI

Genetica e Biologia	ONCO ADVANCE RISK-COLON	ORCOL	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	ONCO ADVANCE RISK-GASTRIC	ORGST	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	ONCO ADVANCE RISK-GYN	ORGYN	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	ONCO ADVANCE RISK-MELANOMA	ORMLN	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	ONCO ADVANCE RISK-PANCREAS	ORPNS	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	ONCO ADVANCE RISK-PHEO	ORPHE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	ONCO ADVANCE RISK-PROSTATE	ORPST	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	ONCO ADVANCE RISK-RENAL	ORREN	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	ONCO ADVANCE RISK-THYROID	ORTHY	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	30	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	PANNELLO GENETICO EAT TOSIO/CATENA E CELIACIA	*LACE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA o Tampone: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	PANNELLO MICRODELEZIONI FETALI+TRISOMIE 9 E 16	*PMIC	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in provetta specifica (es. Streck): Temperatura Ambiente (15-25°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	PANNELLO TROMBOFILIA 15 MUTAZIONI	*PTRO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	PANNELLO-PACCHETTO 12 PATOGENI	PAN12	Real time PCR+Reverse DOT BLOT	7	lu - ve	TAMP. SECCO	Tampone o liquido biologico in terreno di trasporto: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	PRENATAL EASY 3	P-EASY3	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	9	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	PRENATAL SAFE 3	PREN3	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	7	lu - ve	KIT DEDICATO	4 settimane 2 - 8°C	NO	SI
Genetica e Biologia	PRENATAL SAFE 5	PRENA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	7	lu - ve	KIT DEDICATO	4 settimane 2 - 8°C	NO	SI
Genetica e Biologia	PRENATAL SAFE FULL RISK	*FRPRENA	Next Generation Sequencing	15	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	PRENATAL SAFE KARIO	KPREN	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	PRENATAL SAFE KARYO PLUS	KPPREN	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	9	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	PRENATAL SAFE PLUS (Prenatal Safe 5 +)	PPREN	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	PRENATAL SURE 3	SURE3	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	PRENATAL SURE 5	SURE5	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	PRENATAL SURE G+ GENETICS PLUS	SURGP	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	PRENATAL SURE G-GENETICS	SURG	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	PRENATAL SURE K+KARYO PLUS	SURKP	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	Kit Dedicato	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	PRENATAL SURE K-KARYO	SURK	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	PRENATAL SURE M-GENETICS MICRO	SURGM	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	PROFILING GENETICO	GENIC	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA o Tampone: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	PrenatalADVANCE Genetics Omnia	G-OMNIA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	PrenatalSafe Complete PLUS	*PPRCO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	PrenatalSure Plus	SUREPL	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	KIT DEDICATO	Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	NO	SI
Genetica e Biologia	RICERCA MICRODELEZIONI DELLA Y	DELEY	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	25	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 7 giorni a + 4°C 1 mese a -20°c	NO	SI
Genetica e Biologia	S BETA EMOL. GRUPPO B PCR	*BEM	PCR RT	7	lu - ve	TAMP. SECCO	Tampone vaginale/rettale: Refrigerato (2-8°C) se non inviato subito	NO	SI
Genetica e Biologia	SMA CARRIER TEST	SMAC	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	8	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	TEST DI FRAMMENTAZIONE DEL DNA SPERMATICO	FRAMM	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	CAMPIONE BIOLOGICO	stabile 12 ore 2°-8°	NO	SI
Genetica e Biologia	TEST DI PATERNITA'	PATLE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	ETIC	Sangue intero in EDTA o Tampone buccale: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	TEST DI PATERNITA' - USO LEGALE	LPATE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	9	lu - ve	ETIC	Sangue intero in EDTA o Tampone buccale (Catena di custodia): Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	TEST SORDITA' CONGENITA Principali mutazioni	SORDI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	8	lu - sa	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Genetica e Biologia	UGT1A1	*UGT1A1	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	stabile 7 giorni a 2 - 8°C	NO	SI

Genetica e Biologia	X FRAGILE	FRAXA	ENZIMATICO	8	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Genetica e Biologia	X FRAGILE-FRAXE	FRAXE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	ALFA 1 ANTITRIPSINA	EANTR	TURB.	4	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	AMILOIDE PROTEINA A	*AMILA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	18	lu - ve	SIERO CONGELATO	Siero: Refrigerato (2-8°C) o congelato	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	ANTI ANNEXINA IG G	*ANNG	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	SIERO	Stabile 4 - 8°C 5 giorni. 2 - 8°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	ANTI ANNEXINA IG M	*ANNM	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	20	lu - ve	SIERO	Stabile 4 - 8°C 5 giorni. 2 - 8°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	ANTI B 2 GLICOPROTEINA IGG	PGLIG	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C.	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	ANTI B 2 GLICOPROTEINA IGM	PGLIM	CHEMIL.	9	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C.	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	ANTI ENA SCREENING	SENA	EIA	5	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	ANTI GANGLIOSIDI IG M	AGANM	I.BLOT	7	lu - ve	SIERO	4 giorni 4°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	ANTI PROTROMBINA IGM	PTROM	EIA	15	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	ANTI TRANSGLUTAMINASI IGA	TRANA	EIA	4	ma, ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	ANTI TRANSGLUTAMINASI IGG	TRANG	EIA	4	ma, ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	C1 INIBITORE	EC1	NEFEL	4	lu - ve	SIERO	8 gg a +4°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	C1 Q COMPLEMENTO	PC1Q	I. TURB	7	lu - ve	SIERO CONGELATO	8 gg a +4°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	C3 PROATTIVATORE	C3A	TURB.	19	lu - ve	SIERO CONGELATO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	CATENE KAPPA (LIBERE) URINARIE	*FREUK	NEFEL	8	lu - ve	URINE MATTINO	Urine della mattina o 24h: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	CATENE KAPPA SIERICHE	SK	NEFEL	5	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	CATENE LAMBDA (LIBERE) URINARIE	*FREUL	NEFEL	8	lu - ve	URINE MATTINO	Urine della mattina o 24h: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	CATENE LAMBDA SIERICHE	SL	NEFEL	5	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA SIERICHE	*FRESK	NEFEL	8	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	CATENE LEGGERE LIBERE LAMBDA SIERICHE	*FRESL	NEFEL	8	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	COMPLEMENTO C3	EC3	I. TURB	4	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	COMPLEMENTO C4	EC4	I. TURB	4	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	COMPLEMENTO C5	*C5	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	SIERO	-20°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	CRIOAGGLUTININE	PCRIO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	4	lu - ve	SIERO	Critico: Mantenere a 37°C (temperatura corporea) fino alla coagulazione e separazione	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	CRIOGLOBULINE	CRIO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	4	lu - ve	SIERO	Stabile 24 h a +30/37°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	ELETTROFORESI PROTEICA	EPROT	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	2	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	IGG SOTTOCLASSE 1	IGG1	NEFEL	7	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	IGG SOTTOCLASSE 2	IGG2	NEFEL	7	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	IGG SOTTOCLASSE 3	IGG3	NEFEL	7	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	IGG SOTTOCLASSE 4	IGG4	NEFEL	7	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI	CIC2	EIA	8	lu - ve	SIERO CONGELATO	Siero: Separare velocemente, congelare se non analizzato a breve	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	IMMUNOELETTROFORESI	IMMUN	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	8	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	IMMUNOELETTROFORESI URINARIA	UIMM	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	6	lu - ve	URINE MATTINO	Urine concentrate della mattina o 24h: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	IMMUNOGLOBULINE D SIERICHE	IGD	TURB.	14	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	IMMUNOGLOBULINE IGA SIERICHE	IGA	I. TURB	4	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	IMMUNOGLOBULINE IGA, IGG, IGM	EIG3	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	IMMUNOGLOBULINE IGG SIERICHE	IGG	I. TURB	4	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI

Immunologia e Autoimmunità	IMMUNOGLOBULINE IGM SIERICHE	IGM	I. TURB	4	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	REUMA TEST	ERATE	AGGL	2	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	TEST DI SIA	ESIA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	2	lu - ve	ETIC	Siero fresco: analizzare rapidamente, non refrigerare eccessivamente prima del test	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA	TLP	CITOFLUOR	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 6 h a t.a. Conservazione 3 giorni a 4°C	NO	SI
Immunologia e Autoimmunità	TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA	TLP2	CITOFLUOR	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Temperatura Ambiente (18-25°C), MAI congelare, analizzare entro 24h	NO	SI
Marcatori Tumorali	ALFA-FETOPROTEINA	ALFA	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	ALFA-FETOPROTEINA (GRAVIDANZA)	AFETO	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Marcatori Tumorali	ANTIGENE TUMORALE 4 (SCC)	PSCC	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C) o congelato	NO	SI
Marcatori Tumorali	CA 12 5	X125	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	CA 15 3	X153	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	CA 19 9	X199	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	CA 50	UCA50	CHEMIL.	6	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	CA 72 4	CA724	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	CEA	XCEA	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	CROMOGRANINA A	UCROM	EIA	12	lu - ve	SIERO CONGELATO	1 mese a -20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	CYFRA 21 1	CYFRA	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	FATTORE DI CRESCITA DELL'EPITELIO VASCOLARE-VEGF	*VEGF	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	ETIC	Siero/Plasma: Separare subito, congelare a -20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	HE4	HE4	CHEMIL.	4	lu - ve	SIERO	Stabile 4 giorni a 2-10°C, 4 mesi a -20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	NSE (ENOLASI NEURONALE SPECIFICA)	NSE2	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	Stabile 1 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	PHI INDICE DI IPERTROFIA PROSTATICA	*PHI	CHEMIL.	8	lu - ve	SIERO CONGELATO	Siero: Centrifugare entro 3 ore, separare e refrigerare (2-8°C) o congelare	NO	SI
Marcatori Tumorali	PSA	XPSA	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	PSA FREE	XFPSA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	PSA FREE REFLEX	RFPSA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	PSA Totale REFLEX	RPSA	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Marcatori Tumorali	S100	S100	CHEMIL.	9	lu - ve	SIERO	Siero: Centrifugare e separare subito, congelare a - 20°C	NO	SI
Marcatori Tumorali	TPA	UTPA	CHEMIL.	4	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	AB ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA	CLAMA	CHEMIL.	6	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	AB ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG	CLAMG	CHEMIL.	6	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	AB ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM	PCLAM	IFA	3	lu, me, ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ADENOVIRUS RICERCA FECI	FADEN	ENZIM	3	lu - ve	FECI	Campione di feci: Refrigerato (2-8°C), analizzare entro 48h	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ANALE	ANO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	1	lu - ve	ETIC	Tampone in terreno di trasporto: Temperatura ambiente o refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ANTIBIOGRAMMA	ANTI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	5	lu - ve	URINE, TAMPONE CON GEL, URINOCOLTURA	7 Giorni a Temperatura Ambiente	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ANTIMICOGRAMMA	VMICO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	5	lu - ve	TAMPONE CON GEL	7 Giorni a Temperatura Ambiente	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	BACILLO DI KOCH MICROSCOP.(2°)	MKOC1	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	4	lu - ve	ESPETTORATO	Espettorato/Urine: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	BACILLO DI KOCH MICROSCOP.(3°)	MKOC2	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	4	lu - ve	ESPETTORATO	Espettorato/Urine: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	BACILLO DI KOCH MICROSCOPICO	MKOCH	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	6	lu - ve	ESPETTORATO	Espettorato/Urine: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	BREATH TEST AL LATTOSIO	LATTO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	8	lu - sa	KIT DEDICATO	Campioni di aria espirata in sacche/provette dedicate: Temperatura ambiente	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	BREATH TEST AL LATTULOSIO	LATU	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - sa	KIT DEDICATO	Campioni di aria espirata in sacche/provette dedicate: Temperatura ambiente	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	BREATH TEST GLUCOSIO	GLUCO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - sa	KIT DEDICATO	Campioni di aria espirata in sacche/provette dedicate: Temperatura ambiente	NO	SI

Microbiologia e Parassitologia	BREATH TEST UREA	BRE2	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	KIT DEDICATO	Campioni di aria espirata in sacche/provette dedicate: Temperatura ambiente	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	CALPROTECTINA FECALE QUALITATIVA	CALPR	IMM. CROM	3	lu - ve	FECI	Consegnare il campione al laboratorio, mantenendolo a 2°/ 8°C, al massimo entro 3-4 giorni	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	CALPROTECTINA FECALE QUANTITATIVA	CALP2	ELIA	7	lu - ve	FECI	Consegnare il campione al laboratorio, mantenendolo a 2°/ 8°C, al massimo entro 3-4 giorni	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	CHLAMYDIA TRACHOMATIS	CLADI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	5	lu - ve	VETRINO DEDICATO	Il campione può essere conservato fuori dal frigo, a temperatura ambiente. Non ha scadenza.	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	CITOMEGALOVIRUS PCR	CMPCR	PCR RT	7	lu - ve	URINE, SANGUE INTERO EDTA	Sangue EDTA/Liquido: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	CLOSTRIDIUM D. TOSSINA A	CLOSA	IMM. CROM	1	lu - ve	FECI	Feci fresche: Refrigerato (2-8°C), congelare a -20°C se ritarda oltre le 48h	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	CLOSTRIDIUM D. TOSSINA B	CLOSB	IMM. CROM	1	lu - ve	FECI	Feci fresche: Refrigerato (2-8°C), congelare a -20°C se ritarda oltre le 48h	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	CLOSTRIDIUM DIFFICILE COLTURA	CLOS	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	5	lu - ve	FECI	Feci in contenitore sterile: Refrigerato (2-8°C), non congelare per la coltura	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA A/B+GDH	*CLOSABG	IMM. CROM	1	lu - ve	FECI	Feci fresche: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	COLI ENTEROPATOGENI O157	FECOL	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	8	lu - ve	FECI	Feci in contenitore sterile: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	COLORAZIONE SPECIALE	GRAM	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	7	lu - ve	VETRINO, VETRINO GIA' ALLESTITO	Vetrini/Campioni fissati: Temperatura ambiente	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	COPROCOLTURA PER SALMONELLA	COPRO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	4	lu - ve	FECI	Feci in contenitore con terreno Cary-Blair o sterile: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	COPROCOLTURA-TAMPONE RETTALE	COPRG	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	5	lu - ve	FECI	Tampone con terreno di trasporto: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	CRIPTOSPORIIDIUM ANTIGENE	CRIPTO	PCR RT	8	lu - ve	FECI	Feci fresche: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ELASTASI PANCREATICA FECALE	*ELAS	CHEMIL.	10	lu - ve	FECI	Il campione deve giungere al laboratorio entro 2 ore dalla raccolta o, se ciò non fosse possibile, conservarlo a -20°C fino a 2 settimane	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ELETTROFORESI DELL'EMOGLOBINA	EEHB	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	7	lu - ve	TAPPO VIOLA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C), NON congelare	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ENTEROBIOME INTESTINALE	ENTBIO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	21	lu - ve	FECI	Feci in provetta con conservante specifico: Temperatura ambiente / Refrigerato	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	EPSTEIN BARR ricerca Virus in PCR	EBPCR	PCR RT	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA, URINE	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ES. FECI CHIMICO-MICROSCOPICO	FECI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	FECI	Feci fresche: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME CULTURALE + ABG	ACOLT	ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	6	lu - ve	CAMPIONE BIOLOGICO, TAMPONE CON GEL	In base al sito (Tampone/Urina/Fluidi): Refrigerato (2-8°C) (tranne liquidi sterili da T.A.)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME CULTURALE + ABG	ACOL1	ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	6	lu - ve	CAMPIONE BIOLOGICO	In base al sito (Tampone/Urina/Fluidi): Refrigerato (2-8°C) (tranne liquidi sterili da T.A.)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME CULTURALE + ABG	ACOL2	ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	6	lu - ve	CAMPIONE BIOLOGICO	In base al sito (Tampone/Urina/Fluidi): Refrigerato (2-8°C) (tranne liquidi sterili da T.A.)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME CULTURALE + ABG	ACOL3	ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	6	lu - ve	CAMPIONE BIOLOGICO	In base al sito (Tampone/Urina/Fluidi): Refrigerato (2-8°C) (tranne liquidi sterili da T.A.)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME CULTURALE + ABG	ACOL4	ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	6	lu - ve	CAMPIONE BIOLOGICO	In base al sito (Tampone/Urina/Fluidi): Refrigerato (2-8°C) (tranne liquidi sterili da T.A.)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME CULTURALE CAMPIONE BIOLOGICO	ESCOL	ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	3	lu - ve	CAMPIONE BIOLOGICO	In base alla tipologia: generalmente Refrigerato (2-8°C) per bloccare la flora contaminante	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME CULTURALE DEL LIQUIDO SEMINALE	ASEMI	ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	4	lu - ve	TAMPONE CON GEL	Il campione di liquido seminale può essere conservato in frigo per massimo 2 giorni.	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME CULTURALE DELLE FECI: SALMONELLA, SHIGELLA, CAMPYLOBACTER	COPR	ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	5	lu - ve	FECI	Il campione in terreno di trasporto (Cary-Blair): Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME CULTURALE FERITA PROFONDA	ECFEP	ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	1	lu - ve	Tampone Gel Liquido	Tampone per anaerobi/aerobi: Temperatura Ambiente / Refrigerato a seconda del terreno	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME CULTURALE PER LISTERIA	LISTE	COLT	8	lu - ve	TAMP. TERR. LIQUIDO	Sangue/Liquido/Feci: Refrigerato (2-8°C) se feci o tamponi	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME MICROBIOMA ENDOMETRIALE	GBIOMA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	7	lu - ve	KIT DEDICATO	Biopsia in terreno protettivo/congelata: seguire protocollo kit genetico	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME PARASSITOLOGICO (1° CAMPIONE)	FPAR1	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	FECI	Feci fresche in contenitore sterile: Temperatura ambiente o refrigerato senza congelare	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME PARASSITOLOGICO (2° CAMPIONE)	FPAR2	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	FECI	Feci fresche in contenitore sterile: Temperatura ambiente o refrigerato senza congelare	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME PARASSITOLOGICO (3° CAMPIONE)	FPAR3	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	FECI	Feci fresche in contenitore sterile: Temperatura ambiente o refrigerato senza congelare	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESAME PARASSITOLOGICO FECI:PARASSITI E LORO UOVA	FPAR	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	5	lu - ve	FECI	Feci fresche: Temperatura ambiente o Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ESSUDATO OROFARINGEO + ABG	AFARI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	TAMPONE CON GEL	Il campione può essere conservato in frigo per massimo 10 giorni	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	Esame colturale batteri anaerobi ed aerobi	COLT2	ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	6	lu - ve	CAMPIONE BIOLOGICO	Terreni idonei: preferibile Temperatura Ambiente per non danneggiare alcuni anaerobi	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	FARINGE	AFA	PCR	1	lu - ve	ETIC	Tampone a secco o con terreno: Refrigerato (2-8°C) o Temperatura ambiente	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	HBV DNA (QUALITATIVO)	UHBV	PCR RT	10	lu - ve	SIERO	Stabile 1 mese a -20°C	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	HBV DNA (QUANTITATIVO)	UHBVQ	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	SIERO	Stabile 1 mese a -20°C	NO	SI

Microbiologia e Parassitologia	HCV RNA (QUALITATIVO)	UHCV	PCR RT	10	lu - ve	SIERO	Dopo la centrifuga, il plasma o il siero possono essere conservate a 15°-35° C per 24 ore a 2°-8° per 3 giorni	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	HCV RNA (QUANTITATIVO)	UHCVQ	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	12	lu - ve	SIERO	Dopo la centrifuga, il plasma o il siero possono essere conservate a 15°-35° C per 24 ore a 2°-8° per 3 giorni	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	HELICOBACTER PYL. AG -FECI-	HPFEC	CROMAT.	3	lu - ve	FECI	Feci fresche: Refrigerato (2-8°C) fino a 48h, poi congelato	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	HIV QUALITATIVO	HIVQ	PCR RT	15	lu - ve	SIERO	Plasma a 15-30°C per 24 ore o 2-8°C per 6 giorni	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	HPV RICERCA E TIPIZZAZIONE+ MRNA MESSAGGERO	SHPMRN	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	ETIC	Tampone in liquido di trasporto (ThinPrep/PreservCyt): Temperatura ambiente	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	HPV SCREENING E TIPIZZAZIONE DI TUTTI I GENOTIPI VIRALI	UHPV	Real time PCR+Reverse DOT BLOT	12	lu - ve	LIQUIDO SEMINALE	Tampone in liquido di trasporto: Temperatura ambiente	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	LATTOFERRINA FECALE	*LATFE	IMMUNOENZIMATICA	20	lu - ve	FECI	Stabile 7 giorni a 2-8°C; un mese a -20°C	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	LEGIONELLA PNEUMOPHILA AG: RICERCA NELLE URINE	LEGIU	IMM. CROM	7	lu - ve	URINE	2°-8°C stabile 7 giorni 2°-8°C	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	LIPIDOGRAMMA	ELIPI	E.I.A.	12	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	LIQUIDO SEMINALE	SEMI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	6	lu - ve	ETIC	Contenitore sterile: Mantenere a temperatura corporea/ambiente (20-37°C), consegnare entro 1h	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	MICOPLASMA E UREAPLASMA	MICO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	4	lu - ve	KIT DEDICATO, CAMPIONE URINE MATTINO, SECRETO CERVICALE SECCO	Il campione può essere conservato al frigo per massimo 2 giorni.	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	MYCOBACTERIUM Tuberculosis RICERCA IN PCR	*MYC	PCR RT	15	lu - ve	CAMPIONE BIOLOGICO, TAMP. SECCO, ESPETTORATO	Temperatura ambiente per 2 gg, 2-8°C. per 5 gg	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	NOROVIRUS DNA	*NORO	PCR RT	3	lu - ve	FECI	2-8°c per 2 giorni	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	PARVOVIRUS B19 DNA	PARVDN	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	QUANTIFERON-TB	QUANT	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	8	lu - ve	KIT DEDICATO	Stabile 6 ore a temperatura ambiente	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RAST: GRAMIGNA	GRAMI	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RAST: MIX GRAMINACEE	MGRAM	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 2°- 8° per 7 gg, 1 mese a -20°C	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RAST: POA PRATENSIS(GRAMIGNA)	POPR	F.E.I.A. (ImmunoCAP)	1	ma, gi	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA CAMPYLOBACTER	CAMPY	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	4	lu - ve	FECI	Feci in Cary-Blair o fresche: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA MYCOPLASMA Genitalium (PCR)	*MICO	BIOLOGIA MOLECOLARE (PCR)	7	lu - ve	TAMP. SECCO	Tampone a secco/Urine primo getto: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA TREPONEMA PALLIDUM (PCR)	M-TREP	BIOLOGIA MOLECOLARE (PCR)	7	lu - ve	TAMP. SECCO	7 giorni 2-8°C	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA ANTIGENE DI STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE urinario	STPNE	IMMUNOCROMATOGRAFICO	5	lu - ve	URINE MATTINO	2-8° C per 14 giorni	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA CANDIDA ALBICANS PCR	*CAND	BIOLOGIA MOLECOLARE (PCR)	8	lu - ve	TAMP. SECCO	Tampone/Liquido biologico: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA CHLAMYDIA TRACHOMATIS (PCR)	*CLAM	BIOLOGIA MOLECOLARE (PCR)	7	lu - ve	TAMP. SECCO	Tampone endocervicale/uretrale/Urine primo getto: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA CULTURALE MICETI	MICOLT	ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	5	lu - ve	WATERBURY, DIVERSI, ANNESSI CUTANEI, MUCOSA ORALE, ESUDATO	Tampone/Squame cutanee/Ungchie: Temperatura ambiente	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA DELL'ANTIG. DEL COSTRIDIUM DIFFICILIS (GDH)	CLOSGDH	IMM. CROM	1	lu - ve	FECI	Feci fresche: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA DIRETTA MICETI SU UNGHIA	ONIC	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	4	lu - ve	UNGHIA	Frammenti di unghia in contenitore asciutto: Temperatura ambiente	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA GARDNERELLA VAGINALIS (PCR)	*GARD	BIOLOGIA MOLECOLARE (PCR)	7	lu - ve	TAMP. SECCO	1) Sangue: stabile 7 gg a +4°C 2) Liquido amniotico: stabile 5 gg a +4°C	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA GENOMA HIV (QUANTITATIVA)	HIRNA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Plasma a 15-30°C per 24 ore o 2-8°C per 6 giorni.	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA GIARDIA ANTIGENE-FECI	*GIAR	IMM. CROM	3	lu - ve	FECI	Feci fresche: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA H.P.	SHP	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	AN.PA., ISTOLOGIA	Feci o biopsia gastrica: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA HAEMOPHILUS DUCREYI (PCR)	M-HAED	BIOLOGIA MOLECOLARE (PCR)	7	lu - ve	TAMP. SECCO	Tampone da lesione: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA HERPES SIMPLEX VIRUS TIPO 1 (PCR)	PHSV1	BIOLOGIA MOLECOLARE (PCR)	7	lu - ve	TAMP. SECCO	Tampone/Liquido: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA HERPES SIMPLEX VIRUS TIPO 1/2 (PCR)	*PHSV	BIOLOGIA MOLECOLARE (PCR)	7	lu - ve	TAMP. SECCO	Tampone/Liquido: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA HERPES SIMPLEX VIRUS TIPO 1/2 (PCR) SU CERVICITE	HER1-2	PCR RT	12	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA MYCOPLASMA GENITALIUM	*MICH	PCR RT	7	lu - ve	Kit Dedicato / Tampone a Secco	Tampone/Urine: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA NEISSERIA GONORRHOEA (PCR)	*GONO	PCR RT	7	lu - ve	SECRETO VAGINALE, LIQUIDO SEMINALE	Tampone/Urine primo getto: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA NEISSERIA GONORRHOEA (PCR) IN ALTRI MATERIALI BIOLOGICI	LGONO	PCR RT	6	lu - ve	CAMPIONE URINE MATTINO, LIQUIDO SEMINALE	Liquido sinoviale/Tamponi extragenitali: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE	SBEB	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	7	lu - ve	TAMP. SECCO	Tampone vagino-rettale: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI

Microbiologia e Parassitologia	RICERCA TRICHOMONAS PCR	*TRIC	BIOLOGIA MOLECOLARE (PCR)	10	lu - ve	TAMP. SECCO	Campioni stabili 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA UREAPLASMA SPP (PCR)	*UREA	BIOLOGIA MOLECOLARE (PCR)	7	lu - ve	TAMP. SECCO	Tampone/Urine primo getto: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	RICERCA YERSINIA ENTEROCOLICA	YERS	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	8	lu - ve	FECI	1 mese a - 20°C	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ROTA VIRUS RICERCA(FECI)	UROTA	ENZIM	3	lu - ve	FECI	Feci fresche: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	Ricerca DERMATOFITI	DERMA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	25	lu - ve	UNGHIA	Squame cutanee/pelli/unghie: Temperatura ambiente	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	Ricerca Gardnerella	P1233	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	0	lu - ve	ETIC	Tampone vaginale: Refrigerato (2-8°C) o Temperatura ambiente (in terreno)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	Ricerca molecolare VIRUS SARS-CoV-2	*COMO	PCR RT	2	lu - ve	KIT DEDICATO	Tampone rinofaringeo in terreno virale VTM: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	SANGUE OCCULTO	SOCCU	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	FECI	Feci (contenitore specifico senza immersioni in acqua): Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	SANGUE OCCULTO (2)	SOCC1	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	FECI	Feci (secondo giorno): Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	SANGUE OCCULTO (3)	SOCC2	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	FECI	Feci (terzo giorno): Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	SARS-CoV2 Tamp.rapido Nasofaringeo	*FCOVID	IMMUNOCROMATOGRAFICO	0	lu - do	KIT DEDICATO	Eseguire subito dopo il prelievo o conservare in apposito tampone a T.A./Refrigerato	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	STREPTOCOCCO ANTI DNASI B	*DNAS	NEFEL	5	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	TAMPONE RETTALE PER BATTERI MULTIRESISTENTI	MURET	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	6	lu - ve	KIT DEDICATO, TAMP. TERR. LIQUIDO, TAMPONE RETTALE	Il campione può essere conservato in frigo per massimo 7 giorni	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	TEST RAPIDO PER SBEA	RAPID	CROMAT.	0	lu - ve	TAMP. SECCO	Tampone orofaringeo: analizzare subito o mantenere refrigerato a breve termine	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	Tamp. rapido Orofaringeo SARS-COV2	*OCOVID	IMMUNOCROMATOGRAFICO	1	lu - ve	KIT DEDICATO	Eseguire subito o mantenere nel reagente del kit	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	Tamp. semi-quant.nasale SARS-COV2	*QCOV	FIA-SD Biosensor	0	lu - ve	KIT DEDICATO	Eseguire subito o mantenere nel reagente del kit	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	URETRA	AUR	I.F.A.	1	lu - ve	ETIC	Tampone uretrale in terreno idoneo: Temperatura ambiente / Refrigerato a seconda del target	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	URINOCOLTURA	AURIN	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	3	lu - ve	URINOCOLTURA, CATERINE PERIURINALE, VESICALE, SACCHETTO	Contenitore sterile d'urina: Refrigerato (2-8°C) se l'analisi ritarda oltre le 2 ore	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	VARICELLA ZOOSTER PCR	*PVAR	BIOLOGIA MOLECOLARE (PCR)	10	lu - ve	TAMP. SECCO	Stabile 5 gg a +4°C	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ZONULINA FECALE	*FZON	EIA	23	lu - ve	FECI CONGELATE	Consegnare il campione al laboratorio, mantenendolo a 2°/ 8°C, al massimo entro 3-4 giorni.	NO	SI
Microbiologia e Parassitologia	ricerca TOXOPLASMA GONDII in PCR	TOPCR	PCR RT	9	lu - ve	URINE, SANGUE INTERO EDTA	Sangue EDTA/Liquido amniotico: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia	A. ANTI SHIGELLA IG G+IGM	ABSHI	F.C.	9	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia	AB ANTI ADENOVIRUS IG M	ADENM	EIA	10	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg. a +4°C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI ADENOVIRUS IGG	UADEN	EIA	10	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg. a +4°C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI BORRELIA BURGDORFERI IGG	BORRG	CLIA	7	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI BORRELIA BURGDORFERI IGM	BORRM	CLIA	5	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI CAMPYLOBACTER IGG TOTALI	ABCAM	EIA	8	lu - ve	SIERO	7 GG a 2-8 °C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI CANDIDA A. IG A	AACA	IFA	7	lu - ve	SIERO	Stabile 7 giorni a 2 - 8°C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI CANDIDA A. IGG	AACG	IFA	7	lu - ve	SIERO	Stabile 7 giorni a 2 - 8°C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI CANDIDA A. IGM	AACM	IFA	7	lu - ve	SIERO	Stabile 7 giorni a 2 - 8°C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI CARDIOLIPINA IG A	CARDA	EIA	10	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI CARDIOLIPINA IGG	CARDG	EIA	5	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI CARDIOLIPINA IGM	CARDM	EIA	5	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI CENTROMERO	CENTR	IFA	2	ma, ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia	AB ANTI CHLAMYDIA PN. IGA	CHIGA	EIA	7	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI CHLAMYDIA PN. IGG	CLAG	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI CHLAMYDIA PN. IGM	CLAM	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI CITOMEGALOV. IGG	CITOG	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia	AB ANTI CITOMEGALOV. IGM	CITOM	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI

Sierologia Infettivologica	AB ANTI CITRULLINA	PCITR	CHEMIL.	3	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI COXACHIE POOL A TOTALI	COXA	F.C.	9	lu - ve	SIERO	2° - 8° C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI COXACHIE POOL B IGM	COXA3	F.C.	10	lu - ve	SIERO	14 giorni a 2° - 8° C ; 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI COXACHIE POOL B TOTALI	COXA2	F.C.	10	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI CUTE	CUTE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI DELTA IG G	PABDE	IMMUNOM	14	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI DELTA IGM	PDIGM	IMMUNOM	15	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI DESMOGLEINA 1	DESM1	IFA	12	lu - ve	SIERO	Stabile 14 giorni a 2° -8°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI DESMOGLEINA 3	DESM3	IFA	12	lu - ve	SIERO	Conservare a 2-8°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI DNA (DS)	AADNA	IFA	4	ma, ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI EBV CA IGM	EBCAM	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI EBV CA IG G	EBCAG	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI EBV EA IGG	EAG	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI EBV NA IGG	NAG	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI ECHINOCOCCO IG G	PECHI	CLIA	7	lu - ve	SIERO	7 giorni a 2° - 8°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI ECHO POOL NEUROTROPI	NECHO	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	7	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI ECHO POOL PNEUMOTROPI	ECHO	FC	7	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI ENA PROFILE	ABENA	CHEMIL.	6	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI ENDOMISIO IGA	ENDO	IFA	2	ma, ve	SIERO	Non congelare. Stabile 7 gg a + 4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI ENDOMISIO IGG	ENDOG	IFA	3	ma, ve	SIERO	Stabile 7 gg a + 4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI ENDOTELIO	TELIO	IFA	10	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a + 4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI FATTORE INTRINSECO	ABFAT	CHEMIL.	10	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI FOSFOLIPIDI IGG	ABFOS	EIA	11	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI FOSFOLIPIDI IGM	ABFOM	EIA	11	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI GLIADINA DEAMIDATA IGA	DGLIA	EIA	2	ma, ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI GLIADINA DEAMIDATA IGG	DGLIG	EIA	2	ma, ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI HELICOBACTER P. IGA	ELICA	ELISA	6	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI HELICOBACTER P. IGG	ELICG	ELISA	6	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI HERPES I IGG	HER1G	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI HERPES I-II IGM	HERPM	CHEMIL.	3	lu, me, ve	SIERO	Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI HERPES II IGG	HER2G	CHEMIL.	2	lu, me, ve	SIERO	Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI HEV IGG - EPATITE E	HEVG	ELISA	15	lu - ve	SIERO	Stabile 2-4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI HEV IGM - EPATITE E	HEVM	ELISA	11	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI IA2	PIA2	ELISA	10	lu - ve	SIERO	1 mese a -20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI INFLUENZA	PINFA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI INSULA PANCREATICA	PANCR	IFA	2	ma, ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI INSULINA	UAINS	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI LEGIONELLA PNEUM. IGG	LEGIO	ELISA	14	lu - ve	SIERO	Non congelare. Stabile 7 gg a +4°C.	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI LEGIONELLA PNEUM. IGM	LEGIM	ELISA	14	lu - ve	SIERO	Non congelare. Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI

Sierologia Infettivologica	AB ANTI LEISHMANIA Ig G	LEISG	IFA	10	lu - ve	SIERO	2-8°C per 14 giorni o -20°C per un mese	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI LKM	LKM	IFA	2	ma, ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI MEMBRANA BASALE	AAMB	A.I.	10	lu - ve	SIERO	2 - 8°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI MICOPLASMA PN. IGG	MICG2	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI MICOPLASMA PN.IGM	MICGM	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI MICROSOMI	AAMIC	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI MITOCONDRIO	AAMT	IFA	2	ma, ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI MORBILLO IGG	MORG	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Stabile 2° - 8° C per 14 giorni	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI MORBILLO IGM	PMORM	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Stabile 2° - 8° C per 14 giorni	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI MUCOSA GASTRICA (APCA)	AAMUG	IFA	2	ma, ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)	AAML	IFA	2	ma, ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI MUSCOLO STRIATO	AAMS	IFA	2	ma, ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI NUCLEO	AANUC	IFA	4	ma, ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI NUCLEO (HEP2)	HEP2	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	8	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI NUCLEOLO	NUCLE	IFA	2	ma, ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI PAROTITE IGG	PAROG	CHEMIL.	3	ma, gi, ve	SIERO	Stabile 6 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI PAROTITE IGM	PAROM	CHEMIL.	3	ma, gi, ve	SIERO	Stabile 6 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI PERTUSSIS IGA	PERTA	ELISA	5	ma, gi	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI PERTUSSIS IGG	GPERT	ELISA	5	ma, gi	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI PERTUSSIS IGM	MPERT	ELISA	15	Sabato	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI PIASTRINE	ABPIA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	9	lu - ve	SIERO	Siero o plasma a seconda della metodica: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI RECETTORE ACETILCOLINA	AACET	RIA	12	lu - ve	SIERO	Stabile 1 mese a -20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI RECETTORE FOSFOLIPASI A2	A2FOSF	ELISA	40	lu - ve	SIERO CONGELATO	Stabile 48 ore a 2°-8° c, 1 mese a -20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI RENE	RENE	IFA	2	ma, ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI RETICOLINA	RETIC	IFA	2	ma, ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI RIBOSOMI	RIBOS	IFA	2	ma, ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI RNA	ARNA	IFA	2	ma, ve	SIERO	Non congelare. Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI ROSOLIA IGG	ROSOG	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI ROSOLIA IGM	ROSOM	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI RUBEO AVIDITY	RUBAV	EIA	7	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI SACCHAROMYCES IG G	PASCG	ELIA	8	lu - ve	SIERO	7 giorni 2 - 8°C ; 1 mese a -20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI SACCHAROMYCES IGA	PASCA	ELIA	8	lu - ve	SIERO	7 giorni 2 - 8°C ; 1 mese a -20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI SURRENE	SURRE	IFA	10	ma, ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI TETANO	PTETA	EIA	7	lu - ve	SIERO	Stabile 5 gg a +4°C, oltre congelare a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI TIREOGLOBULINA	AHTG	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI TOXO.IGG AVIDITY	TOXAV	CHEMIL.	7	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI TOXOPLASMA IGG	TOXOG	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI TOXOPLASMA IGM	TOXOM	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB ANTI TSH RECETTORI	TSHAB	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI

Sierologia Infettivologica	AB RICKETTSIA CONORI IGG	RICCO	IFA	7	ma, gi	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB RICKETTSIA CONORI IGM	RICOM	IFA	7	ma, gi	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB RICKETTSIA MOOSER IGM	RIMOM	IFA	12	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	AB RICKETTSIA MOOSER IGG	RIMOG	IFA	12	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTI COXIELLA BURNETII IG TOTALI	*COXB	FC	10	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTI DIFTERITE	DIFT	EIA	15	lu - ve	SIERO	Stabile 7 giorni 2° - 8° C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTI HAV IG G	XAV	CHEMIL.	3	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTI HAV IGM	XAVM	CHEMIL.	3	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTI HBC	XAC	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTI HBC IGM	XACM	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTI HBE	XAE	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTI HBS	XAS	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTI HBS QUANTITATIVO	XASQ	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTI VARICELLA ZOSTER IG G	GVAR2	CHEMIL.	3	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTI VARICELLA ZOSTER IG M	MVARI	CHEMIL.	3	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTI YERSINIA IG G+IGM	PYE	F.C.	9	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTIC. ANTI VIRUS SINCIZIALE IG A	VIREM	EIA	7	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTIC. ANTI VIRUS SINCIZIALE IG G	VIREG	EIA	7	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTIC.ANTI GANGLIOSIDI IGG	AGANG	I.BLOT	7	lu - ve	SIERO	4 giorni 4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTIC.ANTI HAEMOPH.INFLUENZAE DI	*HAEM	EIA	16	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI BP 230	*BP230	ELISA	8	lu - ve	SIERO	Il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 14 giorni. Per conservazioni superiori a 14 giorni, il campione deve essere conservato a - 8 °C) per un massimo di 14 giorni. Per conservazioni superiori a 14 giorni, il campione deve essere conservato a - 20°C.	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI BP180	*BP180	ELISA	8	lu - ve	SIERO	Il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 14 giorni. Per conservazioni superiori a 14 giorni, il campione deve essere conservato a - 8 °C) per un massimo di 14 giorni. Per conservazioni superiori a 14 giorni, il campione deve essere conservato a - 20°C.	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (C-ANCA)	CANCA	IFA	3	ma, ve	SIERO	Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C.	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (P-ANCA)	PANCA	IFA	3	ma, ve	SIERO	Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C.	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI GIARDIA	ABGIA	IFA	10	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD)	PGAD	CLIA	7	lu - ve	SIERO	1 mese a -20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI ISTONE	AIST	I.BLOT	13	lu - ve	SIERO	Congelare a -20°C per periodi superiori alle 48 ore Stabile 2-8°C 48 ore	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI JO-1, Determinazione singola	AJO1	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI Listeria Monocytogenes	*ALIST	IFA	12	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI MAG	AMAG	ELISA	25	lu - ve	SIERO CONGELATO	- 20°C. Inviarlo congelato	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI (MPO)	*MPO	CHEMIL.	5	ma, gi	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI MUSK	*AMUSK	IFA	12	lu - ve	SIERO	Conservare a 2 - 8° C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI OVAIO	ABOVA	IFA	7	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI PIASTRINE IGA	APIGA	IFA	6	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI PIASTRINE IGG	APIGG	IFA	6	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI PIASTRINE IGM	APIGM	IFA	6	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI PNEUMOCOCCO IG G	*PNEUM	EIA	26	lu - ve	SIERO	2 - 8°C stabile 1 mese a 4°c	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI PROTROMBINA Ig G	PTROG	EIA	15	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI RNP, Determinazione singola	U1RNP	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI

Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI SCL-70. Determinazione singola	SCL70	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI SM. Determinazione singola	ANSM	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI SSA. Determinazione singola	SSA-RO	CHEMIL.	5	lu, ma, me, ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI SSB. Determinazione singola	ASSB	CHEMIL.	5	lu, ma, me, ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO)	ABTPO	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI ZIKA IG G	ZICAG	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	14	Venerdi	SIERO	Stabile 2 - 8°C per 14 giorni	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI ZIKA IG M	ZICAM	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	14	Venerdi	SIERO	Stabile 2 - 8°C per 14 giorni	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI ZnT8	ZNT8	ELISA	25	lu - ve	SIERO CONGELATO	Siero: Refrigerato (2-8°C) o congelato	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI ANTI-BORRELIA BURGENDORFERI IgG (test di conferma)	BORWB	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	12	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a 2-8° C., 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI COXIELLA BURNETII IgG di FASE 2	COBUG	EIA	10	ma, me, ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTICORPI COXIELLA BURNETII IgM di FASE 2	COBUM	EIA	10	ma, me, ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ANTIGENE DELTA	PANDE	IMMUNOM	10	lu - ve	SIERO	Stabile 4*-8° per sette giorni	NO	SI
Sierologia Infettivologica	ASPERGILLOSI IG G	AASP	EIA	13	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	Anticorpi anti CHLAMIDIA PSITTACI IG G	CLAPIG	IFA	10	lu - ve	SIERO	Stabile 7 giorni a + 4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	Anticorpi anti CHLAMIDIA PSITTACI IG M	CLAPIM	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	Anticorpi anti SCHISTOSOMA M. Ig G	SCHI	ELISA	10	lu - ve	SIERO CONGELATO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	Anticorpi anti Spermatozoi	ASPERM	IMMUNOM	12	lu - ve	SIERO	Siero/Liquido seminale: Refrigerato (2-8°C) o congelato	NO	SI
Sierologia Infettivologica	BARTONELLA HENSEL. IGG	BARTOG	IFA	8	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	BARTONELLA HENSEL. IGM	BARTOM	IFA	8	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	CITOMEGALOV. AVIDITY TEST	CMVAV	EIA	7	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	HBE AG	XE	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	HBS AG	XS	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	HBS AG TEST DI CONFERMA	XSCON	MEIA	10	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	HCV AB	HCV	EIA	2	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	HCV AB IGM	HCVIM	EIA	10	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	HCV TEST DI CONFERMA	CRIB4	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	SIERO	Stabile 1 mese a -20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	HIV 1/2 WESTERN BLOT	WEST4	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	8	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	HIV 1/2 ANTICORPI-ANTIGENE	XHIV	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	HTLV 1/2	UHTLV	CHEMIL.	10	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	MONO TEST	EMONO	AGGL	2	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma o sangue intero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	PARVOVIRUS B19 IGG	PARVG	CHEMIL.	12	lu - ve	SIERO	Stabilità 7 gg 2-8°C. Maggiore di 7 gg -20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	PARVOVIRUS B19 IGM	PARVM	CHEMIL.	12	lu - ve	SIERO	Stabilità 7 gg 2-8°C. Maggiore di 7 gg -20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	POLIOVIRUS IG G I-II-III	POLIO	ELISA	6	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	RAST: rPr1 p 1 PESCA (PRUNUS PERSICA)	PRUP1	CHEMIL.	13	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	RAST: rPr1 p 3 PESCA (PRUNUS PERSICA)	PRUP3	CHEMIL.	13	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	RAST: rPr1 p 4 PESCA (PRUNUS PERSICA)	PRUP4	CHEMIL.	13	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	REAZIONE DI WAALER ROSE	EWAAAL	Enoaggl. Indiretta	4	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 7 gg a -20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	REAZIONE DI WEIL FELIX	EWEL	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	5	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	RPR	RPR	AGGL	4	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI

Sierologia Infettivologica	SARS CoV 2 Ig G Anti RBD Prot. Spike	SPIKE	CHEMIL.	4	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	TPHA	ETPHA	IHA	3	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	TREPONEMA P. ANTIC. Ig M	TREPOM	CLIA	4	lu - ve	SIERO	2-8 C. Per conservazione superiore a 7 giorni - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	TREPONEMA P. Ig Totali	TREPO	CHEMIL.	2	lu - ve	SIERO	2-8 C. Per conservazione superiore a 7 giorni - 20°C	NO	SI
Sierologia Infettivologica	VDRL	EVDRIL	FLOC	3	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	VIRUS ENTEROTROPI/CARDIOTROPI	ENTER	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	25	lu - ve	SIERO	Siero o plasma (per sierologia/PCR): Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Sierologia Infettivologica	WIDAL WRIGHT	ESIER	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	5	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ACIDO ACETIL SALICILICO	ACITI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	6	Giovedi	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C) o congelato	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ACIDO FENILGLIOSSILICO	ACFEG	HPLC	7	lu - ve	URINE	Stabile 7 giorni a +4°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ACIDO IPPURICO	ACIP	HPLC	8	lu - ve	URINE INIZ- FINE TURNO	Stabile 2 settimane a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ACIDO MANDELICO	ACMAN	HPLC	7	lu - ve	URINE INIZ- FINE TURNO	Conservare 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ACIDO METILIPPURICO	ACMIP	HPLC	8	lu - ve	URINE INIZ- FINE TURNO	Stabile 2 settimane a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ACIDO MUCONICO	ACMUC	HPLC	15	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ACIDO TRANS MUCONICO	MUCON	HPLC	12	lu - ve	URINE INIZ- FINE TURNO	Urine fine turno: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ACIDO TRICLORACETICO	ACTRI	COL	10	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 2 settimane a +4°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ALCOOL ETILICO EMATICO	PALCO	ENZ COL	3	lu - ve	SIERO	Sangue intero/Siero: Sigillare rigorosamente la provetta, Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ALCOOL ETILICO URINARIO	UALCO	CROMAT.	2	lu - ve	URINE	Urine: Sigillare rigorosamente il contenitore, Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ALLUMINIO SIERICO	ALLUM	ASS ATOM	10	lu - ve	SIERO	Conservare a 2 - 8°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ALLUMINIO URINARIO	UALL	ASS ATOM	0	lu - ve	URINE INIZ- FINE TURNO, URINE	Conservare 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	AMIODARONE DOSAGGIO	AMIOD	Cromat.Liqu.	18	lu - ve	SIERO CONGELATO	Conservare a 4°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ANFETAMINE URINARIE	PANFE	EIA	6	lu - ve	URINE	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C.	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ARSENICO URINARIO	ARSEU	ASS ATOM	15	lu - ve	URINE INIZ- FINE TURNO, URINE	Stabile 1 a +4°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	BARBITURICI URINARI	BARUR	CROMAT.	2	lu - ve	URINE	Conservare il campione a +4 C° per al massimo 2 giorni, poi congelare a -20 C°	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	BARIO URINARIO	UBAR	Spetr.Massa	15	lu - ve	URINE INIZ- FINE TURNO, URINE	Conservare a 4°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	BENZENE EMATICO	BENZS	GAS-CROM	11	lu - ve	LITIO-EPARINA	Sangue intero (EDTA): Contenitore ermetico senza spazio di testa, Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	BENZENE URINARIO	BENZE	GAS-CROM	15	lu - ve	URINE MATTINO	7 gg a 2-8°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	BENZODIAZEPINE SIERICHE	SBENZ	Cromat.Liqu.	15	lu - ve	SIERO	7 giorni a 2° - 8°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	BENZODIAZEPINE URINARIE	UBENZ	CROMAT.	2	lu - ve	URINE	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	BUPRENORFINA	*BUPREN	IMMUNOCROMATOGRAFICO	4	lu - ve	URINE	Urine: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	CADMIO PLASMATICO	PCADM	ASS ATOM	12	lu - ve	LITIO-EPARINA	Plasma/Sangue intero (esente da metalli): Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	CADMIO URINARIO	CADMU	ASS ATOM	15	lu - ve	URINE	7 gg a 2-8°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	CANNABINOIDI (U)	CANNU	CROMAT.	1	lu - ve	URINE	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	CARBAMAZEPINA DOSAGGIO	XCARB	FOTOM.	3	lu - ve	SIERO	2-8°C. Stabilità 7 gg 2-8°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	CDT- TRANSFERRINA CARB.CARENTE	CDT	HPLC	5	lu - ve	SIERO	Siero: Refrigerato (2-8°C) fino a una settimana, altrimenti congelato	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	CICLOSPORINA	PCICL	FPIA	5	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Sangue intero (EDTA): Refrigerato (2-8°C) o Temperatura Ambiente (stabile)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	COBALTO EMATICO	PCOB	ASS ATOM	15	lu - ve	LITIO-EPARINA	2-8° C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	COBALTO URINARIO	UCOB	ASS ATOM	15	lu - ve	URINE	7 GIORNI 2 - 8°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	COCAINA	COCAU	CROMAT.	1	lu - ve	URINE	Urine: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	CROMO SIERICO	PCROM	ASS ATOM	12	lu - ve	SIERO	2-8°C	NO	SI

Tossicologia e Farmacotossicologia	CROMO URINARIO	CROMU	ASS ATOM	12	lu - ve	URINE	Stabile 2 settimane a +4°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	DEPAKIN (ACIDO VALPROICO)	XDEPA	CHEMIL.	1	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	DICLOROMETANO URINARIO	DICLOU	GAS-CROM	10	lu - ve	URINE MATTINO	Urine fine turno: Provetta sigillata senza spazio vuoto, Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	DIGOSSINA	XDX	Immunoch.	3	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	DROGHE D'ABUSO: AMFETAMINA [U]	AMFET	IMMUNOCROMATOGRAFICO	2	lu - ve	CATENA DI CUSTODIA	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C.	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	DROGHE D'ABUSO: CANNABINOIDI [U]	CATCAN	CROMAT.	1	lu - ve	CATENA DI CUSTODIA	Conservare a +4°C per 4 gg oltre a -20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	DROGHE D'ABUSO: ECSTASY [U]	ECTASY	CROMAT.	1	lu - ve	CATENA DI CUSTODIA	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	DROGHE D'ABUSO: METADONE [U]	METAD	CROMAT.	1	lu - ve	CATENA DI CUSTODIA	Conservare a +4°C per 4 gg oltre a -20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	DROGHE D'ABUSO: OPPIACEI [U]	OPPIAC	CROMAT.	1	lu - ve	CATENA DI CUSTODIA	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ETOSUCCIMIDE (ZARONTIN)	ETOSU	HPLC	5	lu - ve	SIERO	2-8°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	EVEROLIMUS DOSAGGIO	*EVE	LC-Massa	15	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	2 - 8°C NON CENTRIFUGARE	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	FENCICLIDINA URINARIA	*FENC	IMM. CROM	5	lu - ve	URINE MATTINO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	FENITOINA DOSAGGIO	PFENI	CHEMIL.	5	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	FENOBARBITAL	XFENO	CHEMIL.	3	lu - ve	SIERO	5 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	FLUORO EMATICO	SFLUO	HPLC	10	lu - ve	SIERO	7 giorni 2-8°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	FLUORO URINARIO	FLUOR	ASS ATOM	9	lu - ve	URINE	Conservare 1 provetta come archivio	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	IDROSSIPIRENE	PIREN	HPLC	20	lu - ve	URINE INIZ- FINE TURNO	Stabile 7 giorni a 2 - 8°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	LAMOTRIGINA DOSAGGIO	LAMOT	HPLC	12	lu - ve	SIERO	Stabile 10 giorni a + 4°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	LEVETIRACETAM (KEPPRA)	*LEVE	HPLC	9	lu - ve	SIERO CONGELATO	Siero/Plasma: Separare entro 2h, Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	LIDOCAINA DOSAGGIO	LIDO	IMMUNOENZIMATICA	8	lu - ve	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	MANGANESE SIERICO	MANGS	Spetttr.Massa	12	lu - ve	LITIO-EPARINA	Siero (provetta appositata per metalli traccia); Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	MANGANESE urinario	MANGA	ASS ATOM	12	lu - ve	URINE	2-8°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	MDMA URINARIA	MDMA	CROMAT.	1	lu - ve	URINE	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	MERCURIO PLASMATICO	*MERC	ASS ATOM	20	lu - ve	TAPPO VIOLA	2 settimane a +4°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	MERCURIO URINARIO	MERCU	ASS ATOM	15	lu - ve	URINE 24 ORE	Stabile 1 mese a -20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	METADONE URINARIO	METU	CROMAT.	1	lu - ve	URINE	Conservare a +4°C per 4 gg oltre a -20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	METANFETAMINE URINARIE	METAM	CROMAT.	0	lu - ve	URINE	Urine: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	N.METILFORMAMMIDE	FORMA	HPLC	10	lu - ve	ETIC	Urine fine turno: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	NICHEL	NICHE	ASS ATOM	15	lu - ve	SIERO	conservazione 2-8°C - stabile 7 giorni 2-8°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	NICHEL URINARIO	NICU	ASS ATOM	15	lu - ve	URINE	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	OPPIACEI URINARI	OPPIU	CROMAT.	1	lu - ve	URINE	Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	OXCARBAZEPINA (10 OH-CARBAZEPINA)	*OXCA	Cromat.Lliqu.	13	lu - ve	SIERO CONGELATO	Stabile 7 gg a -20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	PARACETAMOLO	PARAC	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	17	Giovedi	SIERO	Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	PIOMBEMIA	EPIOM	ASS ATOM	7	lu - ve	TAPPO VIOLA	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	PIOMBO URINARIO	UPIOM	ASS ATOM	9	lu - ve	URINE INIZ- FINE TURNO, URINE	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	RAME	ECU	ASS ATOM	8	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	RAME URINARIO	PRAMU	ASS ATOM	7	lu - ve	URINE	Stabile 7 gg a +4°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	SCREENING DROGHE	DRG	CROMAT.	1	lu - ve	KIT DEDICATO	Urine: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	SELENIO PLASMATICO	SELE	ASS ATOM	15	lu - ve	SIERO	Stabile 7 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI

Tossicologia e Farmacotossicologia	SENSIBILITA' AL NICHEL	*INIC	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	Kit Dedicato	Patch test (T.A.) o test cellulare in vitro (Sangue intero a T.A., analizzare subito)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	TACROLIMUS DOSAGGIO	*TACRO	CHEMIL.	6	lu - ve	TAPPO VIOLA	Sangue intero (EDTA); Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	TEOFILLINA	PTEOF	EIA	6	lu - ve	SIERO	Stabile 4 gg a +2-8°C, 1 mese a - 20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	TEST ALLA COTININA	UCOTI	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	14	lu - ve	SIERO	Siero/Urine/Saliva: Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	TEST DI CONFERMA DROGHE	CONFE	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	10	lu - ve	KIT DEDICATO	Urine: Congelato (-20°C) o Refrigerato (2-8°C) in attesa di LC-MS	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	TOLUENE URINARIO	UTOLU	GAS-CROM	9	lu - ve	URINE	Urine fine turno: Contenitore ben sigillato, Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	TOPIRAMATO	TOPIR	Cromat.Liqu.	10	lu - gi	SIERO CONGELATO	CONSERVARE A -20°C	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	Test di conferma CANNABINOIDI	CONCA	CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	15	lu - ve	KIT DEDICATO	Urine: Congelato (-20°C) o Refrigerato (2-8°C)	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ZINCO	ZINCO	HPLC	7	lu - ve	SIERO	Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C.	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ZINCO URINARIO	ZINCU	COLOR	11	lu - ve	URINE 24 ORE	Centrifugare e separare immediatamente.	NO	SI
Tossicologia e Farmacotossicologia	ZINCOPROTOPORFIRINE	ZIPRO	COL	7	lu - ve	SANGUE INTERO EDTA	Stabile 10 gg a +2-4°C	NO	SI