



Salus Infirmorum
Provincia Romana Camilliani

DIZIONARIO MEDICO

 **CASA DI CURA SALUS
INFIRMORUM VIA DELLA
LUCCHINA 41 ROMA**

 **06 302511**

Descrizione Esame	Cod. Esame	Metodica	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - sa
Materiale	Conservazione	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame 11 DESOSSICORTISOLO	Cod. Esame *11DEO	Metodica HPLC	Giorni lav. 21	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.01.1	
Valori di riferimento *11DEO - 11 DESOSSICORTISOLO -	Limiti 0.0-0.9 Attenzione: nuovi valori normali da Giugno 2024	U.M. ng/ml ng/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame 17 IDROSSICORTICOSTEROIDI	Cod. Esame 17OH	Metodica COL	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Urine 24h: tenere in frigorifero (2-8°C) during la raccolta	Note operatore	Codice SSN 90.01.4	
Valori di riferimento 17OH - 17 IDROSSICORTICOSTEROIDI -	Limiti DONNA 2 8 UOMO 3 12	U.M. mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame 17 KETOSTEROIDI	Cod. Esame 17KE	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 7 gg	Note operatore	Codice SSN 90.01.3	
Valori di riferimento 17KE - 17 KETOSTEROIDI	Limiti 0.1 - 2.3 0.1 - 2.2 1.1 - 5.6 0.9 - 4.5 3.9 - 9 2.9 - 13.4 7.6 - 20 8.2 - 17.9 15.6 - 25 14 - 19 11.4 - 15 10 - 15 2.9 - 10 3.2 - 10.9 2.7 - 8 1.8 - 5.8	U.M. mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h	Note Anni: 1 - 6 Anni: 1 - 6 Anni: 6 - 10 Anni: 6 - 10 Anni: 11 - 14 Anni: 11 - 14 Anni: 15 - 19 Anni: 15 - 19 Anni: 20 - 40 Anni: 20 - 40 Anni: 40 - 70 Anni: 40 - 70 Anni: 70 - 80 Anni: 70 - 80 Anni: 81 - 99 Anni: 81 - 99	Sesso M F M F M F M F M F M F M F M F

Descrizione Esame 21 IDROSSILASI ABS	Cod. Esame *IDRO	Metodica ELISA	Giorni lav. 18	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>congelato (-20°C)</i>	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento *IDRO - 21 IDROSSILASI ABS -	Limiti Attenzione nuovi valori normali Giugno 2024 ≤ 4	U.M. U/ml U/ml	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame A. ANTI SHIGELLA IG G+IGM	Cod. Esame ABSHI	Metodica F.C.	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ABSHI - A. ANTI SHIGELLA IG G+IGM -	Limiti < 1 : 16 ASSENTI 1:16 - 1:64 DEBOLM. PRESENTI > 1: 64 PRESENTI	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI ADENOVIRUS IG M	Cod. Esame ADENM	Metodica EIA	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg. a +4°C	Note operatore	Codice SSN 91.12.3	
Valori di riferimento ADENM - AB ANTI ADENOVIRUS IG M	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI ADENOVIRUS IGG	Cod. Esame UADEN	Metodica EIA	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg. a +4°C	Note operatore	Codice SSN 91.12.3	
Valori di riferimento UADEN - AB ANTI ADENOVIRUS IGG	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI BORRELIA BURGDORFERI IGG	Cod. Esame BORRG	Metodica CLIA	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.87.5	
Valori di riferimento BORRG - AB ANTI BORRELIA BURGDORFERI IGG -	Limiti < 0.9 = NEGATIVO 0.9-1.1 DUBBIO > 1.1 POSITIVO	U.M. rlu rlu rlu	Note - - -	Sesso - - -

Descrizione Esame AB ANTI BORRELIA BURGDORFERI IGM	Cod.Esame BORRM	Metodica CLIA	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.87.5	
Valori di riferimento BORRM - AB ANTI BORRELIA BURGDORFERI IGM -	Limiti < 0.9 = NEGATIVO 0.9-1.1 DUBBIO > 1.1 = POSITIVO	U.M. rlu rlu rlu	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI CAMPYLOBACTER IGG TOTALI	Cod.Esame ABCAM	Metodica EIA	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 7 GG a 2-8 °C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ABCAM - AB ANTI CAMPYLOBACTER IGG TOTALI	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI CANDIDA A. IG A	Cod.Esame AACA	Metodica IFA	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 giorni a 2 - 8°C	Note operatore	Codice SSN 90.98.1	
Valori di riferimento AACA - AB ANTI CANDIDA A. IG A	Limiti ASSENTI < 1:32	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI CANDIDA A. IGG	Cod.Esame AACG	Metodica IFA	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 giorni a 2 - 8°C	Note operatore	Codice SSN 90.98.1	
Valori di riferimento AACG - AB ANTI CANDIDA A. IGG	Limiti ASSENTI < 1:160	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI CANDIDA A. IGM	Cod.Esame AACM	Metodica IFA	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 giorni a 2 - 8°C	Note operatore	Codice SSN 90.98.1	
Valori di riferimento AACM - AB ANTI CANDIDA A. IGM	Limiti ASSENTI < 1:32	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI CARDIOLIPINA IG A	Cod.Esame CARDA	Metodica EIA	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.47.5	
Valori di riferimento CARDA - AB ANTI CARDIOLIPINA IG A -	Limiti <20 NEGATIVO Nuovi valori dal 13 marzo 2023	U.M. UAPL/ml UAPL/ml	Note - -	Sesso - -

Descrizione Esame AB ANTI CARDIOLIPINA IGG	Cod.Esame CARDG	Metodica EIA	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.47.5
Valori di riferimento <i>CARDG - AB ANTI CARDIOLIPINA IGG</i>	Limiti <i><= 20</i>	U.M. <i>UGPL/ml</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>
Descrizione Esame AB ANTI CARDIOLIPINA IGM	Cod.Esame CARDM	Metodica EIA	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.47.5
Valori di riferimento <i>CARDM - AB ANTI CARDIOLIPINA IGM</i>	Limiti <i><= 20</i>	U.M. <i>UMPL/ml</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>
Descrizione Esame AB ANTI CENTROMERO	Cod.Esame CENTR	Metodica IFA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Siero: Refrigerato (2-8°C)</i>	Note operatore		Codice SSN 90.47.F
Valori di riferimento <i>CENTR - AB ANTI CENTROMERO</i>	Limiti <i>ASSENTI <1:80</i>	U.M. <i>-</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>
Descrizione Esame AB ANTI CHLAMYDIA PN. IGA	Cod.Esame CHIGA	Metodica EIA	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 7 gg a +4°C</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>CHIGA - AB ANTI CHLAMYDIA PN. IGA</i> <i>-</i>	Limiti <i>< 12 Negativo</i> <i>12-18 Dubbio</i> <i>> 18 Positivo</i>	U.M. <i>AU/ml AU/ml AU/ml</i>	Note <i>-</i> <i>-</i> <i>-</i>	Sesso <i>-</i> <i>-</i> <i>-</i>

Descrizione Esame AB ANTI CHLAMYDIA PN. IGG	Cod.Esame CLAG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.89.1	
Valori di riferimento CLAG - AB ANTI CHLAMYDIA PN. IGG -	Limiti < 12 Negativo 12-18 Dubbio > 18 Positivo	U.M. AU/ml AU/ml AU/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI CHLAMYDIA PN. IGM	Cod.Esame CLAM	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.89.1	
Valori di riferimento CLAM - AB ANTI CHLAMYDIA PN. IGM -	Limiti < 0.9 Negativo 0.9-1.1 Dubbio > 1.1 Positivo	U.M. Index Index Index	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI CITOMEGALOV. IGG	Cod.Esame CITOG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 91.14.1	
Valori di riferimento CITOG - AB ANTI CITOMEGALOV. IGG	Limiti Assenti < 6.0	U.M. U/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI CITOMEGALOV. IGM	Cod.Esame CITOM	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 91.14.1	
Valori di riferimento CITOM - AB ANTI CITOMEGALOV. IGM	Limiti ASSENTI <= 1.0	U.M. INDEX	Note -	Sesso -

Descrizione Esame AB ANTI CITRULLINA	Cod.Esame PCITR	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento <i>PCITR - AB ANTI CITRULLINA</i>	Limiti <= 5	U.M. U/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI COXACHIE POOL A TOTALI	Cod.Esame COXA	Metodica F.C.	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 2° - 8° C	Note operatore	Codice SSN 91.16.2	
Valori di riferimento <i>COXA - AB ANTI COXACHIE POOL A TOTALI</i> -	Limiti ASSENTI <1:8 DEB PRESENTI 1:8 - 1:32 PRESENTI > 1:32	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI COXACHIE POOL B IGM	Cod.Esame COXA3	Metodica F.C.	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 14 giorni a 2° - 8° C ; 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 91.16.2	
Valori di riferimento <i>COXA3 - AB ANTI COXACHIE POOL B IGM</i> -	Limiti < 1:8 = ASSENTI 1:8-1:32 = DEB.PRESEN > 1:32= PRESENTI	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI COXACHIE POOL B TOTALI	Cod.Esame COXA2	Metodica F.C.	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 91.16.2	
Valori di riferimento <i>COXA2 - AB ANTI COXACHIE POOL B TOTALI</i> -	Limiti < 1:8 = NEGATIVO 1:8 - 1:16 = DUBBIO 1:32 DEB.POSITIVO > 1:32 = POSITIVO	U.M. - - - -	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame AB ANTI CUTE	Cod.Esame CUTE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.52.5	
Valori di riferimento <i>R0001 - Anti-Sostanza Intercellulare R00002 - Anti-Lamina Basale</i>	Limiti < 1:20 < 1:20	U.M. - -	Note - -	Sesso - -

Descrizione Esame AB ANTI DELTA IG G	Cod.Esame PABDE	Metodica IMMUNOM	Giorni lav. 14	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 91.20.3
Valori di riferimento PABDE - AB ANTI DELTA IG G	Limiti ASSENTI	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI DELTA IGM	Cod.Esame PDIGM	Metodica IMMUNOM	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 91.20.4
Valori di riferimento PDIGM - AB ANTI DELTA IGM	Limiti ASSENTI	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI DESMOGLEINA 1	Cod.Esame DESM1	Metodica IFA	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 14 giorni a 2° -8°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento DESM1 - AB ANTI DESMOGLEINA 1 -	Limiti ASSENTI Titoli significativi > o = 1:10	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI DESMOGLEINA 3	Cod.Esame DESM3	Metodica IFA	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Conservare a 2-8°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento DESM3 - AB ANTI DESMOGLEINA 3 -	Limiti Titoli significativi > o = 1:10 Attenzione : nuovi valori normali	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI DNA (DS)	Cod.Esame AADNA	Metodica IFA	Giorni lav. 4	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.48.3
Valori di riferimento AADNA - AB ANTI DNA (DS)	Limiti ASSENTI < 1:10	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI EBV CA IGM	Cod.Esame EBCAM	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 91.21.1
Valori di riferimento EBCAM - AB ANTI EBV CA IGM -	Limiti < 0.5 ASSENTI 0.5 - 0.99 DUBBIO > 1.0 PRESENTI	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -

Descrizione Esame AB ANTI EBV CA IG G	Cod. Esame EBCAG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 91.21.1	
Valori di riferimento EBCAG - AB ANTI EBV CA IG G -	Limiti <0.75 Assenti 0.75-1.0 Dubbio > 1.0 Presenti	U.M. UA UA UA	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI EBV EA IGG	Cod. Esame EAG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 91.21.1	
Valori di riferimento EAG - AB ANTI EBV EA IGG -	Limiti < 10 Assenti 10 - 40 Dubbio > 40 Presenti	U.M. U/ml U/ml U/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI EBV NA IGG	Cod. Esame NAG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 91.21.1	
Valori di riferimento NAG - AB ANTI EBV NA IGG -	Limiti < 5,0 Assenti 5 - 20 Dubbio > 20 Presenti	U.M. U/ml U/ml U/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI ECHINOCOCCO IG G	Cod. Esame PECHI	Metodica CLIA	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 7 giorni a 2° - 8°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.92.2	
Valori di riferimento PECHI - AB ANTI ECHINOCOCCO IG G -	Limiti > 0.9 = NEGATIVO 0.9-1.1 DUBBIO > 1.1 POSITIVO Attenzione : nuovi valori !	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI ECHO POOL NEUROTROPI	Cod. Esame NECHO	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame AB ANTI ECHO POOL PNEUMOTROPI	Cod. Esame ECHO	Metodica FC	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ECHO - AB ANTI ECHO POOL PNEUMOTROPI	Limiti Negativo	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI ENA PROFILE	Cod. Esame ABENA	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ABENA - AB ANTI ENA PROFILE S0005 - SS-B/La S0006 - Scl-70 S0007 - U1-snRNP S0008 - Jo-1 S0009 - SS-A/Ro52 S0010 - SS-A/Ro60 S0013 - Sm	Limiti - < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20	U.M. CU - - - - - - -	Note - - - - - - -	Sesso - - - - - - -
Descrizione Esame AB ANTI ENDOMISIO IGA	Cod. Esame ENDO	Metodica IFA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Non congelare. Stabile 7 gg a + 4°C	Note operatore	Codice SSN 90.49.5	
Valori di riferimento ENDO - AB ANTI ENDOMISIO IGA	Limiti ASSENTI < 1:5	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI ENDOMISIO IGG	Cod. Esame ENDOG	Metodica IFA	Giorni lav. 3	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a + 4°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ENDOG - AB ANTI ENDOMISIO IGG	Limiti ASSENTI < 1:5	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI ENDOTELIO	Cod. Esame TELIO	Metodica IFA	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a + 4°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento TELIO - AB ANTI ENDOTELIO	Limiti ASSENTI < 1:20	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame AB ANTI FATTORE INTRINSECO	Cod. Esame ABFAT	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.52.5	
Valori di riferimento ABFAT - AB ANTI FATTORE INTRINSECO	Limiti <= 20: Negativo	U.M. CU	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI FOSFOLIPIDI IGG	Cod. Esame ABFOS	Metodica EIA	Giorni lav. 11	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ABFOS - AB ANTI FOSFOLIPIDI IGG -	Limiti < 12 ASSENTI 12-18 DEBOLMENTE PRESENTI > 18 PRESENTI	U.M. U/ml U/ml U/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI FOSFOLIPIDI IGM	Cod. Esame ABFOM	Metodica EIA	Giorni lav. 11	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ABFOM - AB ANTI FOSFOLIPIDI IGM -	Limiti < 12 ASSENTI 12-18 DEBOLMENTE PRESENTI > 18 PRESENTI	U.M. U/ml U/ml U/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI GLIADINA DEAMIDATA IGA	Cod. Esame DGLIA	Metodica EIA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.49.5	
Valori di riferimento DGLIA - AB ANTI GLIADINA DEAMIDATA IGA -	Limiti ASSENTI < 18 PRESENTI > 18 Attenzione: nuovi valori dal 17 ottobre 2022	U.M. U/ml U/ml U/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI GLIADINA DEAMIDATA IGG	Cod. Esame DGLIG	Metodica EIA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.49.5	
Valori di riferimento DGLIG - AB ANTI GLIADINA DEAMIDATA IGG -	Limiti ASSENTI < 18 PRESENTI > 18 Attenzione: nuovi valori dal 17 ottobre 2022	U.M. U/ml U/ml U/ml	Note - - -	Sesso - - -

Descrizione Esame AB ANTI HELICOBACTER P. IGA		Cod.Esame ELICA	Metodica ELISA		Giorni lav. 6	Giorni esec. Iu - ve	
Materiale SIERO		Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)		Note operatore		Codice SSN 90.94.4	
Valori di riferimento ELICA - AB ANTI HELICOBACTER P. IGA -		Limiti ASSENTI < 0.8 DUBBIO 0.8-1.2 PRESENTI > 1.2		U.M. Index Index Index		Note - - -	
Descrizione Esame AB ANTI HELICOBACTER P. IGG		Cod.Esame ELICG	Metodica ELISA		Giorni lav. 6	Giorni esec. Iu - ve	
Materiale SIERO		Conservazione Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C		Note operatore		Codice SSN 90.94.4	
Valori di riferimento ELICG - AB ANTI HELICOBACTER P. IGG -		Limiti 0 - 8.0 ASSENTI 8 - 12 DUBBIO > 12 PRESENTI		U.M. AU/ml AU/ml AU/ml		Note - - -	
Descrizione Esame AB ANTI HERPES I IGG		Cod.Esame HER1G	Metodica CHEMIL.		Giorni lav. 5	Giorni esec. Iu - ve	
Materiale SIERO		Conservazione Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C		Note operatore		Codice SSN 91.22.1	
Valori di riferimento HER1G - AB ANTI HERPES I IGG		Limiti < 1.0 Assenti		U.M. mU/ml		Note -	
Descrizione Esame AB ANTI HERPES I-II IGM		Cod.Esame HERPM	Metodica CHEMIL.		Giorni lav. 3	Giorni esec. Iu, me, ve	
Materiale SIERO		Conservazione Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C		Note operatore		Codice SSN 91.22.1	
Valori di riferimento HERPM - AB ANTI HERPES I-II IGM		Limiti < 1.0 Assenti		U.M. mU/ml		Note -	
Descrizione Esame AB ANTI HERPES II IGG		Cod.Esame HER2G	Metodica CHEMIL.		Giorni lav. 2	Giorni esec. Iu, me, ve	
Materiale SIERO		Conservazione Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C		Note operatore		Codice SSN 91.22.1	
Valori di riferimento HER2G - AB ANTI HERPES II IGG		Limiti < 1.0 Assenti		U.M. mU/ml		Note -	
Descrizione Esame AB ANTI HEV IGG - EPATITE E		Cod.Esame HEVG	Metodica ELISA		Giorni lav. 15	Giorni esec. Iu - ve	
Materiale SIERO		Conservazione Stabile 2-4°C		Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento HEVG - AB ANTI HEV IGG - EPATITE E -		Limiti < 19 Negativo 20-25 Dubbio > 25 Positivo		U.M. U/ml U/ml U/ml		Note - - -	

Descrizione Esame AB ANTI HEV IGM - EPATITE E	Cod. Esame HEVM	Metodica ELISA	Giorni lav. 11	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento HEVM - AB ANTI HEV IGM - EPATITE E -	Limiti < 19.0 Negativo 20 - 25 Dubbio > 25 Positivo	U.M. U/ml U/ml U/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI IA2	Cod. Esame PIA2	Metodica ELISA	Giorni lav. 10	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento PIA2 - AB ANTI IA2	Limiti <= 10	U.M. U/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI INFLUENZA	Cod. Esame PINFA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento PINFA - AB ANTI INFLUENZA A IG A - PINB - AB ANTI INFLUENZA B IG A -	Limiti < 0.9 ASSENTI 0.9 - 1.1 DUBBI > 1.1 PRESENTI < 0.9 ASSENTI 0.9 - 1.1 DUBBIO > 1.1 PRESENTE	U.M. - - - - - -	Note - - - - - -	Sesso - - - - - -
Descrizione Esame AB ANTI INSULA PANCREATICA	Cod. Esame PANCR	Metodica IFA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.50.5	
Valori di riferimento PANCR - AB ANTI INSULA PANCREATICA	Limiti ASSENTI < 1:10	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI INSULINA	Cod. Esame UAINS	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.51.1	
Valori di riferimento UAINS - AB ANTI INSULINA -	Limiti < 20 ASSENTI Attenzione : nuovi valori!	U.M. IU/ml IU/ml	Note - -	Sesso - -

Descrizione Esame AB ANTI LEGIONELLA PNEUM. IGG	Cod.Esame LEGIO	Metodica ELISA	Giorni lav. 14	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione <i>Non congelare. Stabile 7 gg a +4°C.</i>		Note operatore		Codice SSN 90.95.2
Valori di riferimento <i>LEGIO - AB ANTI LEGIONELLA PNEUM. IGG</i> -		Limiti Assenti < 0.9 <i>Dubbio 0.9-1.1</i> <i>Presenti > 1.1</i>		<i>U.M. INDEX</i> INDEX INDEX	<i>Note</i> - - - <i>Sesso</i> - - -
Descrizione Esame AB ANTI LEGIONELLA PNEUM. IGM	Cod.Esame LEGIM	Metodica ELISA	Giorni lav. 14	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione <i>Non congelare. Stabile 7 gg a +4°C</i>		Note operatore		Codice SSN 90.95.2
Valori di riferimento <i>LEGIM - AB ANTI LEGIONELLA PNEUM. IGM</i> -		Limiti Assenti <0.9 <i>Dubbio 0.9-1.1</i> <i>Presenti > 1.1</i>		<i>U.M. INDEX</i> INDEX INDEX	<i>Note</i> - - - <i>Sesso</i> - - -
Descrizione Esame AB ANTI LEISHMANIA Ig G	Cod.Esame LEISG	Metodica IFA	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione <i>2-8°C per 14 giorni o -20°C per un mese</i>		Note operatore		Codice SSN 90.96.1
Valori di riferimento <i>LEISG - AB ANTI LEISHMANIA Ig G</i>		Limiti NEGATIVO		<i>U.M.</i> -	<i>Note</i> - <i>Sesso</i> -
Descrizione Esame AB ANTI LKM	Cod.Esame LKM	Metodica IFA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve	
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 7 gg a +4°C</i>		Note operatore		Codice SSN 90.51.5
Valori di riferimento LKM - AB ANTI LKM		Limiti ASSENTI <1:20		<i>U.M.</i> -	<i>Note</i> - <i>Sesso</i> -
Descrizione Esame AB ANTI MEMBRANA BASALE	Cod.Esame AAMB	Metodica A.I.	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione <i>2 - 8°C</i>		Note operatore		Codice SSN 90.52.5
Valori di riferimento AAMB - AB ANTI MEMBRANA BASALE -		Limiti <i>< 1 Negativo</i> <i>> 1 Positivo</i>		<i>U.M.</i> - -	<i>Note</i> - - <i>Sesso</i> - -

Descrizione Esame AB ANTI MICOPLASMA PN. IGG	Cod.Esame MICG2	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 91.02.5
Valori di riferimento MICG2 - AB ANTI MICOPLASMA PN. IGG -	Limiti < 10 ASSENTI > 10 PRESENTI	U.M. UA/ml UA/ml	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame AB ANTI MICOPLASMA PN.IGM	Cod.Esame MICGM	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 91.02.5
Valori di riferimento MICGM - AB ANTI MICOPLASMA PN.IGM -	Limiti < 10 ASSENTI > 10 PRESENTI	U.M. Index Index	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame AB ANTI MICROSOMI	Cod.Esame AAMIC	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.51.4
Valori di riferimento AAMIC - AB ANTI MICROSOMI	Limiti <= 10	U.M. UI/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI MITOCONDRIO	Cod.Esame AAMT	Metodica IFA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.52.1
Valori di riferimento AAMT - AB ANTI MITOCONDRIO	Limiti ASSENTI < 1:20	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI MORBILLO IGG	Cod.Esame MORG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 2° - 8° C per 14 giorni	Note operatore		Codice SSN 91.24.3
Valori di riferimento MORG - AB ANTI MORBILLO IGG -	Limiti < 13.5 Assenti 13.5 - 16.5 Dubbio >16.5 Presenti	U.M. AU/ml AU/ml AU/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI MORBILLO IGM	Cod.Esame PMORM	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 2° - 8° C per 14 giorni	Note operatore		Codice SSN 91.24.3
Valori di riferimento PMORM - AB ANTI MORBILLO IGM -	Limiti < 0.9 Assenti 0.9 - 1.1 Dubbio > 1.1 Presenti	U.M. Index Index Index	Note - - -	Sesso - - -

Descrizione Esame AB ANTI MUCOSA GASTRICA (APCA)	Cod.Esame AAMUG	Metodica IFA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.48.1	
Valori di riferimento AAMUG - AB ANTI MUCOSA GASTRICA (APCA)		Limiti ASSENTI < 1:20	U.M. -	Note -
Descrizione Esame AB ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)	Cod.Esame AAML	Metodica IFA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.52.2	
Valori di riferimento AAML - AB ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)		Limiti ASSENTI < 1:20	U.M. -	Note -
Descrizione Esame AB ANTI MUSCOLO STRIATO	Cod.Esame AAMS	Metodica IFA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.52.3	
Valori di riferimento AAMS - AB ANTI MUSCOLO STRIATO		Limiti ASSENTI < 1:20	U.M. -	Note -
Descrizione Esame AB ANTI NUCLEO	Cod.Esame AANUC	Metodica IFA	Giorni lav. 4	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.52.4	
Valori di riferimento AANUC - AB ANTI NUCLEO		Limiti ASSENTI < 1:80	U.M. -	Note -
Descrizione Esame AB ANTI NUCLEO (HEP2)	Cod.Esame HEP2	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento S1741 - ESITO : S1744 - ANTI NUCLEOLO: S1745 - ANTI CENTROMERO:		Limiti ASSENTI ASSENTI/ASSENTI	U.M. - - -	Note - - -
Descrizione Esame AB ANTI NUCLEOLO	Cod.Esame NUCLE	Metodica IFA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento NUCLE - AB ANTI NUCLEOLO		Limiti ASSENTI < 1:80	U.M. -	Note -

Descrizione Esame AB ANTI PAROTITE IGG	Cod.Esame PAROG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 3	Giorni esec. ma, gi, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 6 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 91.25.1
Valori di riferimento PAROG - AB ANTI PAROTITE IGG -	Limiti < 9.0 NEGATIVO 9.0 - 11 DUBBIO > 11 POSITIVO	U.M. AU/ml AU/ml AU/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI PAROTITE IGM	Cod.Esame PAROM	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 3	Giorni esec. ma, gi, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 6 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 91.25.1
Valori di riferimento PAROM - AB ANTI PAROTITE IGM -	Limiti < 0.9 NEGATIVO 0.9 - 1.1 DUBBIO > 1.1 POSITIVO	U.M. Index Index Index	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI PERTUSSIS IGA	Cod.Esame PERTA	Metodica ELISA	Giorni lav. 5	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento PERTA - AB ANTI PERTUSSIS IGA -	Limiti Negativo <10 Dubbio 10-20 Positivo >20	U.M. IU/ml IU/ml IU/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI PERTUSSIS IGG	Cod.Esame GPERT	Metodica ELISA	Giorni lav. 5	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento GPERT - AB ANTI PERTUSSIS IGG -	Limiti Negativo <40 Dubbio 40-100 Positivo > 100	U.M. IU/ml IU/ml IU/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI PERTUSSIS IGM	Cod.Esame MPERT	Metodica ELISA	Giorni lav. 15	Giorni esec. Sabato
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento MPERT - AB ANTI PERTUSSIS IGM -	Limiti ASSENTI <9.0 DUBBIO 9-11 > 11	U.M. - -	Note - -	Sesso - -

Descrizione Esame AB ANTI PIASTRINE	Cod.Esame ABPIA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 9	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero o plasma a seconda della metodica: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.53.3
Valori di riferimento 1. ABPIA - Anti Glicoproteina IIb/IIIa 2. ABPIA - Anti Glicoproteina Ia/IIa 3. ABPIA - Anti Glicoproteina Ib/IX 4. ABPIA - Anti Glicoproteina IV 5. ABPIA - Anti PIASTRINE	Limiti NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO	U.M. - - - -	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame AB ANTI RECETTORE ACETILCOLINA	Cod.Esame AACET	Metodica RIA	Giorni lav. 12	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento AACET - AB ANTI RECETTORE ACETILCOLINA	Limiti < 0.5	U.M. nmol/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI RECETTORE FOSFOLIPASI A2	Cod.Esame A2FOSF	Metodica ELISA	Giorni lav. 40	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Stabile 48 ore a 2°-8° c, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento A2FOSF - AB ANTI RECETTORE FOSFOLIPASI A2 -	Limiti < 14 NEGATIVO 14-20 DUBBIO > 20 POSITIVO	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI RENE	Cod.Esame RENE	Metodica IFA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento RENE - AB ANTI RENE	Limiti ASSENTI < 1:20	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI RETICOLINA	Cod.Esame RETIC	Metodica IFA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento RETIC - AB ANTI RETICOLINA	Limiti ASSENTI < 1:20	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame AB ANTI RIBOSOMI	Cod. Esame RIBOS	Metodica IFA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento RIBOS - AB ANTI RIBOSOMI	Limiti ASSENTI < 1:20	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI RNA	Cod. Esame ARNA	Metodica IFA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Non congelare. Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ARNA - AB ANTI RNA	Limiti ASSENTI < 1:80	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI ROSOLIA IGG	Cod. Esame ROSOG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 91.26.4
Valori di riferimento ROSOG - AB ANTI ROSOLIA IGG	Limiti Assenti < 10	U.M. IU/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI ROSOLIA IGM	Cod. Esame ROSOM	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 91.26.4
Valori di riferimento ROSOM - AB ANTI ROSOLIA IGM -	Limiti ASSENTI < 1.2 DUBBIO 1.2 - 1.6 PRESENTI > 1.6	U.M. Index Index Index	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI RUBEO AVIDITY	Cod. Esame RUBAV	Metodica EIA	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 91.26.4
Valori di riferimento RUBAV - AB ANTI RUBEO AVIDITY -	Limiti BASSA AVIDITA' < 30 INFEZIONE CONTRATTA ULTIMI 3 MESI MEDIA ATTIVITA' 30 - 40 INFEZIONE CONTRATTA NEGLI ULTIMI 6 MESI ALTA AVIDITA' > 40 ESCUSIONE DI INFEZ. CONTRATTA NEGLI ULTIMI 3 MESI	U.M. % % % % % %	Note - - - - - -	Sesso - - - - - -

Descrizione Esame AB ANTI SACCHAROMYCES IG G	Cod.Esame PASCG	Metodica ELIA	Giorni lav. 8	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 7 giorni 2 - 8°C ; 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento PASCG - AB ANTI SACCHAROMYCES IG G	Limiti ≤ 10	U.M. U/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI SACCHAROMYCES IGA	Cod.Esame PASCA	Metodica ELIA	Giorni lav. 8	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 7 giorni 2 - 8°C ; 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento PASCA - AB ANTI SACCHAROMYCES IGA -	Limiti < 7 NEGATIVO 7.0-10 DUBBIO >10 POSITIVO	U.M. U/ml U/ml U/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AB ANTI SURRENE	Cod.Esame SURRE	Metodica IFA	Giorni lav. 10	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.54.3	
Valori di riferimento SURRE - AB ANTI SURRENE	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI TETANO	Cod.Esame PTETA	Metodica EIA	Giorni lav. 7	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 5 gg a +4°C, oltre congelare a -20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento PTETA - AB ANTI TETANO -	Limiti 0 - 100 nessuna immunità: vaccinazione raccomandata 110-500 protezione parziale ripetiz. dell'immunizzazione e controllo dopo 4-6 settimane 510 - 1000 immunoprotezione sufficiente: controllo dopo 2 anni 1000 - 5000 immunoprot. a lungo termine: controllo dopo 5-10 anni	U.M. mUI/ml mUI/ml mUI/ml mUI/ml mUI/ml mUI/ml mUI/ml mUI/ml	Note - - - - - - -	Sesso - - - - - - -
Descrizione Esame AB ANTI TIREOGLOBULINA	Cod.Esame AHTG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.54.4	
Valori di riferimento AHTG - AB ANTI TIREOGLOBULINA	Limiti ≤ 4.11	U.M. UI/ml	Note -	Sesso -

Descrizione Esame AB ANTI TOXO.IGG AVIDITY	Cod.Esame TOXAV	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 91.09.4	
Valori di riferimento TOXAV - AB ANTI TOXO.IGG AVIDITY -		Limiti BASSA AVIDITA' < 50 INFEZ. CONTRATTA ULTIMI 3 MESI MEDIA AVIDITA' 50 - 59.9 INFEZ. CONTRATTA ULTIMI 6 MESI ALTA AVIDITA' > = 60 ESCLUSIONE INFEZIONE CONTRATTA ULTIMI 3 MESI	U.M. Index Index Index Index Index Index	Note - - - - - -	Sesso - - - - -
Descrizione Esame AB ANTI TOXOPLASMA IGG	Cod.Esame TOXOG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 91.09.4	
Valori di riferimento TOXOG - AB ANTI TOXOPLASMA IGG		Limiti Assenti < 3.0	U.M. UI/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI TOXOPLASMA IGM	Cod.Esame TOXOM	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 91.09.4	
Valori di riferimento TOXOM - AB ANTI TOXOPLASMA IGM		Limiti ASSENTI < 0.6	U.M. INDEX	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB ANTI TSH RECETTORI	Cod.Esame TSHAB	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.53.5	
Valori di riferimento TSHAB - AB ANTI TSH RECETTORI		Limiti < 1.22	U.M. UII	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB RICKETTSIA CONORI IGG	Cod.Esame RICCO	Metodica IFA	Giorni lav. 7	Giorni esec. ma, gi	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 91.06.5	
Valori di riferimento RICCO - AB RICKETTSIA CONORI IGG -		Limiti Attenzione nuovi valori normali Giugno 2024 < 1:80: Assenti	U.M. - -	Note - -	Sesso - -

Descrizione Esame AB RICKETTSIA CONORI IGM	Cod.Esame RICOM	Metodica IFA	Giorni lav. 7	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 91.06.5
Valori di riferimento RICOM - AB RICKETTSIA CONORI IGM -	Limiti Attenzione nuovi valori normali Giugno 2024 < 1:200: Assenti	U.M. Titolo Titolo	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame AB RICKETTSIA MOOSER IGM	Cod.Esame RIMOM	Metodica IFA	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 91.06.5
Valori di riferimento RIMOM - AB RICKETTSIA MOOSER IGM	Limiti ASSENTI < 1: 64	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AB RICKETTSIA MOOSER IGG	Cod.Esame RIMOG	Metodica IFA	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 91.06.5
Valori di riferimento RIMOG - AB RICKETTSIA MOOSER IGG	Limiti ASSENTI < 1: 64	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AC. S-FENIL MERCAPTURICO	Cod.Esame MERCA	Metodica HPLC	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE INIZ- FINE TURNO	Conservazione Stabile 7gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento MERCA - AC. S-FENIL MERCAPTURICO -	Limiti Non esposti , non fumatori <5,0 Non esposti fumatori <10 Esposti <25	U.M. mg/gcrea mg/gcrea mg/gcrea	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame ACETONE PLASMATICO	Cod.Esame PACET	Metodica GAS-CROM	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale LITIO-EPARINA	Conservazione Refrigerato (2-8°C), provetta ben chiusa	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento PACET - ACETONE PLASMATICO	Limiti -	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ACETONE URINARIO	Cod.Esame ACET	Metodica GAS-CROM	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Refrigerato (2-8°C), provetta ben chiusa	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ACET - ACETONE URINARIO	Limiti IBE=50	U.M. mg/l	Note -	Sesso -

Descrizione Esame ACIDI BILIARI	Cod.Esame ACBIL	Metodica CIN	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.01.5
Valori di riferimento ACBIL - ACIDI BILIARI -		Limiti 0.5 - 6 Gravidanza 0.5 - 9.0 Attenzione nuovi valori!	U.M. micmol/l micmol/l micmol/l	Note - - -
Sesso -				
Descrizione Esame ACIDO 5 OH INDOLACETICO	Cod.Esame 5OHIA	Metodica HPLC	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 3 gg a 2-8°C, 1 mese - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.02.1
Valori di riferimento 5OHIA - ACIDO 5 OH INDOLACETICO		Limiti 0.5 - 8.2	U.M. mg/24h	Note -
Sesso -				
Descrizione Esame ACIDO ACETIL SALICILICO	Cod.Esame ACITI	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 6	Giorni esec. Giovedì
Materiale SIERO	Conservazione Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C) o congelato	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ACITI - ACIDO ACETIL SALICILICO		Limiti -	U.M. U/ml	Note -
Sesso -				
Descrizione Esame ACIDO FENILGLIOSSILICO	Cod.Esame ACFEG	Metodica HPLC	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile 7 giorni a +4°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ACFEG - ACIDO FENILGLIOSSILICO -		Limiti Inizio turno lavorativo IBE = 100 Fine turno lavorativo IBE = 240	U.M. mg/gr crea mg/gr crea mg/gr crea mg/gr crea	Note - - - -
Sesso -				
Descrizione Esame ACIDO FOLICO	Cod.Esame ACFOL	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C al riparo dalla luce, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.23.2
Valori di riferimento ACFOL - ACIDO FOLICO		Limiti 3.1 - 20.5	U.M. ng/ml	Note -
Sesso -				

Descrizione Esame ACIDO IPPURICO	Cod. Esame ACIP	Metodica HPLC	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE INIZ- FINE TURNO	Conservazione Stabile 2 settimane a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.02.4
Valori di riferimento ACIP - ACIDO IPPURICO -	Limiti Esposizione a Toluene < 1.6	U.M. g/g crea g/g crea	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ACIDO LATTICO PLASMATICO	Cod. Esame PLATT	Metodica FOTOM.	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione Centrifugare subito a 3000 giri per 10'	Note operatore		Codice SSN 90.02.5
Valori di riferimento PLATT - ACIDO LATTICO PLASMATICO	Limiti 4.5 - 19.8	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ACIDO MANDELICO	Cod. Esame ACMAN	Metodica HPLC	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE INIZ- FINE TURNO	Conservazione Conservare 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ACMAN - ACIDO MANDELICO	Limiti IBE = 800	U.M. mg/g creat.	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ACIDO METILIPPURICO	Cod. Esame ACMIP	Metodica HPLC	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE INIZ- FINE TURNO	Conservazione Stabile 2 settimane a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ACMIP - ACIDO METILIPPURICO -	Limiti Esposizione a Xileni < 1.5	U.M. g/g crea g/g crea	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ACIDO MUCONICO	Cod. Esame ACMUC	Metodica HPLC	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ACMUC - ACIDO MUCONICO	Limiti IBE = 500	U.M. microg/gcre	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ACIDO OMOVANILICO (HVA)	Cod. Esame POMOV	Metodica HPLC	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 7 gg a + 2-8°C; 1 mese a - 20 C	Note operatore		Codice SSN 90.38.G
Valori di riferimento POMOV - ACIDO OMOVANILICO (HVA)	Limiti 0.5 - 6.2	U.M. mg/24h	Note -	Sesso -

Descrizione Esame ACIDO OSSALICO EMATICO	Cod. Esame POSSAL	Metodica HPLC	Giorni lav. 14	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Congelato (-20°C) dopo centrifugazione e separazione	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento POSSAL - ACIDO OSSALICO EMATICO	Limiti -	U.M. μmol/L	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ACIDO TRANS MUCONICO	Cod. Esame MUCON	Metodica HPLC	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE INIZ- FINE TURNO	Conservazione Urine fine turno: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento MUCON - ACIDO TRANS MUCONICO	Limiti ≤ 500	U.M. mg/gcrea	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ACIDO TRICLORACETICO	Cod. Esame ACTRI	Metodica COL	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 2 settimane a +4°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ACTRI - ACIDO TRICLORACETICO	Limiti ≤ 5.5	U.M. mg/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ACIDO URICO	Cod. Esame EURIC	Metodica COL	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Congelato (-20°C) dopo centrifugazione e separazione	Note operatore		Codice SSN 90.43.5
Valori di riferimento EURIC - ACIDO URICO	Limiti 2.5 - 6.2 3.5 - 7.7 1.6 - 5.8 1.6 - 5.8	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl	Note - - Anni: 1 - 12 Anni: 1 - 12	Sesso F M M F
Descrizione Esame ACIDO URICO URINARIO	Cod. Esame ACURIN	Metodica ENZIM	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.43.5
Valori di riferimento ACURIN - ACIDO URICO URINARIO	Limiti 37 - 92	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ACIDO VANILMANDELICO	Cod. Esame UVMA	Metodica HPLC	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 7 gg a +2-8°C; 1 mese a -20 C	Note operatore		Codice SSN 90.03.5
Valori di riferimento UVMA - ACIDO VANILMANDELICO	Limiti 1.8 - 6.7	U.M. mg/24h	Note -	Sesso -

Descrizione Esame ACTH	Cod. Esame ACTH	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione <i>Modalità di conservazione e trasporto (solo per enti esterni): Centrifugare al più presto il campione anticoagulato in EDTA, comunque entro 3 ore, possibilmente con centrifuga refrigerata. Separare il plasma e congelarlo a -20° C; spedire in contenitore Crioplast</i>	Note operatore <i>Ormone ipofisiario utile nella valutazione di patologie riguardanti l'asse ipotalamo - ipofisi - surrene.</i>		Codice SSN 90.15.2
Valori di riferimento ACTH - ACTH		Limiti 4.7 - 48.8	U.M. pg/ml	Note -
Descrizione Esame ADH (VASOPRESSINA)	Cod. Esame UADH	Metodica RIA	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione <i>Modalità di conservazione e trasporto (solo per enti esterni): Porre immediatamente il campione (anticoagulato con EDTA) in acqua e ghiaccio. Centrifugare al più presto, comunque entro 3 ore possibilmente con centrifuga refrigerata. Separare il plasma e congelarlo a -20° C; spedire in ghiaccio secco.</i>	Note operatore		Codice SSN 90.04.1
Valori di riferimento UADH - ADH (VASOPRESSINA)		Limiti 0.1 - 13	U.M. pmol/l	Note -
Descrizione Esame ADIPONECTINA	Cod. Esame *ADIP	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 16	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione CONGELATO (-20°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note
				Sesso

Descrizione Esame ADRENALINA PLASMATICA	Cod. Esame PADREN	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione Plasma in EDTA/Eparina: centrifugare in refrigerata, congelare subito a -70°C/-	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento PADREN - ADRENALINA PLASMATICA	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ALA DEIDRASI ERITROCITARIA	Cod. Esame ALA	Metodica COL	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale LITIO-EPARINA	Conservazione 2-8°C	Note operatore		Codice SSN 90.04.4
Valori di riferimento ALA - ALA DEIDRASI ERITROCITARIA -	Limiti Attenzione nuovi valori normali Giugno 2024 ≥ 20	U.M. U/ml/E U/ml/E	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ALA URINARIO	Cod. Esame ALAU	Metodica FOTOM.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE MATTINO	Conservazione Al riparo dalla luce, refrigerato (2-8°C) durante la raccolta	Note operatore		Codice SSN 90.02.3
Valori di riferimento ALAU - ALA URINARIO	Limiti ≤ 6	U.M. mg/grCr	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ALBUMINA	Cod. Esame EALBU	Metodica EIA	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.05.1
Valori di riferimento EALBU - ALBUMINA -	Limiti 3-5-5,0 Attenzione nuovi valori!	U.M. gr/dl gr/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ALCOOL ETILICO EMATICO	Cod. Esame PALCO	Metodica ENZ COL	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Sangue intero/Siero: Sigillare rigorosamente la provetta, Refrigerato	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento PALCO - ALCOOL ETILICO EMATICO	Limiti < 0.4	U.M. g/l	Note -	Sesso -

Descrizione Esame ALCOOL ETILICO URINARIO	Cod. Esame UALCO	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Urine: Sigillare rigorosamente il contenitore, Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento UALCO - ALCOOL ETILICO URINARIO	Limiti Assente < 0.1 gr/l	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ALDOLASI	Cod. Esame EALDO	Metodica CIN	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.05.2
Valori di riferimento EALDO - ALDOLASI	Limiti <= 7.6	U.M. UI	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ALDOSTERONE ORTO	Cod. Esame PAB	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 4	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO ORTO	Conservazione Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C) o congelato	Note operatore		Codice SSN 90.05.3
Valori di riferimento PAB - ALDOSTERONE ORTO	Limiti ORTO 25.2 - 392 attenzione: nuovi valori	U.M. pg/ml pg/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ALDOSTERONE URINARIO	Cod. Esame PABU	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu, me
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Congelare a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.05.3
Valori di riferimento PABU - ALDOSTERONE URINARIO	Limiti 1.19 - 28.1	U.M. pg/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ALDOSTERONE clino	Cod. Esame PABCL	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 4	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO CLINO	Conservazione Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C) o congelato	Note operatore		Codice SSN 90.05.3
Valori di riferimento PABCL - ALDOSTERONE clino	Limiti CLINO 17.6 - 232	U.M. pg/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ALFA 1 ANTITRIPSINA	Cod. Esame EANTR	Metodica TURB.	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.05.4
Valori di riferimento EANTR - ALFA 1 ANTITRIPSINA	Limiti 90 - 200	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -

Descrizione Esame ALFA 1 MICROGLOBULINA	Cod.Esame A1MI	Metodica I. TURB	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE MATTINO	Conservazione 2-8°C	Note operatore		Codice SSN 90.06.2
Valori di riferimento A1MI - ALFA 1 MICROGLOBULINA	Limiti < 17.0	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ALFA 2 MACROGLOBULINA	Cod.Esame PMACR	Metodica NEFEL	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.06.3
Valori di riferimento PMACR - ALFA 2 MACROGLOBULINA -	Limiti DONNA 175 420 UOMO 150 350	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame ALFA 3 ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE	Cod.Esame 3ANDR	Metodica RIA	Giorni lav. 3	Giorni esec. Giovedì
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento 3ANDR - ALFA 3 ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE -	Limit Attenzione nuovi valori normali Giugno 2024 Donna: prepuberi valori 0,1 - 0,6 Donna età 20-29: valori 0,20 - 7,53 Donna età 30-39: valori 0,19 - 7,4 Donna età 40-49: valori 0,43 - 3,35 Donna età 50-64: valori 0,15 - 1,62 Uomo età 20-29: valori 7,12 - 35,3 Uomo età 30-39: valori 1,68 - 18,8 Uomo età 40-49: valori 2,18 - 27,5 Uomo età 50-64: valori 2,82 - 9,64	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml	Note - - - - - - - - - -	Sesso - - - - - - - - - -
Descrizione Esame ALFA-FETOPROTEINA	Cod.Esame ALFA	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.05.5
Valori di riferimento ALFA - ALFA-FETOPROTEINA	Limiti <= 12	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -

Descrizione Esame ALFA-FETOPROTEINA (GRAVIDANZA)	Cod. Esame AFETO	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Refrigerato (2-8°C)	Siero:	Note operatore	Codice SSN 90.05.5
Valori di riferimento AFETO - ALFA-FETOPROTEINA (GRAVIDANZA) -	Limiti 1° TRIMESTRE 0 - 50 2° TRIMESTRE 20 - 250 3° TRIMESTRE 40 - 450	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml	Note - - - - -	Sesso - - - - -
Descrizione Esame ALLER FOOD 109 ALIMENTI	Cod. Esame *109	Metodica EIA	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a - 20°C.	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento *109 - ALLER FOOD 109 ALIMENTI	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ALLUMINIO SIERICO	Cod. Esame ALLUM	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Conservare a 2 - 8°C	Note operatore	Codice SSN 90.07.1	
Valori di riferimento ALLUM - ALLUMINIO SIERICO	Limiti 0.1 - 30	U.M. mcg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ALLUMINIO URINARIO	Cod. Esame UALL	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 0	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE INIZ- FINE TURNO, URINE	Conservazione Conservare 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.07.1	
Valori di riferimento UALL - ALLUMINIO URINARIO	Limiti < 170	U.M. mcg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AMILASI	Cod. Esame EAMIL	Metodica CIN	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Temperatura ambiente o Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.06.4	
Valori di riferimento EAMIL - AMILASI	Limiti 25 - 101	U.M. UI	Note -	Sesso -
Descrizione Esame AMILASI PANCREATICA	Cod. Esame AMPAN	Metodica ENZ COL	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 5 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.06.5	
Valori di riferimento AMPAN - AMILASI PANCREATICA	Limiti 8 - 51	U.M. UI	Note -	Sesso -

Descrizione Esame AMILASURIA	Cod. Esame UAMIL	Metodica CIN	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.06.4
Valori di riferimento UAMIL - AMILASURIA		Limiti 1 - 17	U.M. U/24 h	Note -
Descrizione Esame AMILOIDE PROTEINA A	Cod. Esame *AMILA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 18	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C) o congelato	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note
Descrizione Esame AMIODARONE DOSAGGIO	Cod. Esame AMIOD	Metodica Cromat.Liqu.	Giorni lav. 18	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Conservare a 4°C	Note operatore		Codice SSN 90.17.B
Valori di riferimento AMIOD - AMIODARONE DOSAGGIO		Limiti 0.5 - 2.5	U.M. mg/l	Note -
Descrizione Esame AMMONIO	Cod. Esame EAMMO	Metodica CIN	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione Critico: Centrifugare immediatamente in refrigerata, congelare plasma subito	Note operatore		Codice SSN 90.07.5
Valori di riferimento EAMMO - AMMONIO		Limiti 31 - 123	U.M. microgr/dl	Note -
Descrizione Esame ANALISI PER LA SENSIBILITÀ AI SOLFITI	Cod. Esame *SOLFI	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Temperatura ambiente - stabile 5 giorni	Note operatore		Codice SSN *SOLFI
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note
Descrizione Esame ANALISI PER LA SENSIBILITÀ AL NICHEL	Cod. Esame *NICHE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione 4-5 gg 2-8°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note

Descrizione Esame ANALISI PER LA SENSIBILITÀ ALL'ALCOL	Cod. Esame *ALCOL	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 20	Giorni esec. Iu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Genetica (Sangue/Tampone): Temperatura ambiente o Refrigerato (2-	Note operatore		Codice SSN *NC.ALC
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame ANALISI PER LA SENSIBILITÀ ALLA CAFFEINA	Cod. Esame *CAFF	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 20	Giorni esec. Iu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Genetica (Sangue/Tampone): Temperatura ambiente o Refrigerato (2-	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame ANFETAMINE URINARIE	Cod. Esame PANFE	Metodica EIA	Giorni lav. 6	Giorni esec. Iu - ve
Materiale URINE	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C.</i>	Note operatore		Codice SSN 90.18.3
Valori di riferimento <i>PANFE - ANFETAMINE URINARIE</i>	Limiti <i>ASSENTI cut-off 500 ng/ml</i>	U.M. <i>-</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>
Descrizione Esame ANTI ANNEXINA IG G	Cod. Esame *ANNG	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 20	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 4 - 8°C 5 giorni. 2 - 8°C</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>*ANNG - ANTI ANNEXINA IG G</i>	Limiti <i>-</i>	U.M. <i>-</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>
Descrizione Esame ANTI ANNEXINA IG M	Cod. Esame *ANNM	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 20	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 4 - 8°C 5 giorni. 2 - 8°C</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>*ANNM - ANTI ANNEXINA IG M</i>	Limiti <i>-</i>	U.M. <i>-</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>

Descrizione Esame ANTI B 2 GLICOPROTEINA IGG	Cod.Esame PGLIG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C.</i>	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento <i>PGLIG - ANTI B 2 GLICOPROTEINA IGG</i> -	Limiti < 20 <i>Attenzione : nuovi valori normali</i>	U.M. <i>U/ml U/ml</i>	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTI B 2 GLICOPROTEINA IGM	Cod.Esame PGLIM	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C.</i>	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento <i>PGLIM - ANTI B 2 GLICOPROTEINA IGM</i> -	Limiti < 20 <i>Attenzione : nuovi valori normali</i>	U.M. <i>U/ml U/ml</i>	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTI COXIELLA BURNETII IG TOTALI	Cod.Esame *COXB	Metodica FC	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Siero: Refrigerato (2-8°C)</i>	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento <i>*COXB - ANTI COXIELLA BURNETII IG TOTALI</i>	Limiti ASSENTI	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTI DIFTERITE	Cod.Esame DIFT	Metodica EIA	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 7 giorni 2° - 8° C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento DIFT - ANTI DIFTERITE -	Limiti < 0.01 non protetto 0.01 - 0.09 dubbio 0.1 - 1.0 protezione affidabile > 1.0 protezione a lungo termine	U.M. <i>U/ml U/ml U/ml U/ml</i>	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame ANTI ENA SCREENING	Cod.Esame SENA	Metodica EIA	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore	Codice SSN 90.47.3	
Valori di riferimento <i>SENA - ANTI ENA SCREENING</i>	Limiti ASSENTI	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame ANTI FATTORE 8	Cod. Esame AFAT8	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>PLASMA CITR. CONG. E.</i>	Conservazione <i>Centrifugare immediatamente 2 volte a 3000 giri per 20 minuti Separare e congelare. Scartare campioni emolizzati.</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>AFAT8 - ANTI FATTORE 8</i>	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTI GANGLIOSIDI IG M	Cod. Esame AGANM	Metodica I.BLOT	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione <i>4 giorni 4°C</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>AGANM - ANTI GANGLIOSIDI IG M</i>	Limiti Assenti	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTI HAV IG G	Cod. Esame XAV	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione <i>Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN <i>91.17.8</i>
Valori di riferimento XAV - ANTI HAV IG G -	Limiti <i>Negativo : <1.0 Attenzione : nuovi valori dal 12 gennaio 2023</i>	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTI HAV IGM	Cod. Esame XAVM	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN <i>91.17.2</i>
Valori di riferimento XAVM - ANTI HAV IGM -	Limiti <i>< 0.8 = NEGATIVO 0.8 - 1.2 DUBBIO >1.2 POSITIVO Attenzione : nuovi valori dal 12 gennaio 2023</i>	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTI HBC	Cod. Esame XAC	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione <i>Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)</i>	Note operatore		Codice SSN <i>91.17.5</i>
Valori di riferimento XAC - ANTI HBC	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame ANTI HBC IGM	Cod.Esame XACM	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 91.18.1
Valori di riferimento XACM - ANTI HBC IGM		Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -
Descrizione Esame ANTI HBE	Cod.Esame XAE	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 91.18.2
Valori di riferimento XAE - ANTI HBE		Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -
Descrizione Esame ANTI HBS	Cod.Esame XAS	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 91.18.3
Valori di riferimento XAS - ANTI HBS		Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -
Descrizione Esame ANTI HBS QUANTITATIVO	Cod.Esame XASQ	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 91.18.5
Valori di riferimento XASQ - ANTI HBS QUANTITATIVO -		Limiti <10 NEGATIVO >= 10 POSITIVO	U.M. mU/ml mU/ml	Note -
Descrizione Esame ANTI PROTROMBINA IGM	Cod.Esame PTROM	Metodica EIA	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento PTROM - ANTI PROTROMBINA IGM		Limiti <= 10 Negativo	U.M. U/ml	Note -
Descrizione Esame ANTI TRANSGLUTAMINASI IGA	Cod.Esame TRANA	Metodica EIA	Giorni lav. 4	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento TRANA - ANTI TRANSGLUTAMINASI IGA -		Limiti ASSENTI < 18 PRESENTI > 18	U.M. U/ml U/ml	Note -

Descrizione Esame ANTI TRANSGLUTAMINASI IGG	Cod. Esame TRANG	Metodica EIA	Giorni lav. 4	Giorni esec. ma, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento TRANG - ANTI TRANSGLUTAMINASI IGG -	Limiti ASSENTI < 18 PRESENTI > 18	U.M. U/ml U/ml	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame ANTI VARICELLA ZOSTER IG G	Cod. Esame GVAR2	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 91.27.1	
Valori di riferimento GVAR2 - ANTI VARICELLA ZOSTER IG G -	Limiti < 150 Assenti > 150 Presenti Attenzione: nuovi valori	U.M. mIU/ml mIU/ml mIU/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame ANTI VARICELLA ZOSTER IG M	Cod. Esame MVARI	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 91.27.1	
Valori di riferimento MVARI - ANTI VARICELLA ZOSTER IG M	Limiti > 1.0 Presenti	U.M. Index	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTI YERSINIA IG G+IGM	Cod. Esame PYE	Metodica F.C.	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento PYE - ANTI YERSINIA IG G+IGM -	Limiti ASSENTI <1:8 1:8 - 1:32 DEBOLM. PRESENTI > 1 : 32 PRESENTI	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame ANTIBIOGRAMMA	Cod. Esame ANTI	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE, TAMPONE CON GEL, URINOCOLTURA	Conservazione 7 Giorni a Temperatura Ambiente	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento S0536 - AMPICILLINA -	Limiti S = SENSIBILE MS=MEDIO SENSIBILE R =RESISTENTE	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -

Descrizione Esame ANTIC. ANTI VIRUS SINCIZIALE IG A	Cod. Esame VIREM	Metodica EIA	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento VIREM - ANTIC. ANTI VIRUS SINCIZIALE IG A -	Limiti < 0.9 Negativo 0.9-1.1 Dubbio > 1.1 Positivo	U.M. Index Index Index	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame ANTIC. ANTI VIRUS SINCIZIALE IG G	Cod. Esame VIREG	Metodica EIA	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento VIREG - ANTIC. ANTI VIRUS SINCIZIALE IG G -	Limiti < 0.9 NEGATIVO 0.9-1.1 DUBBIO > 1.1 POSITIVO	U.M. Index Index Index	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame ANTIC. ANTI GANGLIOSIDI IGG	Cod. Esame AGANG	Metodica I.BLOT	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 4 giorni 4°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento AGANG - ANTIC. ANTI GANGLIOSIDI IGG	Limiti Assenti	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTIC. ANTI HAEMOPH. INFLUENZAE DI	Cod. Esame *HAEM	Metodica EIA	Giorni lav. 16	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento *HAEM - ANTIC. ANTI HAEMOPH. INFLUENZAE DI TIPO B -	Limiti < 0.15 Protez. insuff. 0.15-1.0 Paziente immunizzato > 1.0 Immunità sufficiente	U.M. mcg/ml mcg/ml mcg/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI BP 230	Cod. Esame *BP230	Metodica ELISA	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 14 giorni. Per conservazioni maggiori ai 14 giorni congelare il campione a - 20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento *BP230 - ANTICORPI ANTI BP 230 -	Limiti Attenzione nuovi valori normali Giugno 2024 <= 9	U.M. U/ml U/ml	Note - -	Sesso - -

Descrizione Esame ANTICORPI ANTI BP180	Cod.Esame *BP180	Metodica ELISA	Giorni lav. 8	Giorni esec. Iu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione <i>Il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 14 giorni. Per conservazioni maggiori ai 14 giorni congelare il campione a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *BP180 - ANTICORPI ANTI BP180 -	Limiti Attenzione nuovi valori normali Giugno 2024 <= 9	U.M. U/ml U/ml	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (C-ANCA)	Cod.Esame CANCA	Metodica IFA	Giorni lav. 3	Giorni esec. ma, ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione <i>Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C.</i>	Note operatore		Codice SSN 90.48.2
Valori di riferimento CANCA - ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (C-ANCA)	Limiti ASSENTI < 1:20	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (P-ANCA)	Cod.Esame PANCA	Metodica IFA	Giorni lav. 3	Giorni esec. ma, ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione <i>Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C.</i>	Note operatore		Codice SSN 90.48.2
Valori di riferimento PANCA - ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (P-ANCA)	Limiti ASSENTI < 1:20	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI GIARDIA	Cod.Esame ABGIA	Metodica IFA	Giorni lav. 10	Giorni esec. Iu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione <i>Siero: Refrigerato (2-8°C)</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ABGIA - ANTICORPI ANTI GIARDIA	Limiti < 1:10 Assenti	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD)	Cod.Esame PGAD	Metodica CLIA	Giorni lav. 7	Giorni esec. Iu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione <i>1 mese a -20°C</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento PGAD - ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD) -	Limiti < 10 : Negativo >= 10 : Positivo	U.M. IU/ml IU/ml	Note - -	Sesso - -

Descrizione Esame ANTICORPI ANTI ISTONE	Cod.Esame AIST	Metodica I.BLOT	Giorni lav. 13	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Congelare a -20°C per periodi superiori alle 48 ore</i> <i>Stabile 2-8°C 48 ore</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>AIST - ANTICORPI ANTI ISTONE</i>	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI JO-1. Determinazione singola	Cod.Esame AJO1	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.47.7
Valori di riferimento <i>AJO1 - ANTICORPI ANTI JO-1. Determinazione singola</i>	Limiti < 20	U.M. CU	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI Listeria Monocytogenes	Cod.Esame *ALIST	Metodica IFA	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>*ALIST - ANTICORPI ANTI Listeria Monocytogenes</i> -	Limiti Negativo <i>Valori significativi > = 1:32</i>	U.M. - -	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI MAG	Cod.Esame AMAG	Metodica ELISA	Giorni lav. 25	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione - 20°C. Inviarlo congelato	Note operatore		Codice SSN 90.51.3
Valori di riferimento <i>AMAG - ANTICORPI ANTI MAG</i> -	Limiti <i><1000 assenti 1000 - <4000 dubbio 4000 - 10000 debole positivo >10 000 positivo</i>	U.M. BTU <i>BTU BTU BTU</i>	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI (MPO)	Cod.Esame *MPO	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>*MPO - ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI (MPO)</i> -	Limiti <i>Attenzione nuovi valori normali da Giugno 2024 Negativo: < 20 Positivo: >= 20</i>	U.M. CU <i>CU CU</i>	Note - - -	Sesso - - -

Descrizione Esame ANTICORPI ANTI MUSK	Cod. Esame *AMUSK	Metodica IFA	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Conservare a 2 - 8° C</i>	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento <i>*AMUSK - ANTICORPI ANTI MUSK</i>		Limiti ASSENTI	U.M. <i>U/ml</i>	Note -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI OVAIO	Cod. Esame ABOVA	Metodica IFA	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 7 gg a +4°C</i>	Note operatore	Codice SSN <i>90.53.1</i>	
Valori di riferimento <i>ABOVA - ANTICORPI ANTI OVAIO</i> -		Limiti ASSENTI <i>Titolo significativo >= 1:20</i>	U.M. -	Note -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI PIASTRINE IGA	Cod. Esame APIGA	Metodica IFA	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Refrigerato (2-8°C)</i>	Siero/Plasma:	Note operatore	Codice SSN
Valori di riferimento <i>APIGA - ANTICORPI ANTI PIASTRINE IGA</i>		Limiti -	U.M. -	Note -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI PIASTRINE IGG	Cod. Esame APIGG	Metodica IFA	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Refrigerato (2-8°C)</i>	Siero/Plasma:	Note operatore	Codice SSN
Valori di riferimento <i>APIGG - ANTICORPI ANTI PIASTRINE IGG</i>		Limiti -	U.M. -	Note -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI PIASTRINE IGM	Cod. Esame APIGM	Metodica IFA	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Refrigerato (2-8°C)</i>	Siero/Plasma:	Note operatore	Codice SSN
Valori di riferimento <i>APIGM - ANTICORPI ANTI PIASTRINE IGM</i>		Limiti -	U.M. -	Note -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI PNEUMOCOCCO IG G	Cod. Esame *PNEUM	Metodica EIA	Giorni lav. 26	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>2 - 8°C stabile 1 mese a 4°C</i>	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento <i>*PNEUM - ANTICORPI ANTI PNEUMOCOCCO IG G</i>		Limiti <i><= 3.3</i>	U.M. <i>mg/l</i>	Note -

Descrizione Esame ANTICORPI ANTI PROTROMBINA Ig G	Cod. Esame PTROG	Metodica EIA	Giorni lav. 15	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento PTROG - ANTICORPI ANTI PROTROMBINA Ig G		Limiti <= 10 Negativo	U.M. U/ml	Note -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI RNP. Determinazione singola	Cod. Esame U1RNP	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.47.8	
Valori di riferimento U1RNP - ANTICORPI ANTI RNP. Determinazione singola		Limiti -	U.M. CU	Note -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI SCL-70. Determinazione singola	Cod. Esame SCL70	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.47.9	
Valori di riferimento SCL70 - ANTICORPI ANTI SCL-70. Determinazione singola		Limiti -	U.M. CU	Note -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI SM. Determinazione singola	Cod. Esame ANSM	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.47.A	
Valori di riferimento ANSM - ANTICORPI ANTI SM. Determinazione singola		Limiti <20	U.M. CU	Note -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI SSA. Determinazione singola	Cod. Esame SSA-RO	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. Iu, ma, me, ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.47.B	
Valori di riferimento SSA-RO - ANTICORPI ANTI SSA. Determinazione singola		Limiti <20	U.M. CU	Note -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI SSB. Determinazione singola	Cod. Esame ASSB	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. Iu, ma, me, ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.47.C	
Valori di riferimento ASSB - ANTICORPI ANTI SSB. Determinazione singola		Limiti <20	U.M. CU	Note -

Descrizione Esame ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO)	Cod.Esame ABTPO	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.51.4
Valori di riferimento ABTPO - ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO)	Limiti <= 5.61	U.M. UI/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI ZIKA IG G	Cod.Esame ZICAG	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 14	Giorni esec. Venerdi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 2 - 8°C per 14 giorni	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ZICAG - ANTICORPI ANTI ZIKA IG G	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI ZIKA IG M	Cod.Esame ZICAM	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 14	Giorni esec. Venerdi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 2 - 8°C per 14 giorni	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ZICAM - ANTICORPI ANTI ZIKA IG M	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI ZnT8	Cod.Esame ZNT8	Metodica ELISA	Giorni lav. 25	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C) o congelato	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ZNT8 - ANTICORPI ANTI ZnT8	Limiti <= 15	U.M. UR/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTICORPI ANTI-BORRELIA BURGDOFFERII IgG (test di conferma)	Cod.Esame BORWB	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a 2-8° C., 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.87.G
Valori di riferimento BORWB - ANTICORPI ANTI-BORRELIA BURGDOFFERII IgG (test di conferma)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTICORPI COXIELLA BURNETII IgG di FASE 2	Cod.Esame COBUG	Metodica EIA	Giorni lav. 10	Giorni esec. ma, me, ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento COBUG - ANTICORPI COXIELLA BURNETII IgG di FASE 2	Limiti <20 Negativo	U.M. UI/ml	Note -	Sesso -

Descrizione Esame ANTICORPI COXIELLA BURNETII IgM di FASE 2	Cod.Esame COBUM	Metodica EIA	Giorni lav. 10	Giorni esec. ma, me, ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento COBUM - ANTICORPI COXIELLA BURNETII IgM di FASE 2	Limiti < 0.9 Negativo	U.M. Indice	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTIGENE DELTA	Cod.Esame PANDE	Metodica IMMUNOM	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4°-8° per sette giorni	Note operatore	Codice SSN 91.20.3	
Valori di riferimento PANDE - ANTIGENE DELTA	Limiti ASSENTE	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTIGENE TUMORALE 4 (SCC)	Cod.Esame PSCC	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C) o congelato	Note operatore	Codice SSN 90.57.1	
Valori di riferimento PSCC - ANTIGENE TUMORALE 4 (SCC)	Limiti < 2.7	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ANTIMICOGRAMMA	Cod.Esame VMICO	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale TAMPONE CON GEL	Conservazione 7 Giorni a Temperatura Ambiente	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame ANTITROMBINA III	Cod.Esame A3	Metodica COAG	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA SODIO CITRATO	Conservazione <i>Centrifugare, separare e congelare subito il plasma. Stabile 7 gg a -20°C.</i>	Note operatore	Codice SSN 90.57.5	
Valori di riferimento A3 - ANTITROMBINA III	Limiti 75 - 128	U.M. %	Note -	Sesso -
Descrizione Esame APO E MUTAZIONE	Cod.Esame MAPOE	Metodica PCR RT	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento MAPOE - APO E MUTAZIONE	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame APOLIPOPROTEINA A 1	Cod. Esame EAPOA	Metodica RID	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.08.4
Valori di riferimento EAPOA - APOLIPOPROTEINA A 1	Limiti 90 - 210	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame APOLIPOPROTEINA B	Cod. Esame EAPOB	Metodica RID	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.08.5
Valori di riferimento EAPOB - APOLIPOPROTEINA B	Limiti 60 155	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame APTOGLOBINA	Cod. Esame EAPTO	Metodica I. TURB	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.09.1
Valori di riferimento EAPTO - APTOGLOBINA	Limiti 30 - 200	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ARSENICO URINARIO	Cod. Esame ARSEU	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE INIZ- FINE TURNO, URINE	Conservazione Stabile 1 a +4°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ARSEU - ARSENICO URINARIO	Limiti Non esposti: fino a 10 Esposti : fino a 35	U.M. mcg/l mcg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ASPERGILLOSI IG G	Cod. Esame AASP	Metodica EIA	Giorni lav. 13	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento AASP - ASPERGILLOSI IG G	Limiti < 1 : 40 Negativi 1:40 - 1:320 Bassi positivi > 1:320 Alti positivi	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame AZOTEMIA	Cod. Esame EAZOT	Metodica CIN	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.44.1
Valori di riferimento EAZOT - AZOTEMIA	Limiti 1-10 anni 19.2 - 47.2 ADULTI 12.8 - 42.8 10-19 anni 14.9 - 40.6	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame Analisi dei geni BRCA1 e BRCA2 mediante sequenziamento NGS	Cod. Esame RBRCA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 16	Giorni esec. lu - sa

Materiale <i>PLASMA INTERO EDTA</i>	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore			Codice SSN
Valori di riferimento <i>RBRC A.3 - Interpretazione</i>	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -	
Descrizione Esame <i>Analisi del gene BRCA1 mediante Sequenziamento NGS</i>	Cod. Esame <i>*BRC1</i>	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve	
Materiale <i>PLASMA INTERO EDTA</i>	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore			Codice SSN
Valori di riferimento S5555 - ESEGUITO SU: S5556 - Note Tecniche S5557 - RISULTATO	Limiti - -	U.M. - -	Note - -	Sesso - -	
Descrizione Esame <i>Analisi del gene BRCA2 mediante Sequenziamento NGS</i>	Cod. Esame <i>*BRC2</i>	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve	
Materiale <i>PLASMA INTERO EDTA</i>	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore			Codice SSN
Valori di riferimento S5558 - ESEGUITO SU: S5559 - RISULTATO S5560 - Note Tecniche	Limiti - -	U.M. - -	Note - -	Sesso - -	

Descrizione Esame Anticorpi anti CHLAMIDIA PSITTACI IG G	Cod. Esame CLAPIG	Metodica IFA	Giorni lav. 10	Giorni esec. Iu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 giorni a + 4°C	Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento <i>CLAPIG - Anticorpi anti CHLAMIDIA PSITTACI IG G</i>	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -	
Descrizione Esame Anticorpi anti CHLAMIDIA PSITTACI IG M	Cod. Esame CLAPIM	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. Iu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento <i>CLAPIM - Anticorpi anti CHLAMIDIA PSITTACI IG M</i> -	Limiti ASSENTI <i>Titolo significativo > = 1.64</i>	U.M. - -	Note - -	Sesso - -	

Descrizione Esame Anticorpi anti SCHISTOSOMA M. Ig G	Cod. Esame SCHI	Metodica ELISA	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento SCHI - Anticorpi anti SCHISTOSOMA M. Ig G -	Limiti <9,0 Negativo 9.0-11.0 Dubbio >11 Positivo	U.M. NTU NTU NTU	Note - - -	Sesso - - -	
Descrizione Esame Anticorpi anti Spermatozoi	Cod. Esame ASPERM	Metodica IMMUNOM	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Siero/Liquido seminale: Refrigerato (2-8°C) o congelato	Note operatore		Codice SSN 90.54.1	
Valori di riferimento ASPERM - Anticorpi anti Spermatozoi	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -	
Descrizione Esame BAP TEST	Cod. Esame *BAP	Metodica ENZ COL	Giorni lav. 18	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione 2-8°C	Note operatore		Codice SSN *BAP	
Valori di riferimento *BAP - BAP TEST -	Limiti > 2200 Valore ottimale 2200-2000 Valore di attenzione 2000-1800 Stato di discreta carenza 1800-1600 Stato di carenza 1600-1400 Stato di forte carenza <1400 Stato di fortissima carenza	U.M. micromol/l micromol/l micromol/l micromol/l micromol/l micromol/l	Note - - - - -	Sesso - - - - -	

Descrizione Esame BARBITURICI URINARI	Cod.Esame BARUR	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione <i>Conservare il campione a +4 C° per al massimo 2 giorni, poi congelare a -20 C°</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>BARUR - BARBITURICI URINARI</i>	Limiti <i>ASSENTI (cut off 300 ng/ml)</i>	U.M. <i>-</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>
Descrizione Esame BARIO URINARIO	Cod.Esame UBAR	Metodica Spettr.Massa	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE INIZ- FINE TURNO, URINE	Conservazione <i>Conservare a 4°C</i>	Note operatore		Codice SSN UBAR
Valori di riferimento <i>UBAR - BARIO URINARIO</i>	Limiti <i>< 5.7</i>	U.M. <i>mcgr/L</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>
Descrizione Esame BARTONELLA HENSEL. IGG	Cod.Esame BARTOG	Metodica IFA	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Siero: Refrigerato (2-8°C)</i>	Note operatore		Codice SSN 90.87.4
Valori di riferimento <i>BARTOG - BARTONELLA HENSEL. IGG</i>	Limiti NEGATIVO	U.M. <i>-</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>
Descrizione Esame BARTONELLA HENSEL. IGM	Cod.Esame BARTOM	Metodica IFA	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Siero: Refrigerato (2-8°C)</i>	Note operatore		Codice SSN 90.87.4
Valori di riferimento <i>BARTOM - BARTONELLA HENSEL. IGM</i>	Limiti NEGATIVO	U.M. <i>-</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>
Descrizione Esame BENZENE EMATICO	Cod.Esame BENZS	Metodica GAS-CROM	Giorni lav. 11	Giorni esec. lu - ve
Materiale LITIO-EPARINA	Conservazione <i>Sangue intero (EDTA): Contenitore ermetico senza spazio di testa, Refrigerato (2-8°C)</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>BENZS - BENZENE EMATICO</i>	Limiti <i><= 5.0</i>	U.M. <i>µg/dl</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>
Descrizione Esame BENZENE URINARIO	Cod.Esame BENZE	Metodica GAS-CROM	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE MATTINO	Conservazione <i>7 gg a 2-8°C</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>BENZE - BENZENE URINARIO</i>	Limiti <i>Popolazione generale : < 1.45</i>	U.M. <i>micr/l</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>

Descrizione Esame BENZODIAZEPINE SIERICHE	Cod. Esame SBENZ	Metodica Cromat.Liqu.	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 7 giorni a 2° - 8°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.09.4
Valori di riferimento SBENZ - BENZODIAZEPINE SIERICHE	Limiti -	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame BENZODIAZEPINE URINARIE	Cod. Esame UBENZ	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento UBENZ - BENZODIAZEPINE URINARIE	Limiti ASSENTI (cut off 300 ng/ml)	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame BETA 2 MICROGLOBULINA	Cod. Esame XB2M	Metodica I. TURB	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.10.1
Valori di riferimento XB2M - BETA 2 MICROGLOBULINA	Limiti 0.8 - 2.2	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame BETA 2 MICROGLOBULINA UR.	Cod. Esame XB2MU	Metodica NEFEL	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE MATTINO	Conservazione Stabile 5 giorni a + 4°C	Note operatore		Codice SSN 90.10.1
Valori di riferimento XB2MU - BETA 2 MICROGLOBULINA UR.	Limiti <= 0.2	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame BETA FIBRINOGENO MUTAZIONE	Cod. Esame *BEFI	Metodica PCR RT	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *BEFI - BETA FIBRINOGENO MUTAZIONE	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame BETA HCG	Cod. Esame BHCG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 0	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.27.5
Valori di riferimento BHCG - BETA HCG	Limiti DONNA NON IN GRAVIDANZA 0 - 5 1-10 SETT. 5.0 - 222.895 11-15 SETTIMANA 16-564 - 220.111 UOMO < 2.3	U.M. mUI/ml mUI/ml mUI/ml mUI/ml mUI/ml mUI/ml	Note - - - - - -	Sesso - - - - - -

Descrizione Esame BETA-TALASSEMIA-principali MUTAZIONI (23)	Cod.Esame BETAT	Metodica PCR RT	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento BETAT - BETA-TALASSEMIA-principali MUTAZIONI (23)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame BI TEST	Cod.Esame BITE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 48 h a +4°C, 2 mesi a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame BI TEST S.E. (ESEGUITO SU BRAHMS KRYPTOR)	Cod.Esame BITEA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C) se analizzato in brevi tempi, altrimenti congelato	Note operatore		Codice SSN 90.17.6
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame BICARBONATI (IDRODENCARBONATO)	Cod.Esame *BICA	Metodica ENZIM	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale LITIO-EPARINA	Conservazione Stabile 4 giorni a +2-8°C., 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.10.2
Valori di riferimento *BICA - BICARBONATI (IDRODENCARBONATO)	Limiti 23 - 31	U.M. mEq/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame BILIRUBINA DIRETTA	Cod.Esame BIDIR	Metodica COL	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Al riparo rigoroso dalla luce, refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.10.7
Valori di riferimento BIDIR - BILIRUBINA DIRETTA	Limiti <= 0.5	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame BILIRUBINA FRAZ. REFLEX	Cod.Esame RBILDI	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Al riparo rigoroso dalla luce, refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame BILIRUBINA TOT.E FRAZIONATA	Cod.Esame BILI	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 24 ore a riparo dalla luce a t.a., 7 giorni a -20°C. Analita fotolabile	Note operatore		Codice SSN 90.10.5
Valori di riferimento S1011 - TOTALE S1012 - DIRETTA S1013 - INDIRETTA	Limiti 0.1 - 1.2 ≤ 0.5 0 0.75	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame BILIRUBINA TOTALE	Cod.Esame EBITO	Metodica COL	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 24 ore a riparo dalla luce a t.a., 7 giorni a -20°C. Analita fotolabile.	Note operatore		Codice SSN 90.10.4
Valori di riferimento EBITO - BILIRUBINA TOTALE	Limiti 0.1 - 1.2	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame BREAST SCREEN-Test di predisposizione Neoplasie Mammella e Ovaio	Cod.Esame BRESC	Metodica Next Generation Sequencing	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA / Tampone: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN BRESC
Valori di riferimento BRESC - BREAST SCREEN-Test di predisposizione Neoplasie Mammella e Ovaio S104 - ESEGUITO SU UN CAMPIONE DI: S103 - mediante sequenziamento NGS S105 - Risultato:	Limiti - - - -	U.M. - - - -	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame BUPRENORFINA	Cod.Esame *BUPREN	Metodica IMMUNOCROMATOGRAFICO	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Urine: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.18.3
Valori di riferimento *BUPREN - BUPRENORFINA	Limiti NEGATIVO < 10.0	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame Beta Fibrinogeno	Cod.Esame MAGT	Metodica PCR RT	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 2 mesi a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento MAGT - Beta Fibrinogeno	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame C PEPTIDE - PROFILO POST PRANDIALE	Cod.Esame PPEC	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 2 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.11.1
Valori di riferimento PPEC - C PEPTIDE - PROFILO POST PRANDIALE	Limiti 1.1 - 4.4	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -

Descrizione Esame C1 INIBITORE	Cod.Esame EC1	Metodica NEFEL	Giorni lav. 4	Giorni esec. Iu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione 8 gg a +4°C		Note operatore		Codice SSN 90.60.1
Valori di riferimento EC1 - C1 INIBITORE		Limiti 21 - 39	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -

Descrizione Esame C1 Q COMPLEMENTO	Cod.Esame PC1Q	Metodica I. TURB	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione 8 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.60.2
Valori di riferimento PC1Q - C1 Q COMPLEMENTO	Limiti 120 - 196	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame C3 PROATTIVATORE	Cod.Esame C3A	Metodica TURB.	Giorni lav. 19	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.60.2
Valori di riferimento C3A - C3 PROATTIVATORE	Limiti 23.4 - 53.3	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CA 12 5	Cod.Esame X125	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.55.1
Valori di riferimento X125 - CA 12 5	Limiti <= 35	U.M. U/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CA 15 3	Cod.Esame X153	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.55.2
Valori di riferimento X153 - CA 15 3	Limiti <= 31	U.M. U/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CA 19 9	Cod.Esame X199	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.55.3
Valori di riferimento X199 - CA 19 9	Limiti <= 37	U.M. U/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CA 50	Cod.Esame UCA50	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.55.5
Valori di riferimento UCA50 - CA 50	Limiti <= 25	U.M. U/ml	Note -	Sesso -

Descrizione Esame CA 72 4	Cod.Esame CA724	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.56.1
Valori di riferimento CA724 - CA 72 4		Limiti ≤ 6.9	U.M. U/ml	Note -
Descrizione Esame CADMIO PLASMATICO	Cod.Esame PCADM	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale LITIO-EPARINA	Conservazione Plasma/Sangue intero (esente da metalli): Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.11.3
Valori di riferimento PCADM - CADMIO PLASMATICO		Limiti IBE= 5	U.M. mcgr/l	Note -
Descrizione Esame CADMIO URINARIO	Cod.Esame CADMU	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione <i>7 gg a 2-8°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.11.3
Valori di riferimento CADMU - CADMIO URINARIO		Limiti ≤ 5	U.M. mcgr/l	Note -
Descrizione Esame CALCIO	Cod.Esame ECA	Metodica COL	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.11.4
Valori di riferimento ECA - CALCIO		Limiti 8.4 - 10.2	U.M. mg/dl	Note -
Descrizione Esame CALCIO IONIZZATO	Cod.Esame ECAIO	Metodica CHIM	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 4 gg a 2-8°C 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.11.6
Valori di riferimento ECAIO - CALCIO IONIZZATO		Limiti 3.9 5.5 Attenzione : nuovi valori	U.M. mg/dl mg/dl	Note -
Descrizione Esame CALCIO URINARIO H24	Cod.Esame UCA	Metodica COL	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - sa
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.11.4
Valori di riferimento UCA - CALCIO URINARIO H24		Limiti < 300	U.M. mg/24h	Note -

Descrizione Esame CALCIO URINARIO spot	Cod. Esame CALCUR	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.11.4
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame CALCITONINA	Cod. Esame CT2	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.11.5
Valori di riferimento CT2 - CALCITONINA	Limiti 0.1 - 11.8 0.1 - 4.8	U.M. pg/ml pg/ml	Note - -	Sesso M F
Descrizione Esame CANNABINOIDI (U)	Cod. Esame CANNU	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento CANNU - CANNABINOIDI (U)	Limiti ASSENTI cut-off 50 ng/ml	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CAPACITA' FERRO LEGANTE	Cod. Esame CAPA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 7 gg a +4°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.42.4
Valori di riferimento CAPA - CAPACITA' FERRO LEGANTE	Limiti 250 - 450	U.M. mcg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CARBAMAZEPINA DOSAGGIO	Cod. Esame XCARB	Metodica FOTOM.	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>2-8°C. Stabilità 7 gg 2-8°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.17.C
Valori di riferimento XCARB - CARBAMAZEPINA DOSAGGIO	Limiti 4 12	U.M. mcg/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CARBOSSIEMOGLOBINA	Cod. Esame CARBO	Metodica SPETTR	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale LITIO-EPARINA	Conservazione <i>Stabile 8 gg a +4°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.58.4
Valori di riferimento CARBO - CARBOSSIEMOGLOBINA	Limiti NON FUMATORI < 5% HB TOTALE FUMATORI < 7% HB TOTALE	U.M. % %	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame CARIOTIPO	Cod. Esame MAPPA	Metodica CITOGENETICA	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale LITIO-EPARINA	Conservazione Sangue intero in Eparina: Mantenere a Temperatura Ambiente (18-25°C), NON congelare	Note operatore		Codice SSN 91.30.4
Valori di riferimento S1840 - METAFASI ESAMINATE:	Limiti N.B.	U.M. -	Note -	Sesso

-	TALE ESAME NON EVIDENZIA LA	-	-	-
	PRESENZA DI PICCOLE	-	-	-
	ALTERAZIONI	-	-	-
	STRUTTURALI (MONOSOMIE	-	-	-
	PARZIALI,	-	-	-
	TRISOMIE PARZIALI O PICCOLE	-	-	-
	TRASLO-	-	-	-
	CAZIONI BILANCIATE O	-	-	-
	SBILANCIATE)	-	-	-
	CHE POSSONO ESSERE	-	-	-
	ASSOCIATE AD ANO	-	-	-
		-	-	-
	MALIE FENOTIPICHE E SONO	-	-	-
	VISUALIZ-	-	-	-
	ZABILI SOLO CON TECNICHE	-	-	-
	MOLECOLARI	-	-	-

Descrizione Esame CATECOLAMINE EMATICHE FRAZ.	Cod. Esame CATEC	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione <i>Centrifugare, separare e congelare immediatamente il plasma subito dopo il prelievo.</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento S1073 - ADRENALINA S1074 - NORADRENALINA S1075 - DOPAMINA	Limiti 0.5 - 111 70 - 750 < 30	U.M. pg/ml pg/ml pg/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame CATECOLAMINE URINARIE	Cod. Esame CATUR	Metodica HPLC	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Urine 24h acidificate (HCl), conservate in frigorifero (2-8°C), protette da luce	Note operatore		Codice SSN 90.12.4
Valori di riferimento CATUR - CATECOLAMINE URINARIE	Limiti 22 - 103	U.M. mcg/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CATECOLAMINE URINARIE FRAZIONATE	Cod. Esame CATUF	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.12.4
Valori di riferimento S1076 - ADRENALINA S1077 - NORADRENALINA S1078 - DOPAMINA	Limiti 2 - 22 20 - 81 40 - 400	U.M. mcg/24h mcg/24h mcg/24h	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame CATENE KAPPA (LIBERE) URINARIE	Cod. Esame *FREUK	Metodica NEFEL	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE MATTINO	Conservazione Urine della mattina o 24h: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *FREUK - CATENE KAPPA (LIBERE) URINARIE	Limiti FINO a 25.8 Attenzione : nuovi valori!	U.M. mg/l mg/l	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame CATENE KAPPA SIERICHE	Cod. Esame SK	Metodica NEFEL	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.28.4
Valori di riferimento SK - CATENE KAPPA SIERICHE	Limiti 170 - 370	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -

Descrizione Esame CATENE LAMBDA (LIBERE) URINARIE	Cod.Esame *FREUL	Metodica NEFEL	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE MATTINO	Conservazione Urine della mattina o 24h: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento *FREUL - CATENE LAMBDA (LIBERE) URINARIE	Limiti ≤ 11.3	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CATENE LAMBDA SIERICHE	Cod.Esame SL	Metodica NEFEL	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.28.4	
Valori di riferimento SL - CATENE LAMBDA SIERICHE	Limiti 90 - 210	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA SIERICHE	Cod.Esame *FRESK	Metodica NEFEL	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.28.7	
Valori di riferimento *FRESK - CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA SIERICHE	Limiti 6.7 - 22.4	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CATENE LEGGERE LIBERE LAMBDA SIERICHE	Cod.Esame *FRESL	Metodica NEFEL	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.28.7	
Valori di riferimento *FRESL - CATENE LEGGERE LIBERE LAMBDA SIERICHE	Limiti 8.3 - 27	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CDT- TRANSFERRINA CARB.CARENTE	Cod.Esame CDT	Metodica HPLC	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C) fino a una settimana, altrimenti congelato	Note operatore	Codice SSN 90.42.6	
Valori di riferimento CDT - CDT- TRANSFERRINA CARB.CARENTE	Limiti ≤ 2.5	U.M. %	Note -	Sesso -

Descrizione Esame CEA	Cod. Esame XCEA	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.56.3
Valori di riferimento XCEA - CEA -	Limiti NON FUMATORI 0 - 3 FUMATORI 0 - 5	U.M. ng/ml ng/ml	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame CERULOPLASMINA	Cod. Esame CERUL	Metodica NEFEL	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.12.5
Valori di riferimento CERUL - CERULOPLASMINA	Limiti 20 - 60	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CICLOSPORINA	Cod. Esame PCICL	Metodica FPIA	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero (EDTA): Refrigerato (2-8°C) o Temperatura Ambiente (stabile)	Note operatore		Codice SSN 90.17.C
Valori di riferimento PCICL - CICLOSPORINA	Limiti 100 - 350	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CISTATINA C	Cod. Esame CISTA	Metodica NEFEL	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.13.A
Valori di riferimento CISTA - CISTATINA C	Limiti 0.62 - 1.11	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CISTINA URINARIA	Cod. Esame UCISTI	Metodica Cromat.Liqu.	Giorni lav. 23	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Raccolta 24h refrigerata (2-8°C) o acidificata	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento UCISTI - CISTINA URINARIA	Limiti -	U.M. umol/g Creat	Note -	Sesso -

Descrizione Esame CITOMEGALOV.AVIDITY TEST	Cod.Esame CMVAV	Metodica EIA	Giorni lav. 7	Giorni esec. Iu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C		Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento CMVAV - CITOMEGALOV.AVIDITY TEST -		Limiti BASSA AVIDITA' < 50 INFEZ. CONTRATTA ENTRO TRE MESI MEDIA AVIDITA' 50 - 59.9 INFEZ. CONTRATTA ENTRO SEI MESI ALTA AVIDITA' > 60 ESCLUSIONE DI INFEZIONE CONTRATTA NEGLI ULTIMI TRE MESI	U.M. % % % % % % %	Note - - - - - - -	Sesso - - - - - - -
Descrizione Esame CITRATI URINARI	Cod.Esame UCITR	Metodica CHIM	Giorni lav. 8	Giorni esec. Iu - ve	
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione 1 mese a +4°C		Note operatore		Codice SSN 90.02.2
Valori di riferimento UCITR - CITRATI URINARI		Limiti 300 - 850	U.M. mg/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CK ISOENZIMI (CK MM,CK MB,CK BB)	Cod.Esame CKISO	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 7	Giorni esec. Iu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Congelato (-20°C) se non analizzato in giornata		Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento CKMM - CK MM CK-MB - CK MB		Limiti 97 - 100 <= 4	U.M. - -	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame CK MB MASSA	Cod.Esame CKMB	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 4	Giorni esec. Iu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Refrigerato (2-8°C) fino a 24h, poi Congelato (-20°C)		Note operatore		Codice SSN 90.15.5
Valori di riferimento CKMB - CK MB MASSA -		Limiti Donna < 3.61 Uomo < 4.87 <i>Attenzione:nuovi valori</i>	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml	Note - - -	Sesso - - -

Descrizione Esame CK NAC	Cod.Esame ECPK	Metodica CIN	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.15.4
Valori di riferimento ECPK - CK NAC -		Limiti DONNA 29 168 UOMO 30 200 Attività fisica nei giorni precedenti il prelievo può alterare il risultato	U.M. U/l U/l U/l	Note - - -
Descrizione Esame CLEARANCE DEI FOSFATI	Cod.Esame VCLP	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C); Urine 24h: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento S2392 - CLEARANCE		Limiti 8.1 - 13.5	U.M. ml/min	Note -
Descrizione Esame CLEARANCE DELLA CREATININA	Cod.Esame VCLC	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE, SIERO	Conservazione Campioni stabili 4 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.16.4
Valori di riferimento S2388 - CLEARANCE -		Limiti DONNA 70 120 UOMO 70 135	U.M. ml/min ml/min	Note - -
Descrizione Esame CLEARANCE UREA	Cod.Esame VCLU	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Siero: stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C. Urine: stabile 3 gg a +4°C.	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento S2396 - CLEARANCE		Limiti 60 - 90	U.M. ml/min	Note -
Descrizione Esame CLORO	Cod.Esame ECL	Metodica ISE	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.13.3
Valori di riferimento ECL - CLORO		Limiti 98 - 110	U.M. mEq/l	Note -
Descrizione Esame CLORO URINARIO 24H	Cod.Esame UCL	Metodica ISE	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.13.3
Valori di riferimento UCL - CLORO URINARIO 24H		Limiti 170 - 250	U.M. mEq/24 h	Note -

Descrizione Esame COLORURO URINARIO spot	Cod. Esame ECLU	Metodica ISE	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve	
Materiale URINE	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.13.3	
Valori di riferimento <i>ECLU - COLORURO URINARIO spot</i>		Limiti -	U.M. <i>mmol/l</i>	Note -	Sesso -
Descrizione Esame COBALTO EMATICO	Cod. Esame PCOB	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve	
Materiale LITIO-EPARINA	Conservazione 2-8° C	Note operatore		Codice SSN 90.39.7	
Valori di riferimento <i>PCOB - COBALTO EMATICO</i>		Limiti <= 1	U.M. <i>micrgr/l</i>	Note -	Sesso -

Descrizione Esame COBALTO URINARIO	Cod. Esame UCOB	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione 7 GIORNI 2 - 8°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento UCOB - COBALTO URINARIO	Limiti IBE = 15	U.M. mcg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame COCAINA	Cod. Esame COCAU	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Urine: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento COCAU - COCAINA	Limiti ASSENTE cut off 300 ng/ml	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame COENZIMA Q10	Cod. Esame *Q10	Metodica HPLC	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione CONGELATO (-20°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento *Q10 - COENZIMA Q10	Limiti 280 - 642	U.M. mcg/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame COLESTEROLO HDL	Cod. Esame EHD	Metodica COL	Giorni lav. 0	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.14.1	
Valori di riferimento EHD - COLESTEROLO HDL -	Limiti > = 60 Attenzione : nuovi valori normali	U.M. mg/dl mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame COLESTEROLO LDL	Cod. Esame ELD	Metodica COL	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.13.B	
Valori di riferimento ELD - COLESTEROLO LDL -	Limiti < 130 130-159 Valore limite > 160 Valore alto	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame COLESTEROLO TOTALE	Cod. Esame ECOTO	Metodica COL	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.14.3	
Valori di riferimento ECOTO - COLESTEROLO TOTALE	Limiti < 200	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -

Descrizione Esame COLESTEROLO VLDL	Cod. Esame EVLDL	Metodica SPETTR	Giorni lav. 3	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 2° - 8° ; Stabile 7 giorni a 4°	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento EVLDL - COLESTEROLO VLDL -	Limiti < 30 Attenzione : nuovi valori normali	U.M. mg/dl mg/dl	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame COLINESTERASI	Cod. Esame ECHE	Metodica CIN	Giorni lav. 1	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.14.4
Valori di riferimento ECHE - COLINESTERASI -	Limiti MASCHIO 4389 10928 FEMMINA 2879 12669 Attenzione : nuovi valori normali	U.M. U/I U/I U/I	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame COMPLEMENTO C3	Cod. Esame EC3	Metodica I. TURB	Giorni lav. 4	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.60.2
Valori di riferimento EC3 - COMPLEMENTO C3	Limiti - - - -	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl	Note Anni: 1 - 14, 80-170 Anni: 1 - 14, 82-173 Anni: 15 - 85, 82-185 Anni: 15 - 85, 83-193	Sesso M F M F

Descrizione Esame COMPLEMENTO C4	Cod. Esame EC4	Metodica I. TURB	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.60.2
Valori di riferimento EC4 - COMPLEMENTO C4	Limiti - - -	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl	Note Anni: 1 - 14, 14-44 Anni: 1 - 14, 13-46 Anni: 15 - 95, 15-53 Anni: 15 - 95, 15-57	Sesso M F M F
Descrizione Esame COMPLEMENTO C5	Cod. Esame *C5	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame CONTA PIASTRINE in SODIO CITRATO	Cod. Esame CPIAS	Metodica Contaglobuli Automatico	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA CITRATO	Conservazione Stabile 6 h a t.a.	Note operatore		Codice SSN 90.71.3
Valori di riferimento CPIAS - CONTA PIASTRINE in SODIO CITRATO	Limiti 120 - 380	U.M. 1000/micro l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CORTISOLO	Cod. Esame F	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu, me, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.15.3
Valori di riferimento F - CORTISOLO -	Limiti ORE 8.00 3.7 - 19.4 ORE 16.00 2.9 - 17.3	U.M. microg/dl microg/dl	Note - -	Sesso - -

Descrizione Esame CORTISOLO URINARIO	Cod. Esame FU	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu, me, ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 2 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.15.3
Valori di riferimento FU - CORTISOLO URINARIO	Limiti 4.3 176	U.M. microgr/24 h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CREATININA	Cod. Esame ECREA	Metodica ENZ COL	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.16.3
Valori di riferimento ECREA - CREATININA	Limiti 0.55 - 1.02 0.72 - 1.18	U.M. mg/dl mg/dl	Note Anni: 0 - 199 Anni: 0 - 199	Sesso F M
Descrizione Esame CREATININA URINARIA H24	Cod. Esame UCRE	Metodica ENZIM	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.16.3
Valori di riferimento UCRE - CREATININA URINARIA H24	Limiti 1 - 1.5	U.M. gr/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CREATININA URINARIA SPOT	Cod. Esame CREAUR	Metodica ENZIM	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.16.3
Valori di riferimento CREAUR - CREATININA URINARIA SPOT	Limiti Uomo 40 - 278 Donna 29 - 226	U.M. mg/dl mg/dl	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame CRIAGGLUTININE	Cod. Esame PCRIO	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Critico: Mantenere a 37°C (temperatura corporea) fino alla coagulazione e separazione	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento PCRIO - CRIAGGLUTININE	Limiti ASSENTI	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CRIOGLOBULINE	Cod. Esame CRIO	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 24 h a +30/37°C	Note operatore		Codice SSN 90.61.1
Valori di riferimento CRIO - CRIOGLOBULINE	Limiti ASSENTI	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame CROMO SIERICO	Cod. Esame PCROM	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 2-8°C	Note operatore		Codice SSN 90.16.5
Valori di riferimento PCROM - CROMO SIERICO	Limiti < 1.0	U.M. mcg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CROMO URINARIO	Cod. Esame CROMU	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile 2 settimane a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.16.5
Valori di riferimento CROMU - CROMO URINARIO	Limiti Popolazione generale < 0.7	U.M. micrg/gcre	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CROMOGRANINA A	Cod. Esame UCROM	Metodica EIA	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.16.6
Valori di riferimento UCROM - CROMOGRANINA A	Limiti < 98	U.M. micrg/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CROSS LINK URINARI	Cod. Esame CROSS	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 7 gg a + 4°C al buio, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento PIRI - PIRIDINOLINA/CREATININA - DESO - DESOSSIPIRIDINOL/CREATININA -	Limiti Attenzione :nuovi valori! 20 - 61 Attenzione :nuovi valori! 1 - 19	U.M. - - - -	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame CURVA INSULINEMICA 3 TEMPI	Cod. Esame T3INS	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Separare il siero entro 2h, refrigerato (2-8°C) o congelato	Note operatore		Codice SSN T3INS
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame CURVA INSULINEMICA 3 TEMPI	Cod.Esame CINS3	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Separare il siero entro 2h, refrigerato (2-8°C) o congelato	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento CINS3 - CURVA INSULINEMICA 3 TEMPI	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CURVA INSULINEMICA 4 TEMPI	Cod.Esame CINS4	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Separare il siero entro 2h, refrigerato (2-8°C) o congelato	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento CINS4 - CURVA INSULINEMICA 4 TEMPI	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CURVA INSULINEMICA 5 TEMPI	Cod.Esame CINS5	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Separare il siero entro 2h, refrigerato (2-8°C) o congelato	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento CINS5 - CURVA INSULINEMICA 5 TEMPI	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CURVA INSULINEMICA 6 TEMPI	Cod.Esame CINS6	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Separare il siero entro 2h, refrigerato (2-8°C) o congelato	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento CINS6 - CURVA INSULINEMICA 6 TEMPI	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CURVA INSULINEMICA 7 TEMPI	Cod.Esame CINS7	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Separare il siero entro 2h, refrigerato (2-8°C) o congelato	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento CINS7 - CURVA INSULINEMICA 7 TEMPI	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CYFRA 21 1	Cod.Esame CYFRA	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.61.3
Valori di riferimento CYFRA - CYFRA 21 1	Limiti ≤ 2.08	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -

Descrizione Esame CYP2C19	Cod. Esame *CYP2C19	Metodica NGS	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale Sangue Intero (EDTA)	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *CYP2C19 - CYP2C19	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CYP2C9	Cod. Esame *CYP2C9	Metodica NGS	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale Sangue Intero (EDTA)	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN *CYP2C9
Valori di riferimento *CYP2C9 - CYP2C9	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CYP2D6	Cod. Esame *CYP2D6	Metodica NGS	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale Sangue Intero (EDTA)	Conservazione 6 giorni a 2° - 8°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *CYP2D6 - CYP2D6	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame CarrieAdvanced STANDARD 420 malattie genetiche	Cod. Esame CAS420	Metodica Next Generation Sequencing	Giorni lav. 21	Giorni esec. lu - ve
Materiale Kit Dedicato	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento CAS420 - CarrieAdvanced STANDARD 420 malattie genetiche 1. CAS420 - Risultato madre: a.CAS420 - Interpretazione: 2. CAS420 - Risultato padre: b.CAS420 - Interpretazione:	Limiti - - - -	U.M. - - - -	Note - - - -	Sesso - - - -

Descrizione Esame Carrier Advance focus	Cod. Esame CARFOC	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 25	Giorni esec. lu - ve
Materiale Kit Dedicato	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento CARFOC - Carrier Advance focus	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame D-DIMERO	Cod. Esame DIMER	Metodica I. TURB	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA SODIO CITRATO	Conservazione Centrifugare, separare subito il plasma e congelarlo. Stabile 7 gg a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento DIMER - D-DIMERO	Limiti < 500	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame D-ROM TEST-RADICALI LIBERI	Cod. Esame *DROM	Metodica COLOR	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 2-8°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *DROM - D-ROM TEST-RADICALI LIBERI -	Limiti 250-300 Valori normali 300-320 Valore soglia border-line 321-340 Lieve stress ossidativo 341-400 Stress ossidativo medio 401-500 Stress ossidativo elevato > 500 Stress ossidativo elevatissimo	U.M. U/CARR U/CARR U/CARR U/CARR U/CARR U/CARR	Note - - - - - -	Sesso - - - - - -
Descrizione Esame DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	Cod. Esame D4	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.17.3
Valori di riferimento D4 - DELTA 4 ANDROSTENEDIONE -	Limiti FEMMINA 12 17 0.42-3.41 FEMMINA 17-22 anni 0.7 - 4.31 FEMMINA pre-menopausa 0.4-3.4 FEMMINA post-menopausa 0.24 - 2.1 MASCHIO 17-22 anni 0.44 - 2.65 MASCHIO adulto 0.5- 3.25	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml	Note - - - - - - -	Sesso - - - - - - -

Descrizione Esame DEPAKIN (ACIDO VALPROICO)	Cod. Esame XDEPA	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.17.C
Valori di riferimento XDEPA - DEPAKIN (ACIDO VALPROICO)	Limiti 50 - 100	U.M. mcrg/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame DHEA	Cod. Esame DEA	Metodica RIA	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.17.1
Valori di riferimento DEA - DHEA	Limiti 1.7 - 20 1.3 - 11 2.4 - 19.5 1.2 - 10.8	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml	Note Anni: 1 - 50 Anni: 51 - 90 Anni: 1 - 50 Anni: 51 - 90	Sesso F F M M
Descrizione Esame DHEA S	Cod. Esame DEAS	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu, me, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.17.2
Valori di riferimento DEAS - DHEA S	Limiti 134.2 - 407.4 95.8 - 511.7 74.8 - 410.2 56.2 - 282.9 167.9 - 591.9 139.7 - 484.4 136.2 - 447.6 48.6 - 361.8 29.7 - 182.2 16.6 - 242.7 45.1 - 385 8.6 - 169.8 61.2 - 493.6 33.6 - 78.9 228.5 - 283.6 24.4 - 209.7 24.4 - 209.7 238 - 539.3	U.M. mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl mcrg/dl	Note Anni: 20 - 24 Anni: 25 - 34 Anni: 35 - 44 Anni: 45 - 54 Anni: 25 - 34 Anni: 35 - 44 Anni: 45 - 54 Anni: 55 - 64 Anni: 55 - 64 Anni: 11 - 14 Anni: 15 - 19 Anni: 11 - 14 Anni: 15 - 19 Anni: 65 - 99 Anni: 65 - 99 Anni: 5 - 10 Anni: 5 - 10 Anni: 20 - 24	Sesso F F F F F M M M M F M M F F F M M F M

Descrizione Esame DICLOROMETANO URINARIO	Cod. Esame DICLOU	Metodica GAS-CROM	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE MATTINO	Conservazione Urine fine turno: Provetta sigillata senza spazio vuoto, Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>DICLOU - DICLOROMETANO URINARIO</i>	Limiti -	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame DIETA E BENESSERE BASIC	Cod. Esame *DBEB	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue intero in EDTA o Tampone buccale: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame DIGOSSINA	Cod. Esame XDX	Metodica Immunoch.	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.17.C
Valori di riferimento XDX - DIGOSSINA -	Limiti Range Terapeutico 0.8 2 Attenzione : nuovi valori normali	U.M. ng/ml ng/ml	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame DIIDROTESTOSTERONE	Cod. Esame DHT	Metodica IMMUNOENZIMATICA	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.17.5
Valori di riferimento <i>DHT - DIIDROTESTOSTERONE</i>	Limiti 17 - 85.7 11.1 - 875.6 70.3 - 1260.9 143 - 842 17 - 88.9 22.5 - 280.6 62.6 - 760.3 17 - 596 17 - 431	U.M. pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml	Note Anni: 1 - 9 Anni: 10 - 14 Anni: 15 - 18 Anni: 19 - 99 Anni: 1 - 9 Anni: 10 - 14 Anni: 15 - 18 Anni: 18 - 50 Anni: 51 - 99	Sesso M M M M F F F F F F
Descrizione Esame DISTROFIA MUSCOLARE	Cod. Esame *DISM	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>*DISM - DISTROFIA MUSCOLARE</i>	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame DOPAMINA ematica	Cod. Esame *DOPA	Metodica Cromat.Liqu.	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione Plasma: prelievo a freddo, centrifugare e congelare immediatamente a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *DOPA - DOPAMINA ematica	Limiti 1 - 52	U.M. ng/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame DROGHE D'ABUSO: AMFETAMINA [U]	Cod. Esame AMFET	Metodica IMMUNOCROMATOGRAFICO	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale CATENA DI CUSTODIA	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C.	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento AMFET - DROGHE D'ABUSO: AMFETAMINA [U]	Limiti ASSENTI cut-off 500 ng/ml	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame DROGHE D'ABUSO: CANNABINOIDI [U]	Cod. Esame CATCAN	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale CATENA DI CUSTODIA	Conservazione Conservare a +4°C per 4 gg oltre a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento CATCAN - DROGHE D'ABUSO: CANNABINOIDI [U]	Limiti ASSENTE Assente < 300 ng/ml	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame DROGHE D'ABUSO: ECSTASY [U]	Cod. Esame ECTASY	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale CATENA DI CUSTODIA	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ECTASY - DROGHE D'ABUSO: ECSTASY [U]	Limiti Assente < 500 ng/ml	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame DROGHE D'ABUSO: METADONE [U]	Cod. Esame METAD	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale CATENA DI CUSTODIA	Conservazione Conservare a +4°C per 4 gg oltre a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento METAD - DROGHE D'ABUSO: METADONE [U]	Limiti ASSENTE Assente < 300 ng/ml	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame DROGHE D'ABUSO: OPIACEI [U]	Cod. Esame OPPIAC	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale CATENA DI CUSTODIA	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento OPPIAC - DROGHE D'ABUSO: OPIACEI [U]	Limiti ASSENTI cut-off 300 ng/ml	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame ELETTROFORESI PROTEICA	Cod. Esame EPROT	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 2	Giorni esec. Iu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.38.4	
Valori di riferimento S1554 - ALBUMINA S1555 - ALFA-1 S1556 - ALFA-2 S1557 - BETA1 S1558 - GAMMA S1559 - RAPPORTO ALBUM/GLOBULINE		Limiti 52 - 68 2 - 5 6.6 - 13.5 6.5 - 10.5 11 - 21 1.1 - 2.4	U.M. - - - - - -	Note - - - - - -	Sesso - - - - -

S1560 - PROTEINE TOTALI S1557_1 - BETA2		6.4 - 8.3 2.5 - 6	gr % -	-	-
Descrizione Esame ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE	Cod. Esame UPROT	Metodica FORESI	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve	
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione <i>Stabile 2 gg a +4°C. NON congelare</i>	Note operatore		Codice SSN 90.39.1	
Valori di riferimento UPROT - ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE 20 - ALBUMINE S911 - ALFA 1 GLOBULINE S912 - ALFA 2 GLOBULINE S913 - BETA GLOBULINE S914 - GAMMA GLOBULINE com - Commento		Limiti ASSENTI - - - - -	U.M. % - - - - -	Note - - - - -	Sesso - - - - -
Descrizione Esame EMOCROMATOSI 12 MUTAZIONI	Cod. Esame *EMO	Metodica PCR RT	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione <i>4 giorni a temperatura ambiente</i>	Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento *EMO - EMOCROMATOSI 12 MUTAZIONI		Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame EMOCROMATOSI HFE (3 MUTAZIONI)	Cod. Esame MEMO	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione <i>Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame EMOCROMO COMPLETO	Cod. Esame EMOC1	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione <i>Stabile 8 h a t.a</i>	Note operatore		Codice SSN 90.62.2	
Valori di riferimento S1452 - GLOBULI BIANCHI S1453 - GLOBULI ROSSI S1454 - EMOGLOBINA S1455 - EMATOCRITO		Limiti 4 - 11 4 - 11 3.8 - 5.8 4.5 - 6.5 12 - 16 12 - 18 37 - 47	U.M. migl/mmc migl/mmc mili/mmc mili/mmc gr/dl gr/dl %	Note - - - - - -	Sesso F M F M F M

S1456 - M.C.V.	37 - 52	%	-		
	76 - 96	fl	-		F
	76 - 99	fl	-		M
S1457 - M.C.H.	27 - 32	pg	-		F
	27 - 32	pg	-		M
S1458 - M.C.H.C.	30 - 36	g/dl	-		F
	30 - 36	g/dl	-		M
S1460 - EOSINOFILI %	<= 7	%	-		F
S1461 - BASOFILI %	<= 2	%	-		M
S1462 - LINFOCITI %	17 - 57	%	-		-
S1463 - MONOCITI %	<= 10	%	-		-
S1466 - NEUTROFILI	1.1 - 7	1000/micrl	-		-
S1467 - EOSINOFILI	<= 0.9	1000/micrl	-		-
S1468 - BASOFILI	<= 0.2	1000/micrl	-		-
S1469 - LINFOCITI	0.7 - 5.1	1000/micrl	-		-
S1470 - PIASTRINE	120 - 380	10 ⁹ /µl	-		-
S3064 - RDW	10 - 16.5	%	-		-
S3068 - PIASTRINOCRITO	0.1 - 1	%	-		-
S3070 - MPV	5 - 10	fL	-		-
S3072 - PDW	12 - 18	%	-		-
S3073 - MONOCITI	<= 0.9	1000/micrl	-		-
					-
Descrizione Esame EMOGLOBINA GLICOSIL. A1C	Cod.Esame HBA1C	Metodica IM. CHIM	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve	
Materiale EMOLISATO EDTA	Conservazione Stabile 5 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.28.1	
Valori di riferimento HBA1C - EMOGLOBINA GLICOSIL. A1C -	Limiti 20-38 Valore normale 39-47 Elevato rischio di diabete o pre- diabete Livello decisionale per la diagnosi di diabete: >= 48	U.M. mmol/mol mmol/mol mmol/mol	Note - -	Sesso - -	
Descrizione Esame EPARINA	Cod.Esame EPAR	Metodica CROMOG.	Giorni lav. 17	Giorni esec. lu - ve	
Materiale PLASMA CITR. CONGELATO	Conservazione Plasma da citrato: Centrifugare subito a fondo, congelare a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.63.1	
Valori di riferimento EPAR - EPARINA	Limiti -	U.M. U/L	Note -	Sesso -	

Descrizione Esame ERITROPOIETINA	Cod. Esame PERIT	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.18.5	
Valori di riferimento <i>PERIT - ERITROPOIETINA</i>		Limiti <i>4.3 - 29</i>	U.M. <i>mU/ml</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>
Descrizione Esame ESAME COLTURALE + ABG	Cod. Esame ACOLT	Metodica ESAME COLTURALE (TERRENI SELETTIVI)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve	
Materiale CAMPIONE BIOLOGICO, TAMPONE CON GEL	Conservazione <i>In base al sito (Tampone/Urina/Fluido): Refrigerato (2-8°C) (tranne liquidi sterili da T.A.)</i>	Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame ESAME CULTURALE + ABG	Cod. Esame ACOL1	Metodica ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>CAMPIONE BIOLOGICO</i>	Conservazione In base al sito (Tampone/Urina/Fluidi): Refrigerato (2-8°C) (tranne liquidi sterili da T.A.)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame ESAME CULTURALE + ABG	Cod. Esame ACOL2	Metodica ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>CAMPIONE BIOLOGICO</i>	Conservazione In base al sito (Tampone/Urina/Fluidi): Refrigerato (2-8°C) (tranne liquidi sterili da T.A.)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame ESAME CULTURALE + ABG	Cod. Esame ACOL3	Metodica ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>CAMPIONE BIOLOGICO</i>	Conservazione In base al sito (Tampone/Urina/Fluidi): Refrigerato (2-8°C) (tranne liquidi sterili da T.A.)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame ESAME CULTURALE + ABG	Cod. Esame ACOL4	Metodica ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>CAMPIONE BIOLOGICO</i>	Conservazione In base al sito (Tampone/Urina/Fluidi): Refrigerato (2-8°C) (tranne liquidi sterili da T.A.)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame ESAME CULTURALE DEL LIQUIDO SEMINALE	Cod. Esame ASEMI	Metodica ESAME CULTURALE (TERRENI SELETTIVI)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>TAMPONE CON GEL</i>	Conservazione <i>Il campione di liquido seminale può essere conservato in frigo per massimo 2 giorni.</i> <i>Il tampone imbevuto nel liquido seminale può essere conservato in frigo per massimo 7 giorni.</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame ESAME DEL CALCOLO	Cod. Esame VCAU	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>CAMPIONE BIOLOGICO</i>	Conservazione Temperatura ambiente in contenitore asciutto e pulito	Note operatore		Codice SSN 90.12.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame ESAME URINE	Cod. Esame URINE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - sa
Materiale URINE	Conservazione Stabile 8 h a t.a.	Note operatore <i>La raccolta deve avvenire di mattina, dopo aver effettuato la detersione dei genitali, in un contenitore sterile.</i>	Codice SSN 90.44.3	
Valori di riferimento S2270 - REAZIONE S2271 - DENSITA' S2272 - ALBUMINA S2273 - GLUCOSIO S2274 - CORPI CHETONICI S2275 - UROBILINOGENO S2276 - BILIRUBINA S2277 - PIGMENTI EMOGLOBINICI S2278 - LEUCOCITI S2292 - NITRITI	Limiti 5 - 7.5 1.01 - 1.03 ≤ 10 ≤ 5 ≤ 0.01 0.2 - 1 ≤ 0.5 ≤ 0.03 ASSENTI ASSENTI	U.M. - - mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl - -	Note - - - - - - - - -	Sesso - - - - - - - - -
Descrizione Esame ESOMA CLINICO PER LIPODISTROFIE	Cod. Esame ESLIPO	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve
Materiale TAPPO VIOLA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ESLIPO - ESOMA CLINICO PER LIPODISTROFIE	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame ESSUDATO OROFARINGEO + ABG	Cod. Esame AFARI	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale TAMPONE CON GEL	Conservazione Il campione può esser conservato in frigo per massimo 10 giorni	Note operatore		Codice SSN 90.85.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame ESTRADIOLO 17 BETA	Cod. Esame E2	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu, me, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.19.2
Valori di riferimento E2 - ESTRADIOLO 17 BETA -	Limiti F. FOLLIC. 21 - 251 META' CICLO 38 - 649 F. LUTEINICA 21 - 312 MENOPAUSA < 10 - 28 UOMO 10 - 44 Attenzione : nuovi valori normali dal 09/10/24	U.M. pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml	Note - - - - -	Sesso - - - - -
Descrizione Esame ESTRONE	Cod. Esame E1	Metodica RIA	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.19.5
Valori di riferimento E1 - ESTRONE -	Limiti F. FOLLIC. 36.1 - 156.5 F. LUTEIN. 47.2 - 198.1 PERIOVUL. 57.9 - 255.9 Menop.senza terapia estrogenica 30.92 - 99.92 Menop.con terapia estrogenica 50.94 - 487.5 UOMO 30.92 - 99.92	U.M. pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml	Note - - - - - - -	Sesso - - - - - - -
Descrizione Esame ETIL GLUCORONIDE URINARIO screening	Cod. Esame ETG	Metodica IMMUNOCROMATOGRAFICO	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ETG - ETIL GLUCORONIDE URINARIO screening -	Limiti Negativo = < 500 Positivo = > 500	U.M. ng/ml ng/ml	Note - -	Sesso - -

Descrizione Esame ETOSUCCIMIDE (ZARONTIN)	Cod.Esame ETOSU	Metodica HPLC	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 2-8°C	Note operatore	Codice SSN 90.20.2	
Valori di riferimento ETOSU - ETOSUCCIMIDE (ZARONTIN)	Limiti 283 - 708	U.M. Umol/L	Note -	Sesso -
Descrizione Esame EVEROLIMUS DOSAGGIO	Cod.Esame *EVE	Metodica LC-Massa	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione 2 - 8°C NON CENTRIFUGARE	Note operatore	Codice SSN 90.17.C	
Valori di riferimento *EVE - EVEROLIMUS DOSAGGIO	Limiti Attenzione nuovi valori normali Giugno 2024	U.M. mcrg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FATTORE DI CRESCITA DELL'EPITELIO VASCOLARE-VEGF	Cod.Esame *VEGF	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale ETIC	Conservazione Siero/Plasma: Separare subito, congelare a -20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame FATTORE II	Cod.Esame FATII	Metodica COAG	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA CITR.CONG E.	Conservazione Plasma da citrato: Centrifugare, separare e congelare immediatamente	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento FATII - FATTORE II	Limiti 79 - 131	U.M. %	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FATTORE II (G 20210 A)	Cod.Esame FATT2	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 91.29.4	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame FATTORE IX	Cod.Esame FATT9	Metodica COAG	Giorni lav. 9	Giorni esec. Martedì
Materiale PLASMA CITR.CONG E.	Conservazione Separare e congelare 2 aliquote subito a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.64.3	
Valori di riferimento FATT9 - FATTORE IX	Limiti 70 - 140	U.M. %	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FATTORE V	Cod.Esame FATTV	Metodica CROMOG.	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA CITR.CONG E.	Conservazione Centrifugare immediatamente a 3.000 giri per 10 minuti, separare il plasma e congelare subito. Stabile 1 mese a -20° C	Note operatore	Codice SSN 90.64.3	

Valori di riferimento FATTV - FATTORE V		Limiti 62 - 139		U.M. %	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FATTORE V (Y1702C)	Cod. Esame FVY	Metodica COAG		Giorni lav. 10	Giorni esec. Iu - ve	
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione <i>Stabile 7 gg a +4°C, 2 mesi a - 20°C</i>		Note operatore		Codice SSN 90.64.3	
Valori di riferimento		Limiti		U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame FATTORE V CAMBRIDGE R306T	Cod. Esame FCAM	Metodica PCR RT	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento FCAM - FATTORE V CAMBRIDGE R306T	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FATTORE V DI LEIDEN (G 1691 A)	Cod. Esame LEIDE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale TAPPO VIOLA	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 2 mesi a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 91.29.4	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame FATTORE V H1299R	Cod. Esame *MFAV	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 2 mesi a - 20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame FATTORE VII DELLA COAGULAZIONE	Cod. Esame FATT7	Metodica CROMOG.	Giorni lav. 11	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA CITR. CONG. E.	Conservazione Separare e congelare 2 aliquote subito a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.64.3	
Valori di riferimento FATT7 - FATTORE VII DELLA COAGULAZIONE	Limiti 50 - 129	U.M. %	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FATTORE VIII	Cod. Esame FATT8	Metodica CROMOG.	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA CITR. CONG. E.	Conservazione Separare e congelare 2 aliquote subito a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.64.3	
Valori di riferimento FATT8 - FATTORE VIII	Limiti 50 - 150	U.M. %	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FATTORE X	Cod. Esame FATTX	Metodica COAG	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA CITRATO	Conservazione Separare e congelare 2 aliquote subito a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.64.3	
Valori di riferimento FATTX - FATTORE X	Limiti 77 - 131	U.M. %	Note -	Sesso -

Descrizione Esame FATTORE XI	Cod. Esame FATXI	Metodica COAG	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA CITR. CONG. E.	Conservazione <i>Separare e congelare 2 aliquote subito a -20°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.64.3
Valori di riferimento FATXI - FATTORE XI	Limiti 70 - 140	U.M. %	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FATTORE XII HAGEMAN	Cod. Esame FAT12	Metodica COL	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA CITR. CONG. E.	Conservazione <i>Plasma da citrato: Centrifugare, separare e congelare immediatamente</i>	Note operatore		Codice SSN 90.64.3
Valori di riferimento FAT12 - FATTORE XII HAGEMAN	Limiti 50 - 150	U.M. %	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FATTORE XIII	Cod. Esame FAT13	Metodica COL	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA CITRATO	Conservazione <i>Separare e congelare 2 aliquote subito a -20°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.64.3
Valori di riferimento FAT13 - FATTORE XIII	Limiti 60 - 200	U.M. %	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FATTORE XIII MUTAZIONE	Cod. Esame *MF13	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione 2 - 8°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame FENCICLIDINA URINARIA	Cod. Esame *FENC	Metodica IMM. CROM	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE MATTINO	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *FENC - FENCICLIDINA URINARIA	Limiti NEGATIVO cut off 25 ng/ml	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FENILALANINA PLASMATICA	Cod. Esame FENIL	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 18	Giorni esec. lu - ve
Materiale Plasma a -20% / Litio Eparina	Conservazione 14 giorni a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento FENIL - FENILALANINA PLASMATICA	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame FENITOINA DOSAGGIO	Cod. Esame PFENI	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.17.C
Valori di riferimento PFENI - FENITOINA DOSAGGIO -	Limiti TERAPEUTICO 10 - 20 TOSSICO > 20	U.M. mcgr/ml mcgr/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FENOBARBITAL	Cod. Esame XFENO	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 5 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.09.3
Valori di riferimento XFENO - FENOBARBITAL	Limiti TERAPEUTICO 15 - 40	U.M. mcgr/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FENOLI	Cod. Esame FENOL	Metodica COL	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Urine: refrigerato (2-8°C) fine turno/raccolta	Note operatore		Codice SSN 90.22.2
Valori di riferimento FENOL - FENOLI	Limiti <= 50	U.M. mg/gcrea	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FERRITINA	Cod. Esame XFR	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.22.3
Valori di riferimento XFR - FERRITINA -	Limiti DONNA 5.0 - 204 UOMO 21.0 - 275	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame FIBRINOGENO	Cod. Esame EFIBR	Metodica COAG	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA SODIO CITRATO	Conservazione Centrifugare, separare e congelare subito il plasma. Stabile 8 h a +4°C, 7 gg a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.65.1
Valori di riferimento EFIBR - FIBRINOGENO	Limiti 150 - 450	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FIBROSI CISTICA 139 MUTAZIONI	Cod. Esame *FI139	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 13	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 5 giorni a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *FI139 - FIBROSI CISTICA 139 MUTAZIONI	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame FIBROSI CISTICA 152 MUTAZIONI	Cod. Esame FIBRA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame FIBROSI SEQUENZIAMENTO COMPLETO	Cod. Esame FIBRI	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento FIBRI - FIBROSI SEQUENZIAMENTO COMPLETO	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame FLUORO EMATICO	Cod. Esame SFLUO	Metodica HPLC	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 7 giorni 2-8°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.23.1	
Valori di riferimento SFLUO - FLUORO EMATICO	Limiti 70 - 130	U.M. mcg/l	Note	Sesso
Descrizione Esame FLUORO URINARIO	Cod. Esame FLUOR	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Conservare 1 provetta come archivio	Note operatore	Codice SSN 90.23.1	
Valori di riferimento FLUOR - FLUORO URINARIO	Limiti INIZIO TURNO 0 3 FINE TURNO 0 10	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FMR1(FRAXA) esame di II livello	Cod. Esame FRAX2	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento FRAX2 - FMR1(FRAXA) esame di II livello	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame FOSFATASI ACIDA	Cod. Esame EFOAC	Metodica COL	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Centrifugare, separare e congelare immediatamente. Stabile 7 gg a -20°C</i>	Note operatore	Codice SSN 90.23.4	
Valori di riferimento EFOAC - FOSFATASI ACIDA	Limiti UOMO < 6.6 DONNA < 6.5	U.M. U/l U/l	Note	Sesso

Descrizione Esame FOSFATASI ACIDA PROSTATICA (PAP)	Cod. Esame PAP2	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.24.2
Valori di riferimento PAP2 - FOSFATASI ACIDA PROSTATICA (PAP)	Limiti <= 3.5	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FOSFATASI ALCALINA	Cod. Esame EFALC	Metodica CIN	Giorni lav. 0	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 7 gg a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.23.5
Valori di riferimento EFALC - FOSFATASI ALCALINA -	Limiti ADULTO 40 130 BAMBINO 1-12 anni < 360 BAMBINO 12-15 anni < 440	U.M. U/l U/l U/l U/l	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO	Cod. Esame ISOF	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a 4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.24.1
Valori di riferimento ISOF - FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO	Limiti 5.5 - 24.6	U.M. mcg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FOSFOLIPIDI	Cod. Esame UFOSF	Metodica CIN	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento UFOSF - FOSFOLIPIDI	Limiti 150 - 250	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FOSFORO	Cod. Esame EP	Metodica COL	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.24.3
Valori di riferimento EP - FOSFORO	Limiti 2.7 - 4.5	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FOSFORO URINARIO 24H	Cod. Esame UP	Metodica COL	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.24.5
Valori di riferimento UP - FOSFORO URINARIO 24H	Limiti 0.4 - 1.3	U.M. gr/24h	Note -	Sesso -

Descrizione Esame FOSFORO URINARIO spot	Cod. Esame UPU	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.24.3
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame FRUTTOSAMINA	Cod. Esame FRUTT	Metodica COL	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.25.1
Valori di riferimento FRUTT - FRUTTOSAMINA	Limiti 205 - 285	U.M. micromol/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FRUTTOSIO LIQUIDO SEMINALE	Cod. Esame FRUSEM	Metodica COLOR	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale CAMPIONE BIOLOGICO	Conservazione Stabile 7 giorni a 4° - 8°C	Note operatore		Codice SSN 90.31.8
Valori di riferimento FRUSEM - FRUTTOSIO LIQUIDO SEMINALE	Limiti 200 - 600	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame FSH	Cod. Esame FSH	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu, me, ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.23.3
Valori di riferimento FSH - FSH -	Limiti F. FOLLICOLARE 3.5 9.2 META' CICLO 4.7 25.9 F. LUTEINICA 1.7 56 MENOPAUSA 13.9 103 UOMO 1.3 11.8	U.M. mUI/ml mUI/ml mUI/ml mUI/ml mUI/ml	Note - - - - -	Sesso - - - - -
Descrizione Esame G6P-DH	Cod. Esame EG6P	Metodica CIN	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale TAPPO VIOLA	Conservazione Sangue intero (EDNA): Refrigerato (2-8°C), NON congelare	Note operatore		Codice SSN 90.27.2
Valori di riferimento EG6P - G6P-DH -	Limiti Maschi normali >9.52 Maschi non classificati 2.72-9.51 Maschi Carenti 0.10-2.71 Femmine normali >10.22 Femmine Eterozigoti 3.55-10.2 Femmine Carenti 0.1-2.95	U.M. IU/g Hb IU/g Hb IU/g Hb IU/g Hb IU/g Hb IU/g Hb	Note - - - - -	Sesso - - - - -

-

Descrizione Esame GAMMA GT	Cod. Esame GGT	Metodica CIN	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.25.5	
Valori di riferimento GGT - GAMMA GT -		Limiti DONNA 9 36 UOMO 12 64 Attenzione : nuovi valori normali	U.M. U/I U/I U/I U/I U/I	Note - - - - -
Descrizione Esame GASTRINA	Cod. Esame PGAS	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.26.1	
Valori di riferimento PGAS - GASTRINA		Limiti 13 - 115	U.M. pg/ml	Note - -
Descrizione Esame GASTROPANEL	Cod. Esame *GAST	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento PEPS1 - PEPSINOGENO I PEPS2 - PEPSINOGENO II GAS17 - GASTRINA 17 basale HELIG - HELICOBACTER PYLORI IGG PEPS3 - PEPSINOGENO I / PEPSINOGENO II OSS - OSSERVAZIONI		Limiti 70 - 240 ≤ 13 1 - 10 ≤ 30 > 3.0 ≤ 30	U.M. ng/ml ng/ml pM EIU Ratio -	Note - - - - -

Descrizione Esame GENE SCREEN-MALATTIE EREDITARIE	Cod. Esame *GENE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GENEADVANCE De Novo	Cod. Esame GENOVO	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento GENOVO - GENEADVANCE De Novo	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame GENESCREEN UOMO	Cod. Esame MGENE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 25	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento MGENE - GENESCREEN UOMO	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame GENOMICO AUTISMO PANEL	Cod. Esame *AUT	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento *AUT - GENOMICO AUTISMO PANEL	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame GLICEMIA	Cod. Esame EGLIC	Metodica COL	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	Note operatore	Codice SSN 90.27.1	
Valori di riferimento EGLIC - GLICEMIA	Limiti 60 - 110	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA	Cod. Esame ECUG3	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO, 120'	Conservazione Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	Note operatore	Codice SSN 90.26.5	
Valori di riferimento S1292 - 0' S1306 - 0'	Limiti 60 110 60 110	U.M. mg/dl mg/dl	Note -	Sesso -

Descrizione Esame GLICEMIA CURVA	Cod.Esame ECUG6	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	Note operatore		Codice SSN 90.26.5
Valori di riferimento S1315 - 0'	Limiti 60 110	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 0'	Cod.Esame CU0	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	Note operatore		Codice SSN 90.27.1
Valori di riferimento CU0 - GLICEMIA CURVA 0'	Limiti 60 - 110	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 10'	Cod.Esame EC10	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>10'</i>	Conservazione Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 10'	Cod.Esame CU10	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>10'</i>	Conservazione Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	Note operatore		Codice SSN 90.26.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 120'	Cod.Esame EC120	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>120'</i>	Conservazione Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 120'	Cod.Esame CU120	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>120'</i>	Conservazione Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	Note operatore		Codice SSN 90.26.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 15'	Cod. Esame CU15	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 15'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore		Codice SSN 90.26.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 15'	Cod. Esame EC15	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 15'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 150'	Cod. Esame EC150	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 150'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 150'	Cod. Esame CU150	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 150'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore		Codice SSN 90.26.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 180'	Cod. Esame EC180	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 180'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 180'	Cod. Esame CU180	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 180'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore		Codice SSN 90.26.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 20'	Cod. Esame EC20	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 20'	Conservazione Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 20'	Cod. Esame CU20	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 20'	Conservazione Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	Note operatore		Codice SSN 90.26.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 210'	Cod. Esame EC210	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 210'	Conservazione Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 210'	Cod. Esame CU210	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 210'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore		Codice SSN 90.26.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 240'	Cod. Esame EC240	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 240'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 240'	Cod. Esame CU240	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 240'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore		Codice SSN 90.26.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 30'	Cod. Esame EC30	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 30'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 30'	Cod. Esame CU30	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 30'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore	Codice SSN 90.26.5	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 40'	Cod. Esame EC40	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 40'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 40'	Cod. Esame CU40	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 40'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore	Codice SSN 90.26.5	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 45'	Cod. Esame EC45	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 45'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 45'	Cod. Esame CU45	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 45'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore	Codice SSN 90.26.5	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 60'	Cod. Esame EC60	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 60'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 60'	Cod. Esame CU60	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 60'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore	Codice SSN 90.26.5	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 90'	Cod. Esame EC90	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 90'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA 90'	Cod. Esame CU90	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 90'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore	Codice SSN 90.26.5	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICEMIA CURVA TEMPO 0'	Cod. Esame EC0	Metodica COL	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 0'	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento EC0 - GLICEMIA CURVA TEMPO 0'	Limiti 60 - 110	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame GLICEMIA DOPO COLAZIONE	Cod. Esame EGCOL	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore	Codice SSN 90.27.1	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame GLICEMIA DOPO IL PASTO	Cod. Esame EGLIP	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Centrifugare e separare subito il	Note operatore		Codice SSN 90.27.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICOSURIA	Cod. Esame UGLIC	Metodica COL	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Refrigerato (2-8°C) per evitare proliferazione batterica	Note operatore		Codice SSN 90.27.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M. mg/dl	Note	Sesso
Descrizione Esame GLICOSURIA FRAZIONATA	Cod. Esame UGLFR	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile 24 ore a +4°C. Le urine devono essere conservate in luogo fresco (4-15°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GLOMERULAR FILTRATION RATE	Cod. Esame GFR	Metodica MDRD	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento GFR - GLOMERULAR FILTRATION RATE	Limiti > 60 Tra 18 e 75 anni	U.M. ml/min ml/min	Note -	Sesso -
Descrizione Esame GLUCAGONE	Cod. Esame UGLUC	Metodica IMMUNOM	Giorni lav. 17	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione Stabile 1 mese - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.26.3
Valori di riferimento UGLUC - GLUCAGONE	Limiti 30 210	U.M. pg/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame GLUTATIONE TOTALE	Cod. Esame GLUTD	Metodica HPLC	Giorni lav. 18	Giorni esec. lu - ve
Materiale PROVETTA DEDICATA	Conservazione 2 - 8°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento GLUTD - GLUTATIONE TOTALE	Limiti 760 - 1200	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame GRUPPO SANGUIGNO	Cod. Esame EGRRH	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero (EDTA): Refrigerato	Note operatore		Codice SSN 90.65.3
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame GeneScreen FOCUS	Cod. Esame FGENE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 25	Giorni esec. lu - ve
Materiale	Conservazione Sangue intero (EDTA): Refrigerato	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento FGENE - GeneScreen FOCUS	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame HBE AG	Cod. Esame XE	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 91.18.4
Valori di riferimento XE - HBE AG	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame HBS AG	Cod. Esame XS	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore	Codice SSN 91.18.5	
Valori di riferimento XS - HBS AG		Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -
Descrizione Esame HBS AG TEST DI CONFERMA	Cod. Esame XSCON	Metodica MEIA	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore	Codice SSN 91.19.1	
Valori di riferimento XSCON - HBS AG TEST DI CONFERMA		Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -
Descrizione Esame HCV AB	Cod. Esame HCV	Metodica EIA	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)</i>	Note operatore	Codice SSN 91.19.5	
Valori di riferimento HCV - HCV AB		Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -

Descrizione Esame HCV AB IGM	Cod. Esame HCV M	Metodica EIA	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 91.19.5	
Valori di riferimento HCV M - HCV AB IGM		Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame HCV TEST DI CONFERMA	Cod. Esame CRIB4	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 91.20.1	
Valori di riferimento S1191 - Core C1 S1192 - Core C2 S1193 - E2 S1194 - Ns3 S1195 - Ns4 S1196 - Ns5 S1198 - CORE S1199 - Ns5 S1200 - NS4		Limiti ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE	U.M. - - - - - - -	Note - - - - - - -	Sesso - - - - - - -

S1201 - NS5 S1202 - ENV		ASSENTE ASSENTE		-	-	-
Descrizione Esame HE4		Cod. Esame HE4	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 giorni a 2-10°C, 4 mesi a -20°C		Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento HE4 - HE4 -		Limiti Pre-menopausa < 70 Post-menopausa < 140	U.M. U/ml U/ml	Note -	Sesso -	
Descrizione Esame HGH ORMONE SOMATOTROPO		Cod. Esame STH	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C) o congelato (-20°C)		Note operatore		Codice SSN 90.35.1	
Valori di riferimento STH - HGH ORMONE SOMATOTROPO -		Limiti Donna 0-9 anni <=7.8 Donna 9-17 anni <=8.1 Donna >= 17 anni <= 9.9 Uomo 0-9 anni <=6.3 Uomo 9-17 anni <= 10.8 Uomo >= 17 anni <=2.5 Attenzione : nuovi valori normali	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml	Note -	Sesso -	
Descrizione Esame HIV 1/2 WESTERN BLOT		Cod. Esame WEST4	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)		Note operatore		Codice SSN 91.22.5	
Valori di riferimento S2425 - GP160 S2426 - GP120 S2427 - P 66 S2428 - P 55 S2429 - SGP105 S2430 - GP 41 S2431 - P 31		Limiti ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE	U.M. -	Note -	Sesso -	

S2432 - P 24 S2433 - P 17 S2435 - GP 36		ASSENTE ASSENTE ASSENTE		-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
Descrizione Esame HIV 1/2 ANTICORPI-ANTIGENE	Cod.Esame XHIV	Metodica CHEMIL.		Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)		Note operatore		Codice SSN 91.22.4	
Valori di riferimento XHIV - HIV 1/2 ANTICORPI-ANTIGENE		Limiti NEGATIVO		U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame HLA B51 TIPIZZAZIONE	Cod.Esame *HB51	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)		Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione <i>Stabile 4 gg a temperatura ambiente</i>		Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento		Limiti		U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame HLA DI CLASSE II (DR, DQ)	Cod.Esame *HLA2	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)		Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione <i>Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>		Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento *HLA2 - HLA DI CLASSE II (DR, DQ)		Limiti -		U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame HLA LOCUS B27 TIPIZZAZIONE	Cod.Esame B27	Metodica PCR RT		Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C) o Temperatura Ambiente		Note operatore		Codice SSN 91.29.3	
Valori di riferimento B27 - HLA LOCUS B27 TIPIZZAZIONE		Limiti NEGATIVO		U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame HLA PER MORBO CELIACO	Cod. Esame UHLA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 13	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C) o Temperatura Ambiente	Note operatore		Codice SSN 90.80.3
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame HLA TIPO 1 LOCI A-B-C	Cod. Esame HLATI	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C) o Temperatura Ambiente	Note operatore		Codice SSN 90.81.3
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame HLA-G	Cod. Esame *HLAG	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C) / Sangue EDTA per genetica	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame HPA HUMAN PLATELET ALLOANTIGENS	Cod. Esame *HPA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione 2 - 8°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame HTLV 1/2	Cod. Esame UHTLV	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 91.26.3
Valori di riferimento UHTLV - HTLV 1/2	Limiti < 1.0 Negativo	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame Human Platelet Alloantigens (variante Leu33Pro)	Cod. Esame HPA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale ETIC	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame IDROSSIPIRENE	Cod. Esame PIREN	Metodica HPLC	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE INIZ- FINE TURNO	Conservazione Stabile 7 giorni a 2 - 8°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento PIREN - IDROSSIPIRENE -	Limiti Soggetti non esposti: fino a 1400 ng/g creatinina Soggetti esposti: fino a 2000 ng/g creatinina	U.M. ng/gcre ng/gcre	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame IDROSSIPROLINA	Cod. Esame UIDRO	Metodica CHIMI	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 15 gg a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.28.2	
Valori di riferimento UIDRO - IDROSSIPROLINA -	Limiti BAMBINI 1-13 anni 25 - 80 RAGAZZI 13-22 anni 15 - 55 ADULTI 22 - 65 anni 6 - 22 ADULTI > 65 anni 5 - 17	U.M. mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h mg/24h	Note - - - - - - -	Sesso - - - - - - -
Descrizione Esame IGA SALIVARI	Cod. Esame IGAS	Metodica IMMUNOENZIMATICA	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SALIVA	Conservazione 15 giorni a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.67.5	
Valori di riferimento IGAS - IGA SALIVARI	Limiti 40 - 170	U.M. micrgr/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame IGE TOTALI	Cod. Esame PRIST	Metodica EIA	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a - 20°C.	Note operatore	Codice SSN 90.68.3	
Valori di riferimento PRIST - IGE TOTALI -	Limiti < 25 Allergia improbabile 25 100 Allergia dubbia > 100 Allergia probabile	U.M. UI/ml UI/ml UI/ml	Note - - -	Sesso - - -

Descrizione Esame IGG SOTTOCLASSE 1	Cod. Esame IGG1	Metodica NEFEL	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.4	
Valori di riferimento IGG1 - IGG SOTTOCLASSE 1 -	Limit 2-12 ANNI 320 1150 12-18 ANNI 370 1280 ADULTI 490 1140 Attenzione : nuovi valori	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame IGG SOTTOCLASSE 2	Cod. Esame IGG2	Metodica NEFEL	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.4	
Valori di riferimento IGG2 - IGG SOTTOCLASSE 2 -	Limit 2-12 ANNI 52 480 12-18 ANNI 106 610 ADULTI 150 640 Attenzione : nuovi valori	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame IGG SOTTOCLASSE 3	Cod. Esame IGG3	Metodica NEFEL	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.4	
Valori di riferimento IGG3 - IGG SOTTOCLASSE 3 -	Limit 2-12 ANNI 9 83 12-18 ANNI 14 102 ADULTI 11 85 Attenzione : nuovi valori	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame IGG SOTTOCLASSE 4	Cod. Esame IGG4	Metodica NEFEL	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.4	
Valori di riferimento IGG4 - IGG SOTTOCLASSE 4 -	Limit 2-12 ANNI < 3 156 12-18 ANNI 6 186 ADULTI 3 200 Attenzione : nuovi valori	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame IMMUNO MYKEY	Cod. Esame IMMMK	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - sa
Materiale SIERO	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI	Cod. Esame CIC2	Metodica EIA	Giorni lav. 8	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Siero: Separare velocemente, congelare se non analizzato a breve	Note operatore	Codice SSN 90.69.1	
Valori di riferimento CIC2 - IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI -	Limiti NEGATIVO < 4.4 4.4 - 10.8 DUBBIO > 10.8 POSITIVO	U.M. micr.gr Eq/ml micr.gr Eq/ml micr.gr Eq/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame IMMUNOELETTROFORESI	Cod. Esame IMMUN	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 8	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento 1764 --	Limiti Assenza di componente monoclonale	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame IMMUNOELETTROFORESI URINARIA	Cod.Esame UIMM	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve	
Materiale URINE MATTINO	Conservazione Urine concentrate della mattina o 24h: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.69.2	
Valori di riferimento S2241 - RISULTATO		Limiti Assenza di componente monoclonale	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame IMMUNOGLOBULINE D SIERICHE	Cod.Esame IGD	Metodica TURB.	Giorni lav. 14	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento IGD - IMMUNOGLOBULINE D SIERICHE		Limiti 5 - 132	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame IMMUNOGLOBULINE IGA SIERICHE	Cod.Esame IGA	Metodica I. TURB	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento IGA - IMMUNOGLOBULINE IGA SIERICHE -		Limiti BAMBINI 1 12 anni 21-291 BAMBINE 1 12 anni 21-282 MASCHI 12 60 anni 63-484 FEMMINE 12 60 anni 65-421 MASCHI >60 anni 101-645 FEMMINE >60 anni 69-517	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl	Note - - - - - -	Sesso - - - - - -
Descrizione Esame IMMUNOGLOBULINE IGA, IGG, IGM	Cod.Esame EIG3	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.69.4	
Valori di riferimento S1437 - IGA - S1438 - IGG - S1439 - IGM -		Limiti BAMBINI 1-12 anni 21-291 BAMBINE 1-12anni 21-282 MASCHI 12-60 anni 63-484 FEMMINE 12-60 anni 65-421 MASCHI > 60anni 101-645 FEMMINE > 60anni 69-517 BAMBINI 1-2 anni 475-1210 BAMBINE 1-2 anni 483-1226 MASCHI 2-80 anni 540-1822 FEMMINE 2-80 anni 552-1631 BAMBINI 1-12 anni 41-183 BAMBINE 1-12 anni 47-240 > 12 anni UOMO 22-240 > 12 anni DONNA 33-293	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl	Note - - - - - - - - - - - - -	Sesso - - - - - - - - - - - -

Descrizione Esame IMMUNOGLOBULINE IGG SIERICHE	Cod. Esame IGG	Metodica I. TURB	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento IGG - IMMUNOGLOBULINE IGG SIERICHE -	Limiti BAMBINI 1 2 anni 475-1210 BAMBINI 1 2 anni 483-1226 MASCHI 2 80 anni 540-1822 FEMMINE 2 80 anni 552-1631	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame IMMUNOGLOBULINE IGM SIERICHE	Cod. Esame IGM	Metodica I. TURB	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento IGM - IMMUNOGLOBULINE IGM SIERICHE -	Limiti BAMBINI 1 12 anni 41-183 BAMBINI 1 12 anni 47-240 MASCHI >12 anni 22-240 FEMMINE >12 anni 33-293	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame INDICE HOMA	Cod. Esame HOMA	Metodica	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Centrifugare e separare subito il siero. Stabile 6 ore a +4°C, 7 gg a - 20°C.	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento HOMA - INDICE HOMA	Limiti 0.22 - 2.5	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame INIBINA B	Cod.Esame INIBI	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)		Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve		
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione <i>Preparare 2 aliquote e congelare entro le 24h a -20°C</i>		Note operatore		Codice SSN 90.28.C		
Valori di riferimento INIBI - INIBINA B -		Limiti DONNA 20-40 anni 21-53 DONNA 40-60 anni < 5-33 DONNA > 60 anni < 4.6 UOMO 20-40 anni 151.7-173.9 UOMO 41-60anni 134.4-150.5 UOMO > 60 anni 126.5-151.0 <i>Attenzione :nuovi valori!</i>		U.M. pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml	Note - - - - - - -		Sesso - - - - - - -
Descrizione Esame INSULINA	Cod.Esame XINS	Metodica CHEMIL.		Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve		
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C		Note operatore		Codice SSN 90.29.1		
				uU/ml			
Descrizione Esame INSULINA 10'	Cod.Esame XI10	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)		Giorni lav. 0	Giorni esec.		
Materiale 10'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C		Note operatore		Codice SSN		
Descrizione Esame INSULINA 120'	Cod.Esame XI120	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)		Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve		
Materiale 120'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -		Note operatore		Codice SSN		
Valori di riferimento		Limiti		U.M.	Note		Sesso
Descrizione Esame INSULINA 15'	Cod.Esame XI15	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)		Giorni lav. 0	Giorni esec.		
Materiale 15'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -		Note operatore		Codice SSN		
Valori di riferimento		Limiti		U.M.	Note		Sesso

Descrizione Esame INSULINA 150'	Cod. Esame XI150	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 150'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Descrizione Esame INSULINA 180'	Cod. Esame XI180	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 180'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Descrizione Esame INSULINA 20'	Cod. Esame XI20	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 20'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA 210'	Cod. Esame XI210	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 210'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA 240'	Cod. Esame XI240	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 240'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA 30'	Cod. Esame XI30	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale 30', SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame INSULINA 300'	Cod. Esame XI300	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale URINE ACIDIFICATE	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA 40'	Cod. Esame XI40	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 40'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA 45'	Cod. Esame XI45	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 45'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA 60'	Cod. Esame XI60	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale 60'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA 90'	Cod. Esame XI90	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 90'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA CURVA 0'	Cod. Esame XIBA	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 0'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>XIBA - INSULINA CURVA 0'</i>	Limiti 5 - 25	U.M. <i>micrU/ml</i>	Note -	Sesso -

Descrizione Esame INSULINA CURVA 10'	Cod.Esame IN10	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 10'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.28.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA CURVA 120'	Cod.Esame IN120	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 120'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.28.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA CURVA 15'	Cod.Esame IN15	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 15'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.28.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA CURVA 150'	Cod.Esame IN150	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 150'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.28.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA CURVA 180'	Cod.Esame IN180	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 180'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.28.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA CURVA 20'	Cod.Esame IN20	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 20'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.28.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame INSULINA CURVA 210'	Cod.Esame IN210	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 210'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.28.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA CURVA 240'	Cod.Esame IN240	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 240'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.28.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA CURVA 30'	Cod.Esame IN30	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 30'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.28.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA CURVA 40'	Cod.Esame IN40	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 40'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.28.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA CURVA 45'	Cod.Esame IN45	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 45'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.28.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA CURVA 60'	Cod.Esame IN60	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 60'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.28.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame INSULINA CURVA 90'	Cod. Esame IN90	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale 90'	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.28.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA DOPO COLAZIONE	Cod. Esame XIDC	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.29.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA DOPO PASTO	Cod. Esame XIDP	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INSULINA POST PRANDIALE	Cod. Esame INDP	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.29.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INTERLEUCHINA 2	Cod. Esame *IL2	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 29	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.70.2
Valori di riferimento *IL2 - INTERLEUCHINA 2 -	Limiti Attenzione nuovi valori normali Giugno 2024 <=7	U.M. ng/l ng/l	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame INTERLEUCHINA 6	Cod. Esame IL6	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 11	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.70.2
Valori di riferimento IL6 - INTERLEUCHINA 6	Limiti <= 7	U.M. ng/L	Note -	Sesso -

Descrizione Esame INTOLLERANZA AL FRUTTOSIO	Cod. Esame IFRUT	Metodica PCR RT	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Genetica (Sangue EDTA o Tampone): Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento IFRUT - INTOLLERANZA AL FRUTTOSIO	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame INTOLLERANZA GENETICA AL LATTOSIO	Cod. Esame *GLATT	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 25	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO, TAPPO VIOLA	Conservazione Genetica (Sangue EDTA o Tampone): Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame INTOLLERANZA GENETICA COMPLETA	Cod. Esame *NUTRI	Metodica PCR RT	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Genetica (Sangue EDTA o Tampone): Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *NUTRI - INTOLLERANZA GENETICA COMPLETA	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame IODURIA	Cod. Esame IODU	Metodica CHIMI	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Temperatura ambiente o Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.27.6
Valori di riferimento IODU - IODURIA -	Limiti Severa deficienza 0 - 19 Moderata deficienza 20 - 49 Media deficienza 55 - 99 Valore nutrizionale normale 100 - 199 Valore nutrizionale adeguato 200 - 299 Valore nutrizionale eccessivo > 300	U.M. microgr/gr creat. microgr/gr creat. microgr/gr creat. microgr/gr creat. microgr/gr creat. microgr/gr creat.	Note - - - - - -	Sesso - - - - - -
Descrizione Esame ISOENZIMI AMILASI	Cod. Esame ISOAM	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 2 - 8°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento S1793 - TOTALE S1794 - SALIVARE S1795 - PANCREATICA	Limiti 25 - 101 <= 50 8 - 51	U.M. U/I U/I U/I	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame ISOENZIMI FOSFATASI ALCALINA	Cod. Esame FOIS	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 7 gg a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.24.1

Valori di riferimento S1658 - FRAZIONE EPATICA 1 S1659 - FRAZIONE OSSEA S1660 - FRAZIONI INTESTINALI S5499 - FRAZIONE EPATICA 2 S5959 - FRAZIONE INTESTINALE 1 S5960 - FRAZIONE INTESTINALE 2 S5601 - FRAZIONE INTESTINALE 3		Limiti 16 - 70 23 - 74 <= 14 <= 10 - - -	U.M. % % % % % %	Note - - - - - - -	Sesso - - - - - - -
Descrizione Esame ISOENZIMI LDH (1-5)	Cod. Esame LDHIS	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)		Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Non congelare. Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore			Codice SSN
Valori di riferimento S1798 - LDH 1 S1799 - LDH 2 S1800 - LDH 3 S1801 - LDH 4 S1802 - LDH 5		Limiti 14 - 28 30 - 44 16 - 28 3 - 15 4 - 18	U.M. % % % % %	Note - - - - - -	Sesso - - - - - -
Descrizione Esame ISTAMINA	Cod. Esame ISTAM	Metodica RIA		Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione -20°C	Note operatore			Codice SSN
Valori di riferimento ISTAM - ISTAMINA		Limiti 0.3 - 10	U.M. nmol/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame Ig E specifiche Multiplex-ALEX	Cod. Esame *FABER	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)		Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.	Note operatore			Codice SSN
Valori di riferimento *FABER - Ig E specifiche Multiplex-ALEX		Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame Interpretazione:	Cod. Esame 3.ORCOL	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)		Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve
Materiale	Conservazione	Note operatore			Codice SSN
Valori di riferimento 3.ORCOL - Interpretazione:		Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame JAK-2 MUTAZIONE V 617F	Cod. Esame JAK2	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)		Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore			Codice SSN 91.29.3
Valori di riferimento JAK2 - JAK-2 MUTAZIONE V 617F		Limiti ASSENTE	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame LAMOTRIGINA DOSAGGIO	Cod. Esame LAMOT	Metodica HPLC		Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve

Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione <i>Stabile 10 giorni a + 4°C</i>	Note operatore			Codice SSN <i>90.20.6</i>
Valori di riferimento <i>LAMOT - LAMOTRIGINA DOSAGGIO</i>	Limiti 3 - 14	U.M. <i>mg/l</i>	Note -	Sesso -	
Descrizione Esame LDH	Cod.Esame ELDH	Metodica CIN	Giorni lav. 0	Giorni esec. lu - ve	
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione <i>Non congelare. Stabile 7 gg a +4°C.</i>	Note operatore			Codice SSN <i>90.29.2</i>
Valori di riferimento ELDH - LDH -	Limiti 125 - 220 <i>Attenzione : nuovi valori normali</i>	U.M. <i>U/l U/l</i>	Note -	Sesso -	
Descrizione Esame LEPTINA	Cod.Esame LEPTI	Metodica EIA	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve	
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione <i>Stabile 1 mese a -20°C</i>	Note operatore			Codice SSN
Valori di riferimento LEPTI - LEPTINA	Limiti 2 - 57 3.6 - 11	U.M. <i>mg/ml mg/ml</i>	Note -	Sesso M F	
Descrizione Esame LEVETIRACETAM (KEPPRA)	Cod.Esame *LEVE	Metodica HPLC	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve	
Materiale <i>SIERO CONGELATO</i>	Conservazione <i>Siero/Plasma: Separare entro 2h, Refrigerato (2-8°C)</i>	Note operatore			Codice SSN <i>90.17.B</i>
Valori di riferimento <i>*LEVE - LEVETIRACETAM (KEPPRA)</i>	Limiti 10 - 37	U.M. <i>mg/l</i>	Note -	Sesso -	
Descrizione Esame LH	Cod.Esame LH	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu, me, ve	
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore			Codice SSN <i>90.32.3</i>
Valori di riferimento LH - LH -	Limiti <i>F. FOLLICOLARE 1.9 9.2</i> <i>META' CICLO 6.1 49.1</i> <i>F. LUTEINICA 1.3 10.8</i> <i>MENOPAUSA 15.4 53.3</i> <i>UOMO 2.8 6.8</i>	U.M. <i>mU/ml mU/ml</i> <i>mU/ml mU/ml</i> <i>mU/ml</i>	Note - - - -	Sesso - - - -	

Descrizione Esame LIDOCAINA DOSAGGIO	Cod. Esame LIDO	Metodica IMMUNOENZIMATICA	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.17.C
Valori di riferimento LIDO - LIDOCAINA DOSAGGIO	Limiti -	U.M. UI/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame LIPASI	Cod. Esame ELIPA	Metodica COLOR	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.30.2
Valori di riferimento ELIPA - LIPASI	Limiti 5 - 64	U.M. UI	Note -	Sesso -
Descrizione Esame LIPOPROTEINA L (a)	Cod. Esame PLIPO	Metodica I. TURB	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 8 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.30.3
Valori di riferimento PLIPO - LIPOPROTEINA L (a)	Limiti <= 30	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame LIQUIDO SINOVIALE	Cod. Esame ASINO	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale ETIC	Conservazione Temperatura ambiente per conta cellulare/es. colturale; refrigerato per chimica	Note operatore		Codice SSN 90.85.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame LIQUIDO SINOVIALE	Cod.Esame SINO	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve	
Materiale ETIC	Conservazione Temperatura ambiente per conta cellulare/es. colturale; refrigerato per chimica		Note operatore		Codice SSN 90.93.3
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame LISOZIMA	Cod.Esame LISOZ	Metodica ENZIM	Giorni lav. 14	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione 4°C		Note operatore		Codice SSN 90.32.6
Valori di riferimento LISOZ - LISOZIMA		Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame LITIO	Cod.Esame ELITI	Metodica IONI SELETTIVI	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C		Note operatore		Codice SSN 90.32.2
Valori di riferimento ELITI - LITIO -		Limiti INTERV.TERAPEUTICO 0.5 - 1.2 >1.5 Rischio tossicità	U.M. mEq/l mEq/l mEq/l	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame LUPUS A. COAG. CONFIRM	Cod.Esame LAC2	Metodica COAG	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve	
Materiale PLASMA CITR.CONG E.	Conservazione Plasma da citrato: Doppia centrifugazione, congelare subito a - 20°C		Note operatore		Codice SSN 90.46.5
Valori di riferimento DRV - DRVVT Screen DRVVT - DRVVT Confirm CO - COMMENTO		Limiti < 1.2 < 1.2 -	U.M. Ratio Ratio -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame LUPUS ANTICOAGULANTE	Cod.Esame LAC	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve	
Materiale PLASMA CITR. CONGELATO	Conservazione Stabile 1 mese a -20°C. Centrifugare entro 2 ore, separare il plasma e congelare immediatamente.		Note operatore		Codice SSN 90.46.5
Valori di riferimento S1796 - ESITO S1797 - RATIO		Limiti 30 - 42 < 1.2	U.M. secondi -	Note - -	Sesso - -

Descrizione Esame MACROPROLATTINA	Cod.Esame PMACRO	Metodica CHEMIL.		Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a 2° - 8° C		Note operatore		Codice SSN 90.38.8
Valori di riferimento PMACRO - MACROPROLATTINA -		Limiti > 60 macroprolattina ASSENTE <60 macroprolattina PRESENTE	U.M. % %	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame MAGNESIO	Cod.Esame EMG	Metodica COL		Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C		Note operatore		Codice SSN 90.32.5
Valori di riferimento EMG - MAGNESIO		Limiti 1.6 - 2.6	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MAGNESIO ERITROCITARIO	Cod.Esame *EMAG	Metodica ASS ATOM		Giorni lav. 18	Giorni esec. lu - ve
Materiale ETIC	Conservazione Stabile 7gg a 2-8°C		Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *EMAG - MAGNESIO ERITROCITARIO		Limiti 1.85 - 2.63	U.M. mmol/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MAGNESIO URINARIO	Cod.Esame UMG	Metodica COL		Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C		Note operatore		Codice SSN 90.32.5
Valori di riferimento UMG - MAGNESIO URINARIO		Limiti 75 - 125	U.M. mg/24h	Note -	Sesso -

Descrizione Esame MALONDIALDEIDE	Cod. Esame MALON	Metodica HPLC	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione 7 GG a 2-8 °C, 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento MALON - MALONDIALDEIDE	Limiti <= 36	U.M. micgr/L	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MANGANESE SIERICO	Cod. Esame MANGS	Metodica Spettr.Massa	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale LITIO-EPARINA	Conservazione Siero (provetta apposita per metalli traccia): Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.33.1	
MANGS - MANGANESE SIERICO	Limiti 4.41 - 14.5	U.M. µg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MANGANESE urinario	Cod. Esame MANGA	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione 2-8°C	Note operatore	Codice SSN 90.33.1	
Valori di riferimento MANGA - MANGANESE urinario	Limiti Popolazione generale 0.1 - 2.0	U.M. mcg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MDMA URINARIA	Cod. Esame MDMA	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento MDMA - MDMA URINARIA	Limiti Assente < 500 ng/ml	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MDR1	Cod. Esame *MDRI	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale Sangue Intero (EDTA)	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento *MDRI - MDR1	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame MELANINA URINARIA	Cod. Esame MELAN	Metodica CHIM	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale ETIC	Conservazione Al riparo dalla luce, refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento MELAN - MELANINA URINARIA	Limiti ASSENTE	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MERCURIO PLASMATICO	Cod. Esame *MERCP	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale TAPPO VIOLA	Conservazione 2 settimane a +4°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *MERCP - MERCURIO PLASMATICO -	Limiti Soggetti professionalmente esposti < 15	U.M. micrgr/l micrgr/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MERCURIO URINARIO	Cod. Esame MERCU	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.33.3
Valori di riferimento MERCU - MERCURIO URINARIO	Limiti IBE=35	U.M. micrg/gcre	Note -	Sesso -
Descrizione Esame METADONE URINARIO	Cod. Esame METU	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Conservare a +4°C per 4 gg oltre a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento METU - METADONE URINARIO	Limiti Assente < 300 ng/ml	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame METAEMOGLOBINA	Cod. Esame EMETA	Metodica CO-OSSIMETRIA	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale Sangue Intero (EDTA)	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento EMETA - METAEMOGLOBINA	Limiti Soggetti esposti <5.0	U.M. %Hb totale	Note -	Sesso -

Descrizione Esame METANEFrina PLASMATICA libera	Cod. Esame PMETE	Metodica LC-Massa	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione <i>Congelare</i>	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento <i>PMETE - METANEFrina PLASMATICA libera</i>	Limiti 22.9 - 49.2	U.M. ng/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame METANEFrina URINARIA	Cod. Esame PMETA	Metodica HPLC	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE ACIDIFICATE	Conservazione Urine 24h acidificate, conservate in frigorifero (2-8°C) al riparo dalla luce	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento <i>PMETA - METANEFrina URINARIA</i>	Limiti 52 - 341	U.M. mcg/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame METANFETAMINE URINARIE	Cod. Esame METAM	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 0	Giorni esec.
Materiale URINE	Conservazione Urine: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento <i>METAM - METANFETAMINE URINARIE</i>	Limiti Assenti < 500 ng/ml	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MICROALBUMINARIA 24H	Cod. Esame MIALBH	Metodica I. TURB	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Raccolta 24h conservata in frigorifero (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.33.4	
Valori di riferimento <i>MIALBH - MICROALBUMINARIA 24H</i>	Limiti <= 30	U.M. mg/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MICROALBUMINURIA	Cod. Esame MIALB	Metodica I. TURB	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. NON congelare.	Note operatore	Codice SSN 90.33.4	
Valori di riferimento <i>MIALB - MICROALBUMINURIA</i>	Limiti <= 30	U.M. mg/l	Note -	Sesso -

Descrizione Esame MICRODELEZIONI DEL CROMOSOMA X fragile e patologie associate	Cod. Esame DELEX	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA:	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento DELEX - MICRODELEZIONI DEL CROMOSOMA X fragile e patologie associate	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MIOGLOBINA	Cod. Esame PMIOG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 7 gg a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.33.5	
Valori di riferimento PMIOG - MIOGLOBINA -	Limiti Attenzione nuovi valori normali Giugno 2024 Uomo: < 154,9 Donna: < 106,0	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame MIOGLOBINA urinaria	Cod. Esame UMIO	Metodica NEFEL	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE MATTINO	Conservazione Analizzare subito o refrigerare (2-8°C); alcalinizzare se conservata	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento UMIO - MIOGLOBINA urinaria	Limiti <=1.0	U.M. micrgr/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MONO TEST	Cod. Esame EMONO	Metodica AGGL	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero/Plasma o sangue intero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 91.21.4	
Valori di riferimento EMONO - MONO TEST	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MTHFR A 1298 C	Cod. Esame MTHF2	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame MTHFR C 677 T	Cod. Esame MTHFR	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame MUCOPROTEINE-Alfa 1 glicoproteina	Cod.Esame EMUCO	Metodica I. TURB	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.06.1
Valori di riferimento <i>EMUCO - MUCOPROTEINE-Alfa 1 glicoproteina</i>	Limiti 50 - 120	U.M. <i>mg/dl</i>	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MUTAZ.APO B (R3500Q)	Cod.Esame MAPOB	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame MUTAZIONE ACE (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME)	Cod.Esame 1	Metodica PCR RT	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione 2 - 8°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>1 - MUTAZIONE ACE (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME)</i>	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame MUTAZIONE PAI-1 (4G/5G)	Cod.Esame MPAI	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 2 mesi a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.69.5
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame N,METILFORMAMMIDE	Cod.Esame FORMA	Metodica HPLC	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale ETIC	Conservazione Urine fine turno: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>FORMA - N,METILFORMAMMIDE</i>	Limiti IBE=15	U.M. <i>mg/l</i>	Note -	Sesso -
Descrizione Esame NEFA	Cod.Esame NEFA	Metodica ENZ COL	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Centrifugare subito, congelare plasma/siero a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>NEFA - NEFA</i>	Limiti 0.1 - 0.9	U.M. <i>mmol/l</i>	Note -	Sesso -
Descrizione Esame NICHEL	Cod.Esame NICHE	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione conservazione 2-8°C - stabile 7 giorni 2-8°C	Note operatore		Codice SSN 90.34.2
Valori di riferimento <i>NICHE - NICHEL</i>	Limiti fino a 1.0 per soggetti esposti non proposto per non esposti	U.M. <i>mcg/l</i>	Note -	Sesso -

Descrizione Esame NICHEL URINARIO	Cod. Esame NICU	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve	
Materiale URINE	Conservazione <i>Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.34.2	
Valori di riferimento NICU - NICHEL URINARIO -	Limiti <i>non esposti 0-5 esposti 0-22.5</i>	U.M. <i>mcg/g crea mcg/g crea</i>	Note - -	Sesso - -	
Descrizione Esame NORADRENALINA URINARIA	Cod. Esame NORU	Metodica Cromat.Liqu.	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve	
Materiale URINE ACIDIFICATE	Conservazione <i>Urine 24h acidificate, conservate in frigorifero (2-8°C) al riparo dalla luce</i>	Note operatore		Codice SSN 90.04.3	
Valori di riferimento NORU - NORADRENALINA URINARIA -	Limiti <i>40 - 600 14-99 anni 90 - 470 9-13 anni 45 - 380 3-8 anni <= 170 0-2 anni</i>	U.M. <i>nmol/24h nmol/24h nmol/24h nmol/24h</i>	Note - - - -	Sesso - - - -	

Descrizione Esame NORMETANEFRINE URINARIE	Cod. Esame NORME	Metodica HPLC	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile al buio: 7 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento NORME - NORMETANEFRINE URINARIE	Limiti 88 - 444	U.M. mcg/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame NSE (ENOLASI NEURONALE SPECIFICA)	Cod. Esame NSE2	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 1 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.18.4
Valori di riferimento NSE2 - NSE (ENOLASI NEURONALE SPECIFICA)	Limiti <= 16.3	U.M. U/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame NUMERO DI DIBUCAINA	Cod. Esame NUBUC	Metodica CIN	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento NUBUC - NUMERO DI DIBUCAINA - S1950 - COLINESTERASI -	Limiti NORMALI 70-90 Eterozigoti 30 - 70 Omozigoti < 20 DONNA 4300 12000 GRAVIDANZA 3600 9100 BAMBINA 5300 12900 UOMO 5300 12900 BAMBINO 5300 12900	U.M. % % U/l U/l U/l U/l U/l U/l U/l U/l	Note - - - - - - - - - - -	Sesso - - - - - - - - - - -
Descrizione Esame OMEGA SCREENING Acidi grassi essenziali	Cod. Esame *OME	Metodica GC-MS	Giorni lav. 22	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione Centrifugare rapidamente, congelare (-20°C)	Note operatore		Codice SSN *OMEG
Valori di riferimento *OME - OMEGA SCREENING Acidi grassi essenziali EPA - AC.ARACHID./AC.EICOSAPENTAENOICO EPA - DHA - AC.ARACH./AC.DOCOSAESAENOICO DHA -	Limiti - rapporto rischio proinfiammat./cardiovascolare < 3.0 basso 3.0 - 10 medio > 10.00 elevato rapporto rischio proinfiammat./cardiovascolare < 3.0 basso 3.0 - 4.0 medio > 4.0 elevato	U.M. - - - - - - -	Note - - - - - - -	Sesso - - - - - - -
Descrizione Esame OMOCISTEINA	Cod. Esame OMO	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve

Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore			Codice SSN 90.34.6
Valori di riferimento OMO - OMOCISTEINA -	Limiti 5 15 > 60 ANNI 5 20	U.M. micmol/l micmol/l	Note - -	Sesso - -	
Descrizione Esame ONCO ADVANCE RISK BRCA 1-2 PLUS	Cod. Esame ORBP	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve	
Materiale PLASMA INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore			Codice SSN
Valori di riferimento 3. ORBP - Interpretazione	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -	
Descrizione Esame ONCO ADVANCE RISK COMPLETE	Cod. Esame ONCO	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore			Codice SSN
Valori di riferimento ONCO - ONCO ADVANCE RISK COMPLETE ONCO.3 - Interpretazione	Limiti - -	U.M. - -	Note - -	Sesso - -	
Descrizione Esame ONCO ADVANCE RISK-BRAIN	Cod. Esame ORBRN	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore			Codice SSN
Valori di riferimento ORBRN - ONCO ADVANCE RISK-BRAIN 1. ORBRN - Tipo Campione: 2. ORBRN - Risultato: 3. ORBRN - Interpretazione:	Limiti - - - -	U.M. - - - -	Note - - - -	Sesso - - - -	

Descrizione Esame ONCO ADVANCE RISK-BRCA	Cod. Esame ORBRC	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 25	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA:	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ORBRC - ONCO ADVANCE RISK-BRCA 1. ORBRC - Tipo Campione: 2. ORBRC - Risultato: 3. ORBRC - Interpretazione:	Limiti - - -	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame ONCO ADVANCE RISK-BREAST	Cod. Esame ORBRE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
ORBRE - ONCO ADVANCE RISK-BREAST 1. ORBRE - Tipo Campione: 2. ORBRE - Risultato: 3. ORBRE - Interpretazione:	- - -	- - -	- - -	- - -
Descrizione Esame ONCO ADVANCE RISK-COLON	Cod. Esame ORCOL	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
ORCOL - ONCO ADVANCE RISK-COLON 1. ORCOL - Tipo di campione: 2. ORCOL - Risultato:	- - -	- - -	- - -	- - -
Descrizione Esame ONCO ADVANCE RISK-GASTRIC	Cod. Esame ORGST	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA:	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ORGST - ONCO ADVANCE RISK-GASTRIC 1. ORGST - Tipo Campione: 2. ORGST - Risultato: 3. ORGST - Interpretazione:	Limiti - - -	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame ONCO ADVANCE RISK-GYN	Cod. Esame ORGYN	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA:	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ORGYN - ONCO ADVANCE RISK-GYN 2. ORGYN - Risultato: 1. ORGYN - Tipo Campione: 3. ORGYN - Interpretazione:	Limiti - - -	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -

Descrizione Esame ONCO ADVANCE RISK-MELANOMA	Cod. Esame ORMLN	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA:	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ORMLN - ONCO ADVANCE RISK-MELANOMA 1. ORMLN - Tipo Campione: 2. ORMLN - Risultato: 3. ORMLN - Interpretazione:	Limiti - - -	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame ONCO ADVANCE RISK-PANCREAS	Cod. Esame ORPNS	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA:	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ORPNS - ONCO ADVANCE RISK-PANCREAS 1. ORPNS - Tipo Campione: 2. ORPNS - Risultato: 3. ORPNS - Interpretazione:	Limiti - - -	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame ONCO ADVANCE RISK-PHEO	Cod. Esame ORPHE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
ORPHE - ONCO ADVANCE RISK-PHEO 1. ORPHE - Tipo Campione: 2. ORPHE - Risultato: 3. ORPHE - Interpretazione:	- - -	- - -	- - -	- - -
Descrizione Esame ONCO ADVANCE RISK-PROSTATE	Cod. Esame ORPST	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
ORPST - ONCO ADVANCE RISK-PROSTATE 1. ORPST - Tipo di campione: 2. ORPST - Risultato: 3. ORPST - Interpretazione:	- - -	- - -	- - -	- - -
Descrizione Esame ONCO ADVANCE RISK-RENAL	Cod. Esame ORREN	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
ORREN - ONCO ADVANCE RISK-RENAL 1. ORREN - Tipo di campione: 2. ORREN - Risultato: 3. ORREN - Interpretazione:	- - -	- - -	- - -	- - -

Descrizione Esame ONCO ADVANCE RISK-THYROID	Cod.Esame ORTHY	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 30	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ORTHY - ONCO ADVANCE RISK-THYROID 2.ORTHY - Risultato: 1.ORTHY - Tipo Campione: 3.ORTHY - Interpretazione:	Limiti - - - -	U.M. - - - -	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame OPPIACEI URINARI	Cod.Esame OPPIU	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento OPPIU - OPPIACEI URINARI	Limiti ASSENTI cut-off 300 ng/ml	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ORMONE ANTI MULLERIANO (AMH)	Cod.Esame AMH	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 4°C fino a 4 giorni, fino a un mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.17.G	
Valori di riferimento AMH - ORMONE ANTI MULLERIANO (AMH) -	Limiti 18-25 anni 0.96-13.34 26-30anni 0.17-7.37 31-35 anni 0.07-7.35 36-40 anni 0.03-7.15 41-45 anni 0.0-3.27 > 45 anni 0.0-1.15	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml	Note - - - - - -	Sesso - - - - - -
Descrizione Esame OSMOLARITA' PLASMATICA	Cod.Esame OSMO	Metodica Estrapolativo	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Non congelare.Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.34.7	
Valori di riferimento OSMO - OSMOLARITA' PLASMATICA	Limiti Valore medio 287	U.M. mOsm/KgH2O	Note -	Sesso -
Descrizione Esame OSMOLARITA' URINARIA	Cod.Esame OSMU	Metodica CRIOSC	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Non congelare.Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.34.7	
Valori di riferimento OSMU - OSMOLARITA' URINARIA	Limiti 500 - 1200	U.M. mOSM/l	Note -	Sesso -

Descrizione Esame OSSALURIA	Cod.Esame POSSA	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve	
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Raccolta 24h, aggiungere acido		Note operatore		Codice SSN 90.35.3
Valori di riferimento POSSA - OSSALURIA -		Limiti 10 50 Attenzione :nuovi valori!	U.M. mg/24h mg/24h	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame OSTEOCALCINA	Cod.Esame UOSTE	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 2 mese a - 20°C		Note operatore		Codice SSN 90.35.4
Valori di riferimento UOSTE - OSTEOCALCINA -		Limiti Premenopausa 11- 43 Menopausa 15 - 46 Uomo 18-29 anni 24-70 Uomo 30-50 anni 14-42 Uomo > 50anni 14-46	U.M. micrgr/l micrgr/l micrgr/l micrgr/l micrgr/l	Note - - - - -	Sesso - - - - -
Descrizione Esame OXCARBAZEPINA (10 OH-CARBAZEPINA)	Cod.Esame *OXCA	Metodica Cromat.Liqu.	Giorni lav. 13	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Stabile 7 gg a -20°C		Note operatore		Codice SSN 90.17.B
Valori di riferimento *OXCA - OXCARBAZEPINA (10 OH-CARBAZEPINA)		Limiti 10 - 35	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame P1NP (Propeptide Aminoterminale Procollagene Tipo 1)	Cod.Esame P1NP	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 25	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Conservare a 2-8°C		Note operatore		Codice SSN 90.37.7
Valori di riferimento P1NP - P1NP (Propeptide Aminoterminale Procollagene Tipo 1)		Limiti dopo i 10 anni 28-128	U.M. micrgr/l	Note -	Sesso -

[illegible]

-

Descrizione Esame PARACETAMOLO	Cod. Esame PARAC	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 17	Giorni esec. Giovedì
Materiale SIERO	Conservazione Refrigerato (2-8°C)	Siero/Plasma:	Note operatore	Codice SSN
Valori di riferimento PARAC - PARACETAMOLO	Limiti -	U.M. UI/ml	Note -	Sesso -

Descrizione Esame PARATORMONE INTATTO	Cod. Esame PTHI	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.35.5	
Valori di riferimento PTHI - PARATORMONE INTATTO	Limiti 11.7 - 63.3	U.M. pg/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PARVOVIRUS B19 IGG	Cod. Esame PARVG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabilità 7 gg 2-8°C. Maggiore di 7 gg - 20°C	Note operatore	Codice SSN 91.25.4	
Valori di riferimento PARVG - PARVOVIRUS B19 IGG -	Limiti NEGATIVO < 2.0 DUBBIO 2 - 4.9 POSITIVO > 25	U.M. UI/ml UI/ml UI/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame PARVOVIRUS B19 IGM	Cod. Esame PARVM	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabilità 7 gg 2-8°C. Maggiore di 7 gg - 20°C	Note operatore	Codice SSN 91.25.4	
Valori di riferimento PARVM - PARVOVIRUS B19 IGM -	Limiti < 0.9 NEGATIVO 0.9 - 1.1 DUBBIO > 1.1 POSITIVO	U.M. Index Index Index	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame PEPTIDE C	Cod. Esame PEPC	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 2 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.11.1	
Valori di riferimento PEPC - PEPTIDE C	Limiti 1.1 - 4.4	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -

Descrizione Esame PEPTIDE C URINARIO	Cod. Esame PEPCU	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile 2 ore +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.11.1
Valori di riferimento PEPCU - PEPTIDE C URINARIO	Limiti 0.5 - 156	U.M. mcg/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PHI INDICE DI IPERTROFIA PROSTATICA	Cod. Esame *PHI	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Siero: Centrifugare entro 3 ore, separare e refrigerare (2-8°C) o congelare	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *PHI - PHI INDICE DI IPERTROFIA PROSTATICA - IPHI - Indice PHI -	Limiti < 21% Basso rischio 21 - 40 % Medio rischio > 40 % Alto rischio Basso rischio <21% Medio rischio 21% - 40% Alto rischio > 40%	U.M. % % % - -	Note - - - - -	Sesso - - - - -
Descrizione Esame PIOMBEMIA	Cod. Esame EPIOM	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale TAPPO VIOLA	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.36.3
Valori di riferimento EPIOM - PIOMBEMIA -	Limiti NON ESPOSTI < 35 ESPOSTI < 60	U.M. mcg/dl mcg/dl	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame PIOMBO URINARIO	Cod. Esame UPIOM	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE INIZ- FINE TURNO, URINE	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.36.3
Valori di riferimento UPIOM - PIOMBO URINARIO -	Limiti Popolazione generale < 2.64 Soggetti esposti. valore limite non proposto	U.M. mcg/L mcg/L	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame PLASMINOGENO	Cod. Esame PLASM	Metodica CROMOG.	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA CITRATO	Conservazione Stabile 1 mese a -20° C	Note operatore		Codice SSN 90.71.5
Valori di riferimento PLASM - PLASMINOGENO	Limiti 80 - 135	U.M. %	Note -	Sesso -

Descrizione Esame POLIOVIRUS IG G I-II-III	Cod. Esame POLIO	Metodica ELISA	Giorni lav. 6	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento POLIO - POLIOVIRUS IG G I-II-III -	Limiti < 0.8 Assenti 0.8 - 1.2 Dubbio > 1.2 Presenti	U.M. Index Index Index	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame POLIPEPTIDE INTESTINALE VASOATTIVO	Cod. Esame VIP	Metodica IMMUNOM	Giorni lav. 41	Giorni esec. Iu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione Plasma (EDTA + Aprotinina): centrifugare a freddo, congelare subito a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.36.5
Valori di riferimento VIP - POLIPEPTIDE INTESTINALE VASOATTIVO	Limiti 18 - 100	U.M. ng/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame POLIPEPTIDE PANCREATICO	Cod. Esame POPA	Metodica RIA	Giorni lav. 25	Giorni esec. Iu - ve
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione Centrifugare a temperatura ambiente, separare e congelare.	Note operatore		Codice SSN 90.36.5
Valori di riferimento POPA - POLIPEPTIDE PANCREATICO	Limiti < 100	U.M. pmol/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PORFIRINA	Cod. Esame PORFI	Metodica COL	Giorni lav. 7	Giorni esec. Iu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Al riparo rigoroso dalla luce, refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.37.1
Valori di riferimento PORFI - PORFIRINA	Limiti <= 220	U.M. mcg/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PORFOBILINOGENO	Cod. Esame PORFO	Metodica COL	Giorni lav. 7	Giorni esec. Iu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile al buio: 7 gg a 2° - 14°C	Note operatore		Codice SSN 90.37.2
Valori di riferimento PORFO - PORFOBILINOGENO	Limiti <= 2.1	U.M. mg/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame POTASSIO	Cod. Esame EK	Metodica ISE	Giorni lav. 1	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.37.4
Valori di riferimento EK - POTASSIO	Limiti 3.5 - 5.3	U.M. mEq/l	Note -	Sesso -

Descrizione Esame POTASSIO URINARIO 24H	Cod. Esame UK	Metodica ISE	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.37.4
Valori di riferimento UK - POTASSIO URINARIO 24H	Limiti 30 - 90	U.M. mEq/24 h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame POTASSIO URINARIO spot	Cod. Esame UKU	Metodica ISE	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.37.4
Valori di riferimento UKU - POTASSIO URINARIO spot	Limiti -	U.M. mmol/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PREALBUMINA	Cod. Esame PALB	Metodica I. TURB	Giorni lav. 12	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.37.6
Valori di riferimento PALB - PREALBUMINA	Limiti 20 - 40	U.M. mg/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PRENATAL EASY 3	Cod. Esame P-EASY3	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame PRENATAL SAFE 3	Cod. Esame PREN3	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione 4 settimane 2 - 8°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento PREN3 - PRENATAL SAFE 3	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PRENATAL SAFE 5	Cod. Esame PRENA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione 4 settimane 2 - 8°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame PRENATAL SAFE FULL RISK	Cod. Esame *FRPRENA	Metodica Next Generation Sequencing	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *FRPRENA - PRENATAL SAFE FULL RISK GFOCUS - Gene Screen FOCUS PSKP - Prenatal Safe Karyo Plus	Limiti - -	U.M. - -	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame PRENATAL SAFE KARIO	Cod. Esame KPREN	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione 4 settimane 2 - 8°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento KPREN - PRENATAL SAFE KARIO	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PRENATAL SAFE KARYO PLUS	Cod. Esame KPPREN	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame PRENATAL SAFE PLUS (Prenatal Safe 5 +)	Cod. Esame PPREN	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione 4 settimane 2 - 8°C	Note operatore		Codice SSN PPREN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame PRENATAL SURE 3	Cod. Esame SURE3	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue materno (provetta)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento SURE3 - PRENATAL SURE 3 1. SURE3 - Tipo Campione: 2. SURE3 - Risultato: 3. SURE3 - Interpretazione:	Limiti - - -	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame PRENATAL SURE 5	Cod. Esame SURE5	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente	Note operatore		Codice SSN
SURE5 - PRENATAL SURE 5 1. SURE5 - Tipo di campione: 2. SURE5 - Risultato: 3. SURE5 - Interpretazione:	Limiti - - -	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -

Descrizione Esame PRENATAL SURE G+ GENETICS PLUS	Cod. Esame SURGP	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue materno (provetta)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento SURGP - PRENATAL SURE G+ GENETICS PLUS 1. SURGP - Tipo Campione: 2. SURGP - Risultato: 3. SURGP - Interpretazione:	Limiti - - -	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame PRENATAL SURE G-GENETICS	Cod. Esame SURG	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente	Note operatore		Codice SSN
SURG - PRENATAL SURE G-GENETICS 1. SURG - Tipo Campione: 2. SURG - Risultato: 3. SURG - Interpretazione:	- - -	- - -	- - -	- - -
Descrizione Esame PRENATAL SURE K+KARYO PLUS	Cod. Esame SURKP	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente	Note operatore		Codice SSN
SURKP - PRENATAL SURE K+KARYO PLUS 1. SURKP - Tipo Campione: 2. SURKP - Risultato: 3. SURKP - Interpretazione:	- - -	- - -	- - -	- - -
Descrizione Esame PRENATAL SURE K-KARYO	Cod. Esame SURK	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente	Note operatore		Codice SSN
SURK - PRENATAL SURE K-KARYO 1. SURK - Tipo Campione: 2. SURK - Risultato: 3. SURK - Interpretazione:	- - -	- - -	- - -	- - -
Descrizione Esame PRENATAL SURE M-GENETICS MICRO	Cod. Esame SURGM	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente	Note operatore		Codice SSN
SURGM - PRENATAL SURE M-GENETICS MICRO 1. SURGM - Tipo Campione: 2. SURGM - Risultato: 3. SURGM - Interpretazione: 0.SURGM - PrenatalSure Karyo Plus	- - -	- - -	- - -	- - -

Descrizione Esame PRO BNP	Cod.Esame PBNP	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 1 mese a -20°C, massimo 4 gg. a 2 - 8°C	Note operatore		Codice SSN 90.36.6
Valori di riferimento PBNP - PRO BNP -	Limiti Attenzione : nuovi valori! Soggetti normali < 300 Probabile danno cardiaco fino a 50 anni > 450 50-75 anni > 900 oltre 75 anni > 1800	U.M. pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml	Note - - - - -	Sesso - - - - -
Descrizione Esame PROCALCITONINA	Cod.Esame PCT	Metodica EIA	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 48 ore a 4°C - per tempi più lunghi congelare	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento PCT - PROCALCITONINA -	Limiti < 0.5 basso rischio di sepsi 0.5 - 2.0 probabile sepsi > 2.0 elevato rischio di infezione sistemica severa >10 alto rischio di shock settico	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame PROD.DEGR TELOP.C urinari	Cod.Esame CTXU	Metodica IM. CHIM	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE MATTINO	Conservazione Urine della prima mattina: al riparo dalla luce, congelare se non analizzate subito	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento CTXU - PROD.DEGR TELOP.C urinari -	Limiti DONNA 0.83 3.3 MENOPAUSA 0.73 7.0 UOMO 0.5 4.0	U.M. mcg/mmolcr ea mcg/mmolcr ea mcg/mmolcr ea mcg/mmolcr ea	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame PROD.DEGR.TELOPEPTIDE C (CTX)	Cod.Esame CTX	Metodica CLIA	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 1 settimana 2-8°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento CTX - PROD.DEGR.TELOPEPTIDE C (CTX) -	Limiti Premenopausa < a 0.575 Post Menopausa < 1.017 UOMO 0.11 0.74	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml	Note - - -	Sesso - - -

Descrizione Esame PROFILING GENETICO	Cod. Esame GENIC	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA o Tampone: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame PROGESTERONE	Cod. Esame PG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.38.1
Valori di riferimento PG - PROGESTERONE -	Limiti F. FOLLICOLARE 0.27 - 2.61 F. LUTEINICA 3.28 - 38.63 MENOPAUSA < 0.2 - 0.82 UOMO < 0.2 - 3.37 gravidanza 1° trimestre 12.26 - 81.80 gravidanza 2° trimestre 11.11 - 81.40 gravidanza 3° trimestre 39.30 - 387.80	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml	Note - - - - - -	Sesso - - - - - -
Descrizione Esame PROGESTERONE 17 OH	Cod. Esame 17OHP	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 12 ore a 4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.01.2
Valori di riferimento 17OHP - PROGESTERONE 17 OH -	Limiti FASE FOLLIC. 0.46- 1.05 PICCO OVULAT. 0.13 - 1.46 FASE LUTEINICA 0.27 -2.41 MENOPAUSA 0.35 - 0.0.91 UOMO 0.29 - 2.06 PREPUBERI < 2.28 Attenzione: nuovi valori dal 18/9/23	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml	Note - - - - - -	Sesso - - - - - -
Descrizione Esame PROLATTINA	Cod. Esame PRL	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.38.2
Valori di riferimento PRL - PROLATTINA -	Limiti DONNA 5.18 - 26.53 MENOPAUSA 4.2-18.5 UOMO 3.46 - 19.6	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml	Note - - -	Sesso - - -

Descrizione Esame PROLATTINA 2° CAMPIONE	Cod. Esame PR20	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu, me, ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.38.2
Valori di riferimento PR20 - PROLATTINA 2° CAMPIONE -	Limiti 5.18-25.53 Uomo 3.46-19.6 Menopausa 4.2- 18.5	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame PROLATTINA 3° CAMPIONE	Cod. Esame PR30	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.38.2
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame PROLATTINA 4° CAMPIONE	Cod. Esame PR40	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu, me, ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame PROLATTINA 5° CAMPIONE	Cod. Esame PR45	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu, me, ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame PROTEINA BENCE JONES	Cod. Esame UJONE	Metodica FORESI	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE MATTINO	Conservazione Urine della mattina o 24h: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.69.2
Valori di riferimento UJONE - PROTEINA BENCE JONES	Limiti ASSENTE	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PROTEINA C COAGULATIVA	Cod. Esame PCCO	Metodica COAG	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA CITR. CONGELATO	Conservazione Centrifugare, separare il plasma e congelare immediatamente. Stabile 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.72.1
Valori di riferimento PCCO - PROTEINA C COAGULATIVA	Limiti 70 - 140	U.M. %	Note -	Sesso -

Descrizione Esame PROTEINA C REATTIVA	Cod. Esame EPCR	Metodica TURB.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.72.3
Valori di riferimento EPCR - PROTEINA C REATTIVA	Limiti 0.1 - 5	U.M. mg/L	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PROTEINA C REATTIVA PCR (HS)	Cod. Esame ASPCR	Metodica TURB.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.77.2
Valori di riferimento ASPCR - PROTEINA C REATTIVA PCR (HS)	Limiti < 0.5 Neonati 0-3 settimane < 0.41 Bambini sino a 15 anni < 0.28 Valutaz. rischio per malattie cardiovascolari < 0.1 Rischio basso 0.1 - 0.3 Rischio medio > 0.3 Rischio alto	U.M. mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl	Note - - - - - -	Sesso - - - - - -
Descrizione Esame PROTEINA CAT. EOSINOFILI	Cod. Esame ECP	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 15 gg a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ECP - PROTEINA CAT. EOSINOFILI	Limiti <= 16	U.M. mcg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PROTEINA S LIBERA	Cod. Esame PSCO	Metodica COAG	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA CITR. CONGELATO	Conservazione Centrifugare, separare il plasma e congelare immediatamente. Stabile 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.72.4
Valori di riferimento PSCO - PROTEINA S LIBERA	Limiti 57.6 - 112.5 72.2 - 123.3	U.M. % %	Note - -	Sesso F M

Descrizione Esame PROTEINE TOTALI	Cod. Esame EPPTO	Metodica COL	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero/Urine: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.38.5
Valori di riferimento <i>EPPTO - PROTEINE TOTALI</i>	Limiti 6.6 - 8.7	U.M. gr/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PROTEINURIA	Cod. Esame PROTU	Metodica TURB.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.38.5
Valori di riferimento <i>PROTU - PROTEINURIA</i>	Limiti < 0.15 Attenzione : nuovi valori normali dal 19/08/24	U.M. g/24h g/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PSA	Cod. Esame XPSA	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.56.5
Valori di riferimento <i>XPSA - PSA</i>	Limiti <= 4	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PSA FREE	Cod. Esame XFPSA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.56.6
Valori di riferimento <i>S2436 - ESITO S2437 - RAPPORTO FREE/TOTALE</i>	Limiti <= 0.9 > 0.16	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PSA FREE REFLEX	Cod. Esame RFPSA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame PSA Totale REFLEX	Cod. Esame RPSA	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.56.9
Valori di riferimento <i>RPSA - PSA Totale REFLEX</i>	Limiti <= 4	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -

Descrizione Esame PTT- TEMPO DI TROMBOPL. PARZIALE	Cod.Esame PTT	Metodica COAG	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA SODIO CITRATO	Conservazione Plasma da citrato: analizzare entro 4 ore a T.A. o congelare a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.76.1	
Valori di riferimento PTT - PTT- TEMPO DI TROMBOPL. PARZIALE	Limiti 22 - 35	U.M. secondi	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PrenatalADVANCE Genetics Omnia	Cod.Esame G-OMNIA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento G-OMNIA - PrenatalADVANCE Genetics Omnia 1.G-OMNIA - Tipo Campione: 2.G-OMNIA - Risultato: 3.G-OMNIA - Interpretazione:	Limiti - - -	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame PrenatalSafe Complete PLUS	Cod.Esame *PPRCO	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento *PPRCO - PrenatalSafe Complete PLUS GENE - GeneSafe Complete	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame PrenatalSure Plus	Cod.Esame SUREPL	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue materno (provetta speciale): Temperatura Ambiente (15-25°C), spedire subito	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento SUREPL - PrenatalSure Plus 1.SUREPL - Tipo Campione: 3.SUREPL - Interpretazione:	Limiti - - -	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame RADICALI LIBERI	Cod.Esame RADIC	Metodica COL	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Centrifugare immediatamente, congelare il siero a -80°C o -20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento RADIC - RADICALI LIBERI -	Limiti VALORE SOGLIA 300 320 STRESS OSS. LIEVE 320 340 STRESS OSS. MEDIO 340 400 STRESS OSS FORTE 400 500 STRESS OSS FORTISSIMO > 500	U.M. - - - -	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame RAME	Cod.Esame ECU	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.39.4	

Valori di riferimento ECU - RAME	Limiti 65 - 165	U.M. mcg/dl	Note -	Sesso -
----------------------------------	-----------------	----------------	-----------	------------

Descrizione Esame RAME URINARIO	Cod. Esame PRAMU	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.39.4
Valori di riferimento PRAMU - RAME URINARIO -	Limiti ADULTI 17 70 BAMBINI 6.0 54	U.M. mcg/24h mcg/24h mcg/24h mcg/24h	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame RAPPORTO CALCIURIA/CREATINURIA	Cod. Esame RCACR	Metodica COL	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale ETIC	Conservazione Urine estemporanee o 24h: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento RCACR - RAPPORTO CALCIURIA/CREATINURIA	Limiti 0,02 0,2	U.M. mg/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAPPORTO FOSFATUR./CREATINURIA	Cod. Esame RFOCR	Metodica COL	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale ETIC	Conservazione Urine estemporanee o 24h: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento RFOCR - RAPPORTO FOSFATUR./CREATINURIA	Limiti 0.34 - 0.66	U.M. mg/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAPPORTO IDROSSIP./CREATINURIA	Cod. Esame RCRID	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale ETIC	Conservazione Urine 24h: Refrigerato (2-8°C) (dieta priva di collagene nei giorni precedenti)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento RCRID - RAPPORTO IDROSSIP./CREATINURIA	Limiti 6 20	U.M. mg/gcrea	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAPPORTO K/L URINARIE	Cod. Esame K/LU	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale ETIC	Conservazione Urine della mattina o 24h: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento K/LU - RAPPORTO K/L URINARIE	Limiti 1.2 - 2.7	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAPPORTO PROTEINURIA/CREATINURIA	Cod. Esame RAC	Metodica COLOR	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE MATTINO	Conservazione Urine estemporanee (preferibilmente prima mattina): Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento RAC - RAPPORTO PROTEINURIA/CREATINURIA -	Limiti < 0.2 Normale 0.2-1.0 Proteinuria > 1.0 Protein. Severa	U.M. mg/mg crea mg/mg crea mg/mg crea	Note - - -	Sesso - - -

Descrizione Esame RAST : ARAGOSTA	Cod.Esame ARAGO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - gi
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST : VONGOLE	Cod.Esame VONG	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST :Tyrophagus Putrescentiae	Cod.Esame TIPU	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento <i>TIPU - RAST :Tyrophagus Putrescentiae</i>	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: ACACIA (T19)	Cod.Esame ACACI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ACARUS SIRO D70	Cod.Esame ACSI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ACER NEGUNDO	Cod.Esame ACNE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: AGLIO (f47)	Cod. Esame AGLIO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C</i>		Note operatore	
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note
Descrizione Esame RAST: AGROSTIS STOLONIFERA	Cod. Esame AGST	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione <i>2-8°C</i>		Note operatore	
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note
Descrizione Esame RAST: ALBICOCCA (f237)	Cod. Esame ALBIC	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 3	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>		Note operatore	
Valori di riferimento <i>ALBIC - RAST: ALBICOCCA (f237)</i>		Limiti -	U.M. -	Note -
Descrizione Esame RAST: ALFA LATTOALBUMINA (f76)	Cod. Esame ALAT	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>		Note operatore	
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note
Descrizione Esame RAST: ALNUS INCANA	Cod. Esame ALIN	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>		Note operatore	
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note
Descrizione Esame RAST: ALTERNARIA TENUIS	Cod. Esame ALTE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>		Note operatore	
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note

Descrizione Esame RAST: AMBROSIA ELATOR	Cod. Esame AMEL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C</i>		Note operatore	
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note
Descrizione Esame RAST: AMBROSIA PHILOST.	Cod. Esame AMPS	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>		Note operatore	
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note
Descrizione Esame RAST: AMOXICILLINA	Cod. Esame AMOXI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>		Note operatore	
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note
Descrizione Esame RAST: AMPICILLINA	Cod. Esame AMPIC	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>		Note operatore	
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note
Descrizione Esame RAST: ANANAS (f210)	Cod. Esame ANANA	Metodica EIA	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>		Note operatore	
Valori di riferimento ANANA - RAST: ANANAS (f210)		Limiti -	U.M. -	Note -
Descrizione Esame RAST: ANGURIA (f329)	Cod. Esame ANGUR	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 5	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>		Note operatore	
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note

Descrizione Esame RAST: ANISAKIS	Cod. Esame ANISA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ANTHOXANTHUM ODORATUM	Cod. Esame ANOD	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ARACHIDI (f13)	Cod. Esame ARAC	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ARANCE (f33)	Cod. Esame ARAN	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ARTEMISIA ABSINTHIUM	Cod. Esame ARAB	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ARTEMISIA V. (ASSENZIO)	Cod. Esame ASSEN	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: ASCARIS	Cod. Esame ASCAR	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 3	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C.</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ASPARAGO	Cod. Esame ASPAR	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a - 20°C.	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento ASPAR - RAST: ASPARAGO	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: ASPERGILLUS FUMIGATUS	Cod. Esame ASFU	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a - 20°C.	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ASPERGILLUS NIGER	Cod. Esame ASNI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a - 20°C.	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento ASNI - RAST: ASPERGILLUS NIGER	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: AVENA SATIVA (f7)	Cod. Esame AVEN	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: BAMBAGIONE	Cod. Esame BAMBA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a - 20°C.	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: BANANA (f92)	Cod. Esame BANAN	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: BASILICO (f269)	Cod. Esame BASIL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento BASIL - RAST: BASILICO (f269)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: BETA LATTOGLOBULINA (F77)	Cod. Esame LAGLO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: BETULA VERRUCOSA	Cod. Esame BEER	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: BIANCO D'UOVO (f1)	Cod. Esame BIUO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: BLATELLA GERMANICA	Cod. Esame BLATE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento BLATE - RAST: BLATELLA GERMANICA	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame RAST: CACAO (f93)	Cod. Esame CACAO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: CAFFE' (f221)	Cod. Esame CAFFE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: CALABRONE (I75)	Cod. Esame CALAB	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento CALAB - RAST: CALABRONE (I75)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: CALAMARO	Cod. Esame CHAL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: CANDIDA ALBICANS	Cod. Esame CAAL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: CARNE DI AGNELLO	Cod. Esame AGNEL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: CARNE DI BUE (F27)	Cod. Esame CARBU	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento CARBU - RAST: CARNE DI BUE (F27)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: CARNE DI MAIALE	Cod. Esame CARNM	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: CARNE DI TACCHINO	Cod. Esame TACCH	Metodica EIA	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento TACCH - RAST: CARNE DI TACCHINO	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: CAROTA	Cod. Esame CAROT	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: CASEINA	Cod. Esame CASE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: CASTAGNA (f299)	Cod. Esame CASTA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento CASTA - RAST: CASTAGNA (f299)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame RAST: CASTANEA SATIVA CASTAGNO (t206)	Cod. Esame CASAT	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento CASAT - RAST: CASTANEA SATIVA CASTAGNO (t206)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: CAVOLFIOR (F291)	Cod. Esame CAVOL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento CAVOL - RAST: CAVOLFIOR (F291)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: CECI (F309)	Cod. Esame CECI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento CECI - RAST: CECI (F309)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: CEFACLO	Cod. Esame CEFAC	Metodica EIA	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento CEFAC - RAST: CEFACLO	Limiti < 0.1	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: CEFALOSPORA	Cod. Esame CEFAL	Metodica EIA	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento CEFAL - RAST: CEFALOSPORA	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: CETRIOLO	Cod. Esame ISOCI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: CHAMPIGNON (FUNGO PRATAIOLO)	Cod. Esame CHAMP	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: CHENOPODIUM ALBUM	Cod. Esame CHENO	Metodica EIA	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento CHENO - RAST: CHENOPODIUM ALBUM	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: CILIEGIA (F242)	Cod. Esame CILIE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 3	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: CIPOLLA	Cod. Esame CIPOL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: CIPRESSO	Cod. Esame CIPRE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: CLADOSPORIUM ERBARUM	Cod. Esame CLHE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: CODINA-ALOPECURUS (G16)	Cod. Esame CODIN	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento CODIN - RAST: CODINA-ALOPECURUS (G16)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: CORYLUS AVELLANA	Cod. Esame COAV	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: COZZE	Cod. Esame COZZE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: CRIPTOMERIA JAPONICA (t17)	Cod. Esame CRIPT	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento CRIPT - RAST: CRIPTOMERIA JAPONICA (t17)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: CRYSANTH. LEUCANTHEMUM	Cod. Esame CRLE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: CYNODON DACTYLON	Cod. Esame CYDA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: DACTYLIS GLOMERATA	Cod. Esame DAGL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS	Cod. Esame DEMIC	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 3	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: DERMATOPHAGOIDES PTERONISSIMUS (D1)	Cod. Esame DEPT	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: DERMATOPHAGOIDES FARINAE (D2)	Cod. Esame DEFA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: DOLICHOVESPULA AR. (I5)	Cod. Esame DOLIC	Metodica EIA	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento DOLIC - RAST: DOLICHOVESPULA AR. (I5)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: EPITELIO DI CANE	Cod. Esame EPCA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: EPITELIO DI CONIGLIO	Cod. Esame EPCO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: EPITELIO DI GATTO	Cod. Esame EPGA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ERBA CALI	Cod. Esame ERCALI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ERBA CANINA	Cod. Esame ERBCA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: EUCALYPTUS	Cod. Esame EUCAL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento EUCAL - RAST: EUCALYPTUS	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: EUROGLYPHUS MAYNEI (D74)	Cod. Esame AMTR	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento AMTR - RAST: EUROGLYPHUS MAYNEI (D74)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame RAST: Epitelio/Forfora di CAVALLO	Cod. Esame EPCV	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: FAGGIO (t5)	Cod. Esame FAGGI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: FAGIOLI	Cod. Esame FAGIO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: FAGUS GRANDIFOLIA	Cod. Esame FAGR	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: FESTUCA ELATIOR	Cod. Esame FEEL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: FORFORA DI CANE	Cod. Esame FOCA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: FORMAGGIO DOLCE (F81)	Cod. Esame FORM	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento FORM - RAST: FORMAGGIO DOLCE (F81)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: FORMAGGIO FERMENT. (F82)	Cod. Esame FOFER	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento FOFER - RAST: FORMAGGIO FERMENT. (F82)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: FRAGOLE	Cod. Esame FRAGO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 2	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: FRASSINO (t15)	Cod. Esame FRASS	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: GAMBERI	Cod. Esame GAMBE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: GINEPRO-JUNIPERUS (T6)	Cod. Esame JUSA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento JUSA - RAST: GINEPRO-JUNIPERUS (T6)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame RAST: GLUTINE	Cod. Esame GLUTI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limite	C.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: GLYCYPHAGUS DOMESTICUS (D73)	Cod. Esame EPVA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limite	C.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: GRANCHI	Cod. Esame GRAN	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limite	C.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: GRANO	Cod. Esame GRANO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limite	C.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: GRANO SARACENO	Cod. Esame TRITI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limite	C.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: HOLCUS LANATUS	Cod. Esame HOLA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: IPPOCASTANO (t203)	Cod. Esame IPPO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento IPPO - RAST: IPPOCASTANO (t203)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: JUNGLAS CALIFORNICA(T10)	Cod. Esame JUCA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento JUCA - RAST: JUNGLAS CALIFORNICA(T10)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: JUNIPERUS	Cod. Esame JUNIP	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: KIWI (F84)	Cod. Esame KIWI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 3	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: LANA EPITELIO DI PECORA	Cod. Esame EPPE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: LATTE	Cod. Esame LATT	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: LATTICE	Cod. Esame LATTI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: LATTUGA (F215)	Cod. Esame LATTU	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento LATTU - RAST: LATTUGA (F215)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: LENTICCHIE	Cod. Esame LENTI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR (D71)	Cod. Esame LEPID	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento LEPID - RAST: LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR (D71)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: LIEVITO	Cod. Esame LIEVI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: LIGUSTRUM VULGARE	Cod. Esame LIGUS	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento LIGUS - RAST: LIGUSTRUM VULGARE	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: LIMONE (F208)	Cod. Esame LIMON	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento LIMON - RAST: LIMONE (F208)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: LOGLIARELLO (G5)	Cod. Esame LOGLI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: MAIS	Cod. Esame MAIS	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: MANDARINO	Cod. Esame MANDA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento MANDA - RAST: MANDARINO	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: MANDORLE	Cod. Esame MAND	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: MARGHERITA DEI PRATI	Cod. Esame MARG	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: MELANZANA	Cod. Esame MEL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: MELE	Cod. Esame MELE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: MELONE (F87)	Cod. Esame MELON	Metodica EIA	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento MELON - RAST: MELONE (F87)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: MIX ALBERI	Cod. Esame MALBE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: MIX EPITELI	Cod. Esame EPITE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: MIX ERBE VARIE	Cod. Esame MERBE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: MORUS ALBA GELSO BIANCO (t70)	Cod. Esame BGELSO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento BGELSO - RAST: MORUS ALBA GELSO BIANCO (t70)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: MUCOR RACEMOSUS (M4)	Cod. Esame MURA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento MURA - RAST: MUCOR RACEMOSUS (M4)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: MUFFE	Cod. Esame MUFFE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: NOCCIOLE	Cod. Esame NOCC	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: NOCCIOLO (t4)	Cod. Esame NOCCI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: NOCE (ALBERO) (T10)	Cod. Esame NOCEP	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 5	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento NOCEP - RAST: NOCE (ALBERO) (T10)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: NOCI	Cod. Esame NOCE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: NOCI BRASILIANE	Cod. Esame NOBR	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: OLIVO (t9)	Cod. Esame OLIVO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 3	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: OLMO (t8)	Cod. Esame OLMO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: ONTANO (t2)	Cod. Esame ONTAN	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ORTICA	Cod. Esame ORTIC	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ORZO	Cod. Esame ORZO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 5	Giorni esec. ma, gi, ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PALEO ODOROSO	Cod. Esame PALOD	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PARIETARIA JUDAICA	Cod. Esame PARJ	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 3	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PARIETARIA OFFICINALIS	Cod. Esame PARI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: PATATA	Cod. Esame PATAT	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PENICILLINA G	Cod. Esame PENG	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PENICILLINA V	Cod. Esame PENV	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PENICILLUM NOTATUM	Cod. Esame PENO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PERA	Cod. Esame PERA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PESCA	Cod. Esame PESCA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 5	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: PESCE MERLUZZO	Cod. Esame PEME	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PHALARIS ARUNDINACEA	Cod. Esame PHAL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento PHAL - RAST: PHALARIS ARUNDINACEA	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: PHLEUM PRATENSE (codolina)	Cod. Esame PHPR	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PHRAGMITES COMMUNIS	Cod. Esame PHCO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento PHCO - RAST: PHRAGMITES COMMUNIS	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: PINO (t213)	Cod. Esame PINO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PINOLO (F235)	Cod. Esame PINOL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento PINOL - RAST: PINOLO (F235)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -

Descrizione Esame RAST: PIOPPO (t14)	Cod. Esame PIOPP	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PISELLO	Cod. Esame PISE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PISTACCHIO (F203)	Cod. Esame PISTA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento PISTA - RAST: PISTACCHIO (F203)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: PIUME D'OCA	Cod. Esame PIUME	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PLANTAGO LANCEOLATA	Cod. Esame PLLA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PLATANUS ACERIFOLIA	Cod. Esame PLAC	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: PLATESSA	Cod. Esame PLATE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: POA ANNUA	Cod. Esame POAN	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: POLISTES APACHUS	Cod. Esame POLIS	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: POLLO	Cod. Esame POLLO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: POLPO	Cod. Esame POLP	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 6	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: POLVERE CASA GREER LABS	Cod. Esame POGR	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: POLVERE CASA HOLLISTER	Cod. Esame POHO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: POLVERE DI CASA	Cod. Esame POCA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: POLVERE DI CASA BENCARD	Cod. Esame POBE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: POMODORO	Cod. Esame POMO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: PREZZEMOLO	Cod. Esame TEAK	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: PRUGNA (F255)	Cod. Esame PRUGN	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento PRUGN - RAST: PRUGNA (F255)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: QUERCUS ALBA	Cod. Esame QUAL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: RISO	Cod. Esame RISO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ROSSO D'UOVO (TUORLO)	Cod. Esame ROUO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: SALICE	Cod. Esame SALI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: SALMONE	Cod. Esame SALMO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: SAMBUCUS NIGRA	Cod. Esame SAMBU	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento SAMBU - RAST: SAMBUCUS NIGRA	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: SEDANO	Cod. Esame SEDAN	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: SEGALE	Cod. Esame SEGA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: SEGALE CEREALE (G12)	Cod. Esame SECE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 5	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento SECE - RAST: SEGALE CEREALE (G12)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: SEPPIA	Cod. Esame SEPP	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: SOJA	Cod. Esame SOJA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale <i>SIERO</i>	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: SOLIDAGO VIRGAUREA	Cod. Esame SOVI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: SPINACI (F214)	Cod. Esame SPINA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento SPINA - RAST: SPINACI (F214)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: SUCCINILCOLINA (C202)	Cod. Esame SUNIL	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: TARAXACUM VULGARE	Cod. Esame TAVU	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento TAVU - RAST: TARAXACUM VULGARE	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: TETRACICLINA	Cod. Esame TETRA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 8	Giorni esec. gi - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento TETRA - RAST: TETRACICLINA	Limiti -	U.M. UI/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: TIGLIO (t208)	Cod. Esame TIGLI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: TONNO	Cod. Esame TONNO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: TRIFOGLIO	Cod. Esame TRIFO	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: TROTA	Cod. Esame TROTA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento TROTA - RAST: TROTA	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: ULMUS AMERICANA	Cod. Esame ULAM	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: UVA	Cod. Esame IVA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: VELENO DI APE	Cod. Esame APE	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame RAST: VELENO DI VESPA (VESPA SPECIES)	Cod.Esame VESPA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: ZANZARA (I71)	Cod.Esame ZANZA	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento ZANZA - RAST: ZANZARA (I71)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: ZEA MAYS (GRANOTURCO)	Cod.Esame ZMAYS	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 1	Giorni esec. ma, gi
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST: rPru p 1 PESCA (PRUNUS PERSICA)	Cod.Esame PRUP1	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 13	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.A	
Valori di riferimento PRUP1 - RAST: rPru p 1 PESCA (PRUNUS PERSICA)	Limiti -	U.M. KU/I	Note -	Sesso -
Descrizione Esame RAST: rPru p 3 PESCA (PRUNUS PERSICA)	Cod.Esame PRUP3	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 13	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.1	
Valori di riferimento PRUP3 - RAST: rPru p 3 PESCA (PRUNUS PERSICA)	Limiti classe 0 0.1-0.34 classe 1 0.35-0.69 classe 3 0.7-3.49 classe 4 17.5-52.4 classe 5 52.5-99.9 classe 6 >=100	U.M. KU/I KU/I KU/I KU/I KU/I KU/I	Note - - - - - -	Sesso - - - - - -
Descrizione Esame RAST: rPru p 4 PESCA (PRUNUS PERSICA)	Cod.Esame PRUP4	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 13	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.68.A	
Valori di riferimento PRUP4 - RAST: rPru p 4 PESCA (PRUNUS PERSICA)	Limiti -	U.M. KU/I	Note -	Sesso -

Descrizione Esame RAST:CARNE DI CONIGLIO	Cod.Esame CONI	Metodica F.E.I.A. (ImmunoCAP)	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame RAST:TAFANO (TABANUS)	Cod.Esame TAFAN	Metodica EIA	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C. oltre 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.68.1
Valori di riferimento TAFAN - RAST:TAFANO (TABANUS)	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame REAZIONE DI RIVALTA	Cod.Esame RIVAL	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale ETIC	Conservazione Temperatura ambiente (analizzare il liquido biologico il prima possibile)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame REAZIONE DI WAALER ROSE	Cod.Esame EWAAL	Metodica Emoaggl.Indiretta	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 7 gg a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.74.2
Valori di riferimento EWAAL - REAZIONE DI WAALER ROSE	Limiti < 8	U.M. UI/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame REAZIONE DI WEIL FELIX	Cod.Esame EWEIL	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 91.07.1
Valori di riferimento S1578 - BURNETI S1579 - CONORI S1580 - MOOSERI S1581 - PROTEUS-OX 19 S1582 - PROTEUS-OX 2 S1583 - PROTEUS OX K	Limiti NEGATIVA NEGATIVA NEGATIVA < 1:100 < 1:100 < 1:100	U.M. - - - - -	Note - - - - -	Sesso - - - - -
Descrizione Esame RECET.SOLUBILE TRANSFERRINA	Cod.Esame REC	Metodica NEFEL	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 8 gg a +2°C/8°C, -18°C per 3 mesi (congelare entro 24h dal prelievo)	Note operatore		Codice SSN 90.39.6
Valori di riferimento REC - RECET.SOLUBILE TRANSFERRINA	Limiti 0.76 - 1.76	U.M. mg/l	Note -	Sesso -

Descrizione Esame RENINA clino	Cod. Esame PRACL	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 4	Giorni esec. ma, gi
Materiale PL. EDTA CONG. CLINO	Conservazione Plasma (EDTA): Mantenere a temperatura ambiente fino a centrifugazione, poi congelare	Note operatore		Codice SSN 90.40.2
Valori di riferimento PRACL - RENINA clino		Limiti CLINO 1.0 - 20.00	U.M. pg/ml	Note -
Descrizione Esame RENINA orto	Cod. Esame PRA	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 4	Giorni esec. ma, gi
Materiale PL. EDTA CONG. ORTO	Conservazione Plasma (EDTA): Mantenere a temperatura ambiente fino a centrifugazione, poi congelare	Note operatore		Codice SSN 90.40.2
Valori di riferimento PRA - RENINA orto		Limiti ORTO 2.0 40.0	U.M. pg/ml	Note -
Descrizione Esame RESISTENZA GLOBULARE	Cod. Esame ERESG	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale TAPPO VIOLA	Conservazione Stabile 8 ore a t.a.	Note operatore		Codice SSN 90.74.4
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note -
Descrizione Esame RESISTENZA PROTEINA C ATTIVATA	Cod. Esame APCR	Metodica COAG	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale PLASMA CITR. CONGELATO	Conservazione Centrifugare separare il plasma e congelare immediatamente. Stabile 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.77.2
Valori di riferimento APCR - RESISTENZA PROTEINA C ATTIVATA		Limiti > 2.0	U.M. -	Note -
Descrizione Esame RETICOLOCITI	Cod. Esame ERETI	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 8 ore a t.a., 1 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.74.5
Valori di riferimento ERET - RETICOLOCITI		Limiti 2 20	U.M. /1000 ER	Note -

Descrizione Esame REUMA TEST	Cod.Esame ERATE	Metodica AGGL	Giorni lav. 2	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.64.2
Valori di riferimento ERATE - REUMA TEST		Limiti < 6	U.M. UI/ml	Note -
Descrizione Esame RH SAFE	Cod.Esame RHSAFE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. Iu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Sangue intero (EDTA): Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento RHSAFE - RH SAFE		Limiti -	U.M. -	Note -
Descrizione Esame RICERCA CHAMYDIA TR. SU URINE	Cod.Esame CLADU	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 5	Giorni esec. Iu - ve
Materiale URINE	Conservazione Primo getto d'urina della mattina, refrigerato (2-8°C) se ritarda	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento CLADU - RICERCA CHAMYDIA TR. SU URINE		Limiti -	U.M. -	Note -
Descrizione Esame RICERCA MICRODELEZIONI DELLA Y	Cod.Esame DELEY	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 25	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 7 giorni a + 4°C 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 91.29.3
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note
				Sesso

Descrizione Esame RPR	Cod. Esame RPR	Metodica AGGL	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 91.11.1
Valori di riferimento RPR - RPR	Limiti NEGATIVA	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame Rapporto Albuminuria/Creatinuria	Cod. Esame RAPAC	Metodica I. TURB	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE, URINE MATTINO	Conservazione Urine della mattina: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.33.4
Valori di riferimento RAPAC - Rapporto Albuminuria/Creatinuria -	Limiti < 30 Normoalbuminuria 30 - 300 Microalbuminuria > 300 Macroalbuminuria	U.M. mg/l mg/l mg/l	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame S BETA EMOL. GRUPPO B PCR	Cod. Esame *BEM	Metodica PCR RT	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale TAMP. SECCO	Conservazione Tampone vaginale/rettale: Refrigerato (2-8°C) se non inviato subito	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *BEM - S BETA EMOL. GRUPPO B PCR	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame S100	Cod. Esame S100	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Centrifugare e separare subito, congelare a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento S100 - S100 -	Limiti < 0.2 Attenzione :nuovi valori!	U.M. ng/ml ng/ml	Note - -	Sesso - -

Descrizione Esame SARS CoV 2 Ig G Anti RBD Prot. Spike	Cod. Esame SPIKE	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento 16 - BAU/ml -	Limiti < 33.8 NEGATIVO > 33.8 POSITIVO Attenzione : nuovi valori normali	U.M. BAU/ml BAU/ml BAU/ml	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame SCREENING DROGHE	Cod. Esame DRG	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Urine: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.40.8	
Valori di riferimento S1251 - OPIACEI E MATABOLITI URINARI S1252 - CANNABINOIDI URINARI S1253 - ANFETAMINE URINARIE S1254 - METANFETAMINE URINARIE S1255 - MDMA URINARIA S1256 - METADONE URINARIO S1257 - COCAINA E MATABOLITI URINARI	Limiti Assenti < 300 ng/ml Assenti < 50 ng/ml Assenti < 500 ng/ml Assenti < 500 ng/ml Assente < 500 ng/ml Assente < 300 ng/ml Assenti < 300 ng/ml	U.M. - - - - - -	Note - - - - - -	Sesso - - - - - -
Descrizione Esame SELENIO PLASMATICO	Cod. Esame SELE	Metodica ASS ATOM	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a + 4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.40.3	
Valori di riferimento SELE - SELENIO PLASMATICO	Limiti < 159	U.M. microgr/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame SENSIBILITA' AL NICHEL	Cod. Esame *INIC	Metodica	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale	Conservazione Patch test (T.A.) o test cellulare in vitro (Sangue intero a T.A., analizzare subito)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento *INIC - SENSIBILITA' AL NICHEL	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame SEROTONINA EMATICA	Cod. Esame ESERO	Metodica HPLC	Giorni lav. 3	Giorni esec. Lunedì
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione <i>Separare e congelare immediatamente.</i>	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ESERO - SEROTONINA EMATICA	Limiti 80 - 160	U.M. microgr/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame SEROTONINA URINARIA	Cod. Esame SEROT	Metodica HPLC	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 7 gg a 2 -8° C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento SEROT - SEROTONINA URINARIA	Limiti 26.6 - 182	U.M. mcg/24h	Note -	Sesso -

Descrizione Esame SHBG	Cod. Esame PSHBG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.25.7	
Valori di riferimento PSHBG - SHBG -	Limiti DONNA 15-50 anni 32.4-128 UOMO 20-50 anni 18.3-54.1 DONNA > 50 anni 27.1-128 UOMO > 50 anni 20.6-76.7 Attenzione :nuovi valori!	U.M. nmol/l nmol/l nmol/l nmol/l nmol/l	Note - - - - -	Sesso - - - - -
Descrizione Esame SIDEREMIA	Cod. Esame ESIDE	Metodica COL	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Refrigerato (2-8°C), evitare emolisi	Note operatore	Codice SSN 90.22.5	
Valori di riferimento ESIDE - SIDEREMIA	Limiti 50 - 170 65 - 175	U.M. mcg /dl mcg /dl	Note Anni: 0 - 105 Anni: 0 - 105	Sesso F M
Descrizione Esame SIDERURIA	Cod. Esame USIDE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE, URINE INIZ-FINE TURNO, URINE	Conservazione Urine estemporanee o 24h: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame SMA CARRIER TEST	Cod. Esame SMAC	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame SODIO	Cod. Esame ENA	Metodica ISE	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.40.4	
Valori di riferimento ENA - SODIO	Limiti 135 - 145	U.M. mEq/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame SODIO URINARIO 24H	Cod. Esame UNA	Metodica ISE	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.40.4	
Valori di riferimento UNA - SODIO URINARIO 24H	Limiti 50 - 200	U.M. mEq/24 h	Note -	Sesso -

[illegible]

Descrizione Esame STREPTOZYME TEST	Cod.Esame EZYME	Metodica A.D.	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C., 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>EZYME - STREPTOZYME TEST</i>	Limiti <i>< 150</i>	U.M. <i>U.S.</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>
Descrizione Esame STRESS OSSIDATIVO-ANTI AGING	Cod.Esame *AGING	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 25	Giorni esec. lu - ve
Materiale Siero/Plasma	Conservazione <i>Stabile 5 gg a t.a.</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>*AGING - STRESS OSSIDATIVO-ANTI AGING</i>	Limiti <i>-</i>	U.M. <i>-</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>
Descrizione Esame T3 FREE	Cod.Esame FT3	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.43.3
Valori di riferimento <i>FT3 - T3 FREE</i>	Limiti <i>1.58 - 3.91</i>	U.M. <i>pg/ml</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>
Descrizione Esame T3 FREE	Cod.Esame RFT3	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>RFT3 - T3 FREE</i>	Limiti <i>1.58 - 3.91</i>	U.M. <i>pg/ml</i>	Note <i>-</i>	Sesso <i>-</i>

Descrizione Esame T3 REVERSE	Cod.Esame RT3	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 12	Giorni esec. Lunedì
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C) o congelato (-20°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento RT3 - T3 REVERSE		Limiti 0.31 - 0.95	U.M. ng/ml	Note -
Descrizione Esame T4 FREE	Cod.Esame FT4	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN 90.42.3	
Valori di riferimento FT4 - T4 FREE		Limiti 0.7 - 1.48	U.M. ng/dl	Note -
Descrizione Esame T4 FREE	Cod.Esame RFT4	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento RFT4 - T4 FREE		Limiti 0.7 - 1.48	U.M. ng/dl	Note -
Descrizione Esame TACROLIMUS DOSAGGIO	Cod.Esame *TACRO	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale TAPPO VIOLA	Conservazione Sangue intero (EDTA): Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 90.17.C	
Valori di riferimento *TACRO - TACROLIMUS DOSAGGIO		Limiti 5 - 20	U.M. ng/ml	Note -
Descrizione Esame TAMPONE RETTALE PER BATTERI MULTIRESISTENTI	Cod.Esame MURET	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO, TAMP. TERR. LIQUIDO, TAMPONE RETTALE	Conservazione Il campione può essere conservato in frigo per massimo 7 giorni	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note
				Sesso

Descrizione Esame TBG - Globulina Legante la tiroxina	Cod.Esame UTBG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>		Note operatore		Codice SSN 90.26.2
Valori di riferimento <i>UTBG - TBG - Globulina Legante la tiroxina</i>		Limiti 13 - 39	U.M. <i>mcg/ml</i>	Note -	Sesso -
Descrizione Esame TCE (TRICLOROETANOLO)	Cod.Esame TCE	Metodica GAS-CROM	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve	
Materiale ETIC	Conservazione Urine: Refrigerato (2-8°C) in contenitore ben sigillato		Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento <i>TCE - TCE (TRICLOROETANOLO)</i>		Limiti IBE=30	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame TEMPO DI PROTROMBINA	Cod.Esame TAP	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 0	Giorni esec. lu - ve	
Materiale PLASMA SODIO CITRATO	Conservazione <i>Centrifugare, separare e congelare subito il plasma. Stabile 7 gg a -20°C</i>		Note operatore		Codice SSN 90.75.4
Valori di riferimento S2100 - % S2101 - INR		Limiti 70 142 0.81 1.13	U.M. - -	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame TEOFILLINA	Cod.Esame PTEOF	Metodica EIA	Giorni lav. 6	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +2-8°C, 1 mese a - 20°C</i>		Note operatore		Codice SSN 90.17.C
Valori di riferimento PTEOF - TEOFILLINA		Limiti <i>TERAPEUTICO</i> 6 20	U.M. <i>mcrg/ml</i>	Note -	Sesso -

Descrizione Esame TEST ALLA COTININA	Cod. Esame UCOTI	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 14	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero/Urine/Saliva: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame TEST DI CONFERMA DROGHE	Cod. Esame CONFE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Urine: Congelato (-20°C) o Refrigerato (2-8°C) in attesa di LC-MS	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame TEST DI COOMBS DIRETTO	Cod. Esame CODIR	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 24 h a t.a., 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.58.2
Valori di riferimento CODIR - TEST DI COOMBS DIRETTO	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame TEST DI FRAMMENTAZIONE DEL DNA SPERMATICO	Cod. Esame FRAMM	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale CAMPIONE BIOLOGICO	Conservazione stabile 12 ore 2°-8°	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento FRAMM - TEST DI FRAMMENTAZIONE DEL DNA SPERMATICO -	Limiti DFI < uguale 10% Fertilità Ottimale DFI >10% - < 30% Fertilità Ridotta DFI > 30% Infertilità	U.M. - - -	Note - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame TEST DI GRAVIDANZA URINARIO	Cod. Esame GRAV	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile 2 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.27.3
Valori di riferimento GRAV - TEST DI GRAVIDANZA URINARIO	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame TEST DI PATERNITA'	Cod. Esame PATLE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 20	Giorni esec. lu - ve
Materiale ETIC	Conservazione Sangue intero in EDTA o Tampone buccale: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame TEST DI PATERNITA' - USO LEGALE	Cod. Esame LPATE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale ETIC	Conservazione Sangue intero in EDTA o Tampone buccale (Catena di custodia): Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame TEST DI SIA	Cod. Esame ESIA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale ETIC	Conservazione Siero fresco: analizzare rapidamente, non refrigerare eccessivamente prima del test	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento ESIA - TEST DI SIA	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame TEST DISBIOSI INTESTINALE	Cod. Esame *DIS	Metodica HPLC	Giorni lav. 13	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Stabile a 7 giorni 2 - 8° C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *DIS - TEST DISBIOSI INTESTINALE SCATO - SCATOLO URINARIO - Indo - INDICANO URINARIO -	Limiti - <10 Assenza di Disbiosi 10-20 Disbiosi lieve 20-40 Disbiosi media > 40 Disbiosi grave < 20 Assenza di disbiosi 20-40 Disbiosi lieve 40-80 Disbiosi media > 80 Disbiosi grave	U.M. - microgr/l microgr/l microgr/l microgr/l mg/l mg/l mg/l mg/l	Note - - - - - - - -	Sesso - - - - - - - -
Descrizione Esame TEST PRE-ECLAMPSIA (PLGF)	Cod. Esame TECLA	Metodica EIA	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C) fino a 48h, altrimenti congelato a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento TECLA - TEST PRE-ECLAMPSIA (PLGF)	Limiti -	U.M. pg/ml	Note -	Sesso -
Descrizione Esame TEST SORDITA' CONGENITA Principali mutazioni	Cod. Esame SORDI	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - sa
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame TESTOSTERONE	Cod. Esame TE	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.41.3

Valori di riferimento TE - TESTOSTERONE -		Limiti DONNA 21-49 anni 0.25 - 2.75 DONNA > = 50 anni 0.3 - 1.28 UOMO 21-49 anni 1.63 - 34.00 UOMO > = 50 anni 4.41 - 35.38		U.M. nmol/L nmol/L nmol/L nmol/L	Note - - - -	Sesso - - - -
Descrizione Esame TESTOSTERONE LIBERO	Cod. Esame TEL	Metodica CHEMIL.		Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione 12 ore a +4°C, 1 mese a -20°C		Note operatore		Codice SSN 90.41.4	
Valori di riferimento TEL - TESTOSTERONE LIBERO -		Limiti DONNA 18-39 anni < 5.45 > 40anni < 4.43 UOMO 18-39 anni 12.3 46.6 40-59 anni 9.57 40.6 > 60anni 7.72 31.4		U.M. pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml	Note - - - - - -	Sesso - - - - - -
Descrizione Esame TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA	Cod. Esame TLP	Metodica CITOFUOR		Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 6 h a t.a. Conservazione 3 giorni a 4°C		Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento TLP - TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA S2154 - GLOBULI BIANCHI S2155 - LINFOCITI TOTALI S2156 - B CD19+ VALORE % S2157 - T HELPER CD3+CD4+ V. % S2158 - T CD3+ VALORE % S2159 - T SUPPRESSOR CD3+CD8+ VALORE % S2160 - NK CD16+/56+ VALORE % S2161 - RAPPORTO CD3+CD4+/CD3+CD8+ S2162 - LINFOCITI VALORE % B2156 - B CD19+ VAL.ASSOLUTO S2158 - T HELPER CD3+CD4+ VAL. ASSOLUTO B158 - T CD3+ VAL.ASSOLUTO B2159 - T SUPPRESSOR CD3+CD8+ VAL.ASSOLUTO B2160 - NK CD16+/56+ VAL.ASSOLUTO B2161 - COMMENTO:		Limiti - 4800 - 10800 900 - 5300 9 - 29 27 - 57 55 - 82 14 - 34 2 - 22 1.2 - 2.5 19 - 49 200 - 1259 562 - 2692 1072 - 3890 331 - 1445 25 - 450 -		U.M. - /microlitr i microl % % % % % - % - - - - - -	Note - - - - - - - - - - - - - - - -	Sesso - - - - - - - - - - - - - - - -

-					
Descrizione Esame TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA	Cod. Esame TLP2	Metodica CITOFLUOR	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Sangue intero in EDTA: Temperatura Ambiente (18-25°C), MAI congelare, analizzare entro 24h	Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento TLP2 - TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA LNK - Natural Killer CD56+ CD3- Valore % 22 - Citotossici CD3+ CD8+ V.assoluto G_ TLP2 - GLOBULI BIANCHI L_ TLP2 - LINFOCITI TOTALI LI_ TLP2 - LINFOCITI Valore % CD3_ TLP - T CD3+ Valore % VA_ TLP2 - T CD3+ V.assoluto CD19_ TLP - B CD19+ Valore % T HELPER - T.HELPER CD3+ CD4+ V. assoluto VA_ TH - T HELPER CD3+ CD4+ % L.T.Citot - L.T. Citotossici CD3+ CD8+ % VA_ CD19 - LINFOCITI B CD19+ Valore assoluto VA_ NK - NATURAL KILLER CD56+ CD3- V.assoluto COMM - CONCLUSIONI RAP - Rapporto CD4+/CD8+	Limiti - 10 - 19 500 - 900 4800 - 10800 1100 - 1700 67 - 76 67 - 76 1100 - 1700 11 - 16 700 - 1100 38 - 46 31 - 40 200 - 400 200 - 400 - 1 - 19	U.M. - % - /microlitri microl % % - % - - - - - - - -	Note - - - - - - - - - - - - - - - -	Sesso - - - - - - - - - - - - - - - -	
Descrizione Esame TIREOGLOBULINA	Cod. Esame HTG	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C) o congelato (-20°C)	Note operatore		Codice SSN 90.41.5	
Valori di riferimento HTG - TIREOGLOBULINA	Limiti 3.68 - 64.1	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -	
Descrizione Esame TITOLO ANTISTAFILOLISINICO	Cod. Esame UTAF	Metodica A.D.	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN	
Valori di riferimento UTAF - TITOLO ANTISTAFILOLISINICO	Limiti < 2	U.M. UI/ml	Note -	Sesso -	
Descrizione Esame TITOLO ANTISTREPTOLISINICO	Cod. Esame ETAS	Metodica I. TURB	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 91.08.5	
Valori di riferimento ETAS - TITOLO ANTISTREPTOLISINICO	Limiti 0.5 - 200	U.M. IU/ml	Note -	Sesso -	

Descrizione Esame TOLUENE URINARIO	Cod. Esame UTOLU	Metodica GAS-CROM	Giorni lav. 9	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE	Conservazione Urine fine turno: Contenitore ben sigillato, Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento UTOLU - TOLUENE URINARIO	Limiti -	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame TOPIRAMATO	Cod. Esame TOPIR	Metodica Cromat.Liqu.	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - gi
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione CONSERVARE A -20°C	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento TOPIR - TOPIRAMATO	Limiti 2 - 10	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame TPA	Cod. Esame UTPA	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.56.4	
Valori di riferimento UTPA - TPA	Limiti ≤ 75	U.M. UI	Note -	Sesso -
Descrizione Esame TPHA	Cod. Esame ETPHA	Metodica IHA	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 91.10.4	
Valori di riferimento ETPHA - TPHA	Limiti NEGATIVO	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame TRANSAMINASI GOT	Cod. Esame EGOT	Metodica CIN	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.09.2	
Valori di riferimento EGOT - TRANSAMINASI GOT	Limiti ≤ 37	U.M. UI	Note -	Sesso -
Descrizione Esame TRANSAMINASI GPT	Cod. Esame EGPT	Metodica CIN	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.04.5	
Valori di riferimento EGPT - TRANSAMINASI GPT	Limiti ≤ 55	U.M. UI	Note -	Sesso -

Descrizione Esame TRANSFERRINA	Cod.Esame ETRAI	Metodica I. TURB	Giorni lav. 1	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.42.5
Valori di riferimento ETRAI - TRANSFERRINA		Limiti 200 - 360	U.M. mg/dl	Note -
Descrizione Esame TRANSFERRINA INSATURA	Cod.Esame ETRAI	Metodica I. TURB	Giorni lav. 4	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 90.42.4
Valori di riferimento ETRAI - TRANSFERRINA INSATURA		Limiti 112 - 346	U.M. mg/dl	Note -
Descrizione Esame TREPONEMA P. ANTIC. Ig M	Cod.Esame TREPOM	Metodica CLIA	Giorni lav. 4	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 2-8 C. Per conservazione superiore a 7 giorni - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento TREPOM - TREPONEMA P. ANTIC. Ig M		Limiti < 0.9 Negativo 0.9 - 1.1 Dubbio > 1.1 Positivo	U.M. RLU RLU RLU	Note - - -
Descrizione Esame TREPONEMA P. Ig Totali	Cod.Esame TREPO	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione 2-8 C. Per conservazione superiore a 7 giorni - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento TREPO - TREPONEMA P. Ig Totali		Limiti Attenzione nuovi valori normali Giugno 2024 < 1.0: Assenti => 1.0: Presenti	U.M. C.O.I. C.O.I. C.O.I.	Note - - -
Descrizione Esame TRIGLICERIDI	Cod.Esame ETRIG	Metodica COL	Giorni lav. 1	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN 90.43.2
Valori di riferimento ETRIG - TRIGLICERIDI		Limiti 50 - 150	U.M. mg/dl	Note -
Descrizione Esame TRIPTASI	Cod.Esame TRIPT	Metodica ELISA	Giorni lav. 17	Giorni esec. Iu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Centrifugare e separare il siero Conservare il siero a 4°C fino a 7 gg, - 20°C fino a 30 gg	Note operatore		Codice SSN 90.42.B
Valori di riferimento TRIPT - TRIPTASI		Limiti <= 15	U.M. ng/ml	Note -
Descrizione Esame TROPONINA I alta sensibilità	Cod.Esame PTROP	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. Iu - ve

Materiale SIERO	Conservazione Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C) se analizzato entro 24h, altrimenti	Note operatore			Codice SSN 90.82.3
Valori di riferimento <i>PTROP - TROPONINA I alta sensibilità</i>	Limiti 0.5 - 34.2 0.5 - 15.6	U.M. pg/ml pg/ml	Note - -	Sesso M F	
Descrizione Esame TSH	Cod. Esame TSH	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C.	Note operatore			Codice SSN 90.42.1
Valori di riferimento <i>TSH - TSH</i>	Limiti 0.35 - 4.9	U.M. mIU/L	Note -	Sesso -	
Descrizione Esame TSH REFLEX	Cod. Esame RTSH	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore			Codice SSN 90.41.8
Valori di riferimento <i>RTSH - TSH REFLEX</i>	Limiti 0.35 - 4.9	U.M. mIU/L	Note -	Sesso -	
Descrizione Esame Test di conferma CANNABINOIDI	Cod. Esame CONCA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve	
Materiale KIT DEDICATO	Conservazione Urine: Congelato (-20°C) o Refrigerato (2-8°C)	Note operatore			Codice SSN
Valori di riferimento <i>CONCA - Test di conferma CANNABINOIDI</i>	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -	
Descrizione Esame Tiroxina T4	Cod. Esame T4	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve	
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore			Codice SSN 90.42.3
Valori di riferimento <i>T4 - Tiroxina T4</i>	Limiti 4.87 - 11.72	U.M. mcg/dl	Note -	Sesso -	

Descrizione Esame Triiodotironina T3	Cod. Esame T3	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 4	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione <i>Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.43.3
Valori di riferimento T3 - Triiodotironina T3		Limiti 0.35 - 1.93	U.M. ng/ml	Note -
Descrizione Esame UGT1A1	Cod. Esame *UGT1A1	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione <i>stabile 7 giorni a 2 - 8°C</i>	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento		Limiti	U.M.	Note
Descrizione Esame UREA URINARIA	Cod. Esame UREAU	Metodica CIN	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione <i>Stabile 3 gg a +4°C</i>	Note operatore		Codice SSN 90.44.1
Valori di riferimento UREAU - UREA URINARIA		Limiti 26 43	U.M. gr/24h	Note -

Descrizione Esame URICURIA 24H	Cod.Esame URICU	Metodica COL	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C	Note operatore	Codice SSN 90.43.5	
Valori di riferimento URICU - URICURIA 24H	Limiti 0.25 - 0.75	U.M. gr/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame UROPORFIRINE	Cod.Esame UROPO	Metodica CROMAT.	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione 2 - 8°C 48 ore / -20°C 2 mesi	Note operatore	Codice SSN 90.37.1	
Valori di riferimento UROPO - UROPORFIRINE	Limiti 15 - 50	U.M. mcg/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame VDRL	Cod.Esame EVDRL	Metodica FLOC	Giorni lav. 3	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero/Plasma: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN 91.11.1	
Valori di riferimento EVDRL - VDRL	Limiti NEGATIVA	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame VES	Cod.Esame EVES	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 1	Giorni esec. lu - ve
Materiale PROVETTA DEDICATA	Conservazione Stabile 8 ore a t.a.	Note operatore	Codice SSN 90.82.5	
Valori di riferimento EVES - VES	Limiti <= 12 <= 18	U.M. -	Note Anni: 0 - 199 -	Sesso M F
Descrizione Esame VIRUS ENTEROTROPI/CARDIOTROPI	Cod.Esame ENTER	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 25	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero o plasma (per sierologia/PCR): Refrigerato (2-8°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento ENTER - VIRUS ENTEROTROPI/CARDIOTROPI	Limiti -	U.M. -	Note -	Sesso -
Descrizione Esame VITAMINA A	Cod.Esame *VITA	Metodica HPLC	Giorni lav. 5	Giorni esec. Venerdì
Materiale PLASMA EDTA CONGELATO	Conservazione Centrifugare entro 1 ora dal prelievo, separare il plasma e congelare subito. Stabile 1 mese a -20°C. Tenere il campione al riparo dalla luce	Note operatore	Codice SSN 90.45.2	
Valori di riferimento *VITA - VITAMINA A	Limiti 0.2 - 0.8 Attenzione nuovi valori normali Giugno 2024	U.M. mg/l mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame VITAMINA B 12	Cod.Esame VB12	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - gi

Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C. Tenere il campione al riparo dalla luce.	Note operatore			Codice SSN 90.13.5
Valori di riferimento VB12 - VITAMINA B 12		Limiti 208 - 964	U.M. pg/ml	Note -	Sesso -

Descrizione Esame VITAMINA B 3	Cod. Esame VIB3	Metodica LC-MS	Giorni lav. 17	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Siero/Plasma al riparo dalla luce, congelato (-20°C)	Note operatore	Codice SSN	
Valori di riferimento VIB3 - VITAMINA B 3		Limiti 10 - 63	U.M. micgr/L	Note -
Descrizione Esame VITAMINA B 6	Cod. Esame *VIB6	Metodica HPLC	Giorni lav. 16	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA CONGELATO	Conservazione -20°	Note operatore	Codice SSN 90.45.1	
Valori di riferimento *VIB6 - VITAMINA B 6		Limiti 8.7 - 27.2	U.M. mcgr/l	Note -
Descrizione Esame VITAMINA B1	Cod. Esame *VIB1	Metodica HPLC	Giorni lav. 14	Giorni esec. Lunedì
Materiale SANGUE INTERO EDTA CONGELATO	Conservazione - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.45.1	
Valori di riferimento *VIB1 - VITAMINA B1		Limiti 32 - 95	U.M. mcg/l	Note -
Descrizione Esame VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA)	Cod. Esame *VIB2	Metodica HPLC	Giorni lav. 5	Giorni esec. Lunedì
Materiale SANGUE INTERO EDTA CONGELATO	Conservazione Tenere al buio e congelare	Note operatore	Codice SSN 90.45.1	
Valori di riferimento *VIB2 - VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA)		Limiti 137 - 370	U.M. mcg/l	Note -
Descrizione Esame VITAMINA C	Cod. Esame *VITC	Metodica HPLC	Giorni lav. 10	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Proteggere dalla luce con carta argentata.	Note operatore	Codice SSN 90.45.1	
Valori di riferimento *VITC - VITAMINA C		Limiti 4.6 - 14.9	U.M. mg/l	Note -
Descrizione Esame VITAMINA D 1-25 diidrossi	Cod. Esame VID125	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 14	Giorni esec. Mercoledì
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione 1 mese a - 20°C	Note operatore	Codice SSN 90.44.5	
Valori di riferimento VID125 - VITAMINA D 1-25 diidrossi		Limiti 16 - 85	U.M. pg/ml	Note -

Descrizione Esame VITAMINA D Totale (25-OH)	Cod.Esame PVD3	Metodica CHEMIL.	Giorni lav. 2	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 4 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN 90.44.6
Valori di riferimento PVD3 - VITAMINA D Totale (25-OH) -	Limiti DEFICENZA < 10 INSUFFICIENZA 10 30 SUFFICIENZA 30 100 TOSSICITA' >100	U.M. ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml	Note - - - -	Sesso - - -
Descrizione Esame VITAMINA E	Cod.Esame *VITE	Metodica Cromat.Liqu.	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO	Conservazione Centrifugare entro 1 ora dal prelievo, separare il plasma e congelare subito. Stabile 1 mese a -20°C. Tenere il campione al riparo dalla luce	Note operatore		Codice SSN 90.45.2
Valori di riferimento *VITE - VITAMINA E	Limiti 5 - 20	U.M. mg/l	Note -	Sesso -
Descrizione Esame VON WILLEBRAND ATTIVITA'	Cod.Esame VONW	Metodica I. TURB	Giorni lav. 11	Giorni esec. Mercoledì
Materiale PLASMA CITR. CONG E.	Conservazione -20° C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento VONW - VON WILLEBRAND ATTIVITA'	Limiti 50.4 - 180	U.M. %	Note -	Sesso -
Descrizione Esame WIDAL WRIGHT	Cod.Esame ESIER	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 5	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Siero: Refrigerato (2-8°C)	Note operatore		Codice SSN 91.08.1
Valori di riferimento S1565 - TIFO ANTIGENE O S1566 - TIFO ANTIGENE H S1567 - PARATIFO A S1569 - PARATIFO B S1571 - BRUCELLA	Limiti < 1 : 40 < 1 : 40 < 1 : 40 < 1 : 40 < 1 : 40	U.M. - - - - -	Note - - - - -	Sesso - - - - -
Descrizione Esame X FRAGILE	Cod.Esame FRAXA	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 8	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso

Descrizione Esame X FRAGILE-FRAXE	Cod.Esame FRAXE	Metodica CHEMILUMINESCENZA (CLIA)	Giorni lav. 15	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento	Limiti	U.M.	Note	Sesso
Descrizione Esame ZINCO	Cod.Esame ZINCO	Metodica HPLC	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO	Conservazione Stabile 3 gg a +4°C, 1 mese a - 20°C. Centrifugare e separare immediatamente.	Note operatore		Codice SSN 90.45.4
Valori di riferimento ZINCO - ZINCO	Limiti 80 - 125	U.M. mcgr/dl	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ZINCO URINARIO	Cod.Esame ZINCU	Metodica COLOR	Giorni lav. 11	Giorni esec. lu - ve
Materiale URINE 24 ORE	Conservazione Stabile 7 gg a +4°C	Note operatore		Codice SSN 90.45.4
Valori di riferimento ZINCU - ZINCO URINARIO	Limiti 150 - 1200	U.M. mcgr/24h	Note -	Sesso -
Descrizione Esame ZINCOPROTOPORFIRINE	Cod.Esame ZIPRO	Metodica COL	Giorni lav. 7	Giorni esec. lu - ve
Materiale SANGUE INTERO EDTA	Conservazione Stabile 10 gg a +2-4°C	Note operatore		Codice SSN 90.45.5
Valori di riferimento ZIPRO - ZINCOPROTOPORFIRINE -	Limiti ESPOSTI < 12 NON ESPOSTI < 2.5	U.M. mcgr/gr Hb mcgr/gr Hb	Note - -	Sesso - -
Descrizione Esame ZONULINA SIERICA	Cod.Esame *ZONUL	Metodica ELISA	Giorni lav. 23	Giorni esec. lu - ve
Materiale SIERO CONGELATO, SIERO CONGELATO	Conservazione 1 mese a -20°C	Note operatore		Codice SSN
Valori di riferimento *ZONUL - ZONULINA SIERICA	Limiti 20 - 48	U.M. ng/ml	Note -	Sesso -